



ficha técnica

Scooter
inteligente
super compacto
ROC

ROC es un **scooter eléctrico súper compacto (solo 99x55 cm)**, Su display digital con asistente de voz y la **innovadora tecnología PAi –sistema de seguridad Activa–** permiten una conducción segura y cómoda en curvas, pendientes y baches (hasta 70 mm).



Ofrece una autonomía única de 40 Km y excelentes resultados en todos los terrenos gracias a sus motores sin escobillas de 250W con batería de Lítio de 20 Ah y a sus grandes ruedas de 230mm y 255 mm.

Su medidas super compactas facilitan su movilidad en pasos estrechos, maniobras, entrada en ascensores...

Su asiento y mástil son plegables manualmente, reduciendo su tamaño al de una maleta, ideal para guardar y transportar.




36V/250W
sin escobillas

x1 litio

36V 12Ah
(440Wh)


32
kg


120
km/h


Aluminio
Acero



Ref. Int
ROC Burdeos 1487SC-95-250



ficha técnica

Scooter
inteligente
súper compacto

ROC



**Display digital de
gran tamaño
15 cm**



**Faro LED
con iluminación
nocturna**



**Colgador
incluido
de serie**



**Cesta de serie
capacidad 20 l.**



especificaciones
técnicas

Velocidad máxima 10 km/h
Autonomía 40 km
Dimensiones 99x55x88 cm (excluida la cesta)
Tamaño plegado 99x55x43 cm (excluida la cesta)
Rueda delantera 22 cm Ø
Rueda trasera 25 cm Ø
Pendiente máxima superada parking 12°
Pendiente máxima superada 8°
Altura superable bache 70 mm

