



ficha técnica

# SPA 1463

## Silla eléctrica plegable

SPA es una silla eléctrica ultraligera y resistente, ideal para accesos estrechos. Diseño atractivo y con gran variedad de accesorios disponibles, lo que la convierte actualmente en líder de ventas.



Ref. Int

Plata 1463SE-02-250

Negro 1463SE-08-250

Azul 1463SE-90-250



Aluminio



Plegable



Trasera






ficha técnica



# SPA 1463

Silla eléctrica plegable

## especificaciones técnicas



Ancho de asiento	47 cm
Ancho total	55 cm c/ accesorio
	59 cm
	57 cm s/ guardabarros
Profundidad c/ reposapiés	99 cm
Profundidad s/ reposapiés	83 cm
Alto total	92 cm
Alto del asiento al suelo	46 cm
Dimensiones de plegado	37 x 59 x 92 cm

Ruedas delanteras	180 mm macizas
Ruedas traseras	300 mm macizas
Reposabrazos	Abatible
Reposapiés	Plataforma plegable
Pendiente superable	12°
Radio de giro	90
Velocidad	6 km/h