



ficha técnica

1483

DAKAR

Scooter eléctrico alta gama

Scooter robusto con ruedas preparadas para la circulación en diferentes terrenos.

Asiento y respaldo "confort" que proporciona una conducción cómoda para el usuario. Iluminación LED.



especificaciones técnicas

Ancho del asiento	51 cm.
Ancho total	63 cm.
Alto total	100 cm.
Alto del asiento al suelo	53 cm.
Longitud total	140 cm.
Pendiente superable	10°
Velocidad	12 km/h

Ref. Int

Cobre 1483SCN-12-U N/D
Azul 1483SCN-90-U N/D
Burdeos 1483SCN-91-U N/D



24V/1750 W



12V 75Ah x2



Aluminio
Acero



Trasera

