



ficha técnica



1770CM

LIFTEY 150

Grúa de traslado (150 kg)

Grúa de traslado y elevación con estructura de acero de alta resistencia. Con capacidad de hasta 150kg de peso máximo de elevación.

Dimensiones reducidas ideales para la movilidad en domicilios o espacios pequeños.

Su elevado rango de elevación permite levantar al usuario desde el suelo hasta una cama.

Ref. Int
Azul 1770CM-07-U

x1 BATERIA GEL



DC24 8000N



5Ah DC24



35
kg



150
kg



Grúas



sillas de
ruedas
eléctricas



scooters



motores



sillas de
ruedas
manuales



grúas



cojines
anatómicos





ficha técnica

1770CM

LIFTEY 150

Grúa de traslado (150 kg)

Máxima seguridad

Percha de 4 ganchos para mayor seguridad y resistencia.

Ganchos cruzados para evitar que las cintas del arnés puedan soltarse.

Display digital con indicador de batería para un mayor control de la autonomía.

Puntos de anclaje reforzados, con pasadores de seguridad.

Paro de emergencia y sistema de bajada de emergencia manual.

medidas

Largo total 95 cm.

Altura mín. / max 78 a 187 cm.

Altura libre 11,50 cm.

Abertura de Patas (interior) 42 a 74 cm.

Abertura de Patas (exterior) 52 a 85 cm.

especificaciones técnicas

Servicios 60 por carga completa

Cargador 24V 1A

Tiempo de carga 5 horas

Rueda delantera 8 cm.

Rueda trasera 10 cm.

(incluye frenos)

Arneses compatibles

1170AC, 1172AC,

1177AC, 1178AC

Video comercial y montaje



accesorios



1170AC
ARNÉS UNIVERSAL



1172AC
ARNÉS CON
REPOSACABEZAS



1177AC
ARNÉS DE AJUSTE
RÁPIDO



Grúas



sillas de
ruedas
eléctricas



scooters



motores



sillas de
ruedas
manuales



grúas



cojines
anatómicos

