



ficha técnica

1771

LIFTEY DUO

Grúa de traslado y bipedestación

Grúa convertible con doble funcionalidad. **En tan sólo un par de minutos podemos convertir una grúa de traslado o elevación en una grúa de bipedestación** o 'cambia pañales' sólo cambiando el mástil de la percha y colocando la plataforma reposapiés de forma fácil y sencilla. Fabricada en estructura de acero de alta resistencia. Con capacidad de hasta 150kg de peso máximo de carga. Dimensiones reducidas ideales para la movilidad en domicilios o espacios pequeños.



Ref. Int

Azul 1771CM-07-U

x1 BATERIA GEL



DC24 8000N




5Ah DC24



35
kg



150
kg



Grúas



sillas de
ruedas
eléctricas



scooters



motores




sillas de
ruedas
manuales



grúas





ficha técnica

1771

LIFTEY DUO

Máxima seguridad

Percha de 4 ganchos para mayor seguridad y resistencia. Ganchos cruzados para evitar que las cintas del arnés puedan soltarse.

Display digital con indicador de batería para un mayor control de la autonomía.

Puntos de anclaje reforzados, con pasadores de seguridad.

Paro de emergencia y sistema de bajada de emergencia manual.



medidas

Largo total 95 cm.
Altura mín. / max 78 a 187 cm.
Altura libre 11,50 cm.
Abertura de Patas (interior) 42 a 74 cm.
Abertura de Patas (exterior) 52 a 85 cm.

especificaciones técnicas

Servicios 60 por carga completa
Cargador 24V 1A
Tiempo de carga 5 horas
Rueda delantera 8 cm.
Rueda trasera 10 cm.
(incluye frenos)
Arneses compatibles:
1170AC, 1172AC,
1177AC, 1178AC

accesorios



1170AC
ARNÉS UNIVERSAL



1172AC
ARNÉS CON REPOSACABEZAS



1177AC
ARNÉS DE AJUSTE RÁPIDO



1173AC
ARNÉS DE BIPEDESTACIÓN

Video comercial y montaje



sillas de
ruedas
eléctricas



scooters



motores



sillas de
ruedas
manuales



grúas

