



ficha técnica



Motores



sillas de  
ruedas  
eléctricas



scooters



motores



sillas de  
ruedas  
manuales



grúas



cojines  
anatómicos

# POWER PACK Plus New control

1753CM

Motor acompañante

El motor acompañante Power Pack plus es el más potente en su categoría alcanzando los 300W. Adaptable al 99% de las sillas del mercado su función es facilitar la tarea del acompañante durante la conducción de una silla manual, aliviando el peso durante el empuje y facilitando la manipulación de la silla para evitar sobre esfuerzos o lesiones del cuidador. **Incorpora mando de fácil uso y doble rueda para mayor tracción. Fácil de transportar y con función de plegado cuando no está en uso.**

Ref. Int

POWER PACK PLUS Rojo 1753CM



  
DC12W  
120-300W

x1 BATERÍA GEL


  
16 km  
22Ah

  
13,2 kg

  
136 kg  
pendientes de 10°

  
159 kg  
pendientes de 0°



 VIDEO PRODUCTO





ficha técnica

# POWER PACK Plus 1753CM

## New control

Motor acompañante

**Potente, adaptable y con nuevas funcionalidades.**



sillas de  
ruedas  
eléctricas



scooters



motores



sillas de  
ruedas  
manuales



grúas



cojines  
anatómicos



### Mando más compacto y funcional

Con indicador de nivel de batería LED claro, y con palanca ergonómica de control de velocidad.



### Mejor diseño y tracción.

Con doble rueda de 30x8 cm para mayor tracción. Diseño novedoso y actual.

## especificaciones técnicas

Ruedas 200mm. macizas

Motor 12V / 300W

Batería 22Ah

Pendiente superable 10° (para pesos de 136Kg.)

Velocidad 5,5 Km./h

Autonomía 16 Km.\*\*

Adaptable a sillas con ancho entre tubos bajo asiento de 35 a 50 cm.



### Fácil montaje y transporte



\*\*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso. Incluido peso de la silla.