



ficha técnica

1771

LIFTEY DUO

Grúa de traslado y bipedestación

Grúa para traslado convertible en grúa de bipedestación, para el traslado de personas con problemas de movilidad. Fácil de manejar en espacios reducidos, con capacidad de elevación requerida para el cuidado doméstico.

Ref. Int

Azul 1771CM-07-U



DC24 8000N DC24 5 Ah





ficha técnica

LIFTEY DUO 1771

Grúa de traslado y bipedestación

medidas

Largo total 95 cm.
Altura mín. / max 78 a 187 cm.
Altura libre 11,50 cm.
Abertura de Patas (interior) 42 a 74 cm.
Abertura de Patas (exterior) 52 a 85 cm.

especificaciones técnicas

Servicios 60 por carga completa
Cargador 24V 1A
Tiempo de carga 5 horas
Rueda delantera 8 cm.
Rueda trasera 10 cm. (incluye frenos)
Arneses compatibles:
1170AC, 1172AC,
1177AC, 1178AC

