



ficha técnica

1770

LIFTEY 150

Grúa de traslado (150 kg)

Grúa para el traslado de personas con problemas de movilidad.
Fácil de manejar en espacios reducidos, con capacidad de elevación requerida para el cuidado doméstico.

Ref. Int

Azul 1770CM-07-U



DC24 8000N



DC24 5 Ah





ficha técnica

1770

LIFTEY 150

Grúa de traslado (150 kg)

medidas

Largo total 95 cm.
Altura mín. / max 78 a 187 cm.
Altura libre 11,50 cm.
Abertura de Patas (interior) 42 a 74 cm.
Abertura de Patas (exterior) 52 a 85 cm.

especificaciones técnicas

Servicios 60 por carga completa
Cargador 24V 1A
Tiempo de carga 5 horas
Rueda delantera 8 cm.
Rueda trasera 10 cm. (incluye frenos)
Arneses compatibles:
1170AC, 1172AC,
1177AC, 1178AC

