



Plegable en 3 simples pasos.



Ligero



Pequeñas dimensiones.



Reposabrazos opcional.



VERSÁTIL Y
ADAPTABLE

ROBUSTO
Y CÓMODO

FÁCIL DE
TRANSPORTAR

CONDUCCIÓN
SUAVE





Acabados y estructura de aluminio de alta calidad.



Control visual de velocidad, dirección y carga de baterías.



Manillar adaptable en altura y en ángulo.



Con reposabrazos opcionales.



Batería de litio ligera y fácilmente extraíble.



Sistema amortiguación frontal patentado con efecto "4 ruedas separadas"



Respaldo y asiento de poliuretano y con click de cierre para el transporte.



Motor DC24V de 80 hasta 340W.



Reducción de velocidad inteligente en curvas.



Bolsa inferior para guardar documentos o batería adicional.



Fácil de transportar. Con ruedas antivuelco.



Vídeo de producto.

Disponible en amarillo y rojo.

	1472SC
Dimensiones (an x lar x al)	43,5 x 98 x 102,5 cm.
Dimensiones plegado (an x lar x al)	43,5 x 52 x 64 cm.
Peso máximo soportado	114 Kg.
Motor	DC 24V, 80 a 340W.
Baterías	Litio 24V / 11.5 Ah.
Peso scooter (con baterías)	25,7 Kg.
Pendiente máxima	6°
Colores	Amarillo y Rojo

Accesorios opcionales: batería adicional, reposabrazos, maleta de transporte, cubierta, cargador externo.

Disponible maleta robusta opcional.
Con acolchado anatómico de foam en el interior.



TEYDER®

Tel. 93 381 90 11

E-mail: pedidos@teyder.com - www.teyder.com