



ficha técnica

1404SR

RAMBLA



Silla de ruedas plegable de acero

Silla de ruedas de acero autopropulsable, plegable con reposabrazos abatibles y extríbles. Reposapiés abatibles y regulables en altura. Ruedas traseras de extracción rápida. Tapicería de nylon, ignífuga y lavable.

especificaciones técnicas

Ancho total 59 - 61 - 63 - 65 cm.
Ancho asiento 41 - 43 - 45 - 47 cm.
Largo total 101 cm.
Largo asiento 43 cm.
Alto total 90 cm.
Alto del respaldo 43 cm.
Alto del asiento al suelo 49 cm.

Ruedas Delanteras 200mm macizas
Ruedas Traseras 600mm macizas
Reposabrazos Abatible y extraíble
Reposapiés Abatible exterior.
Altura regulable
Respaldo No plegable.
Bolsillo portaobjetos.



Acero Plegable

Gris oscuro

Ref. Int

RAMBLA Gris Oscuro 1404SR-19-41 SRMO40A
RAMBLA Gris Oscuro 1404SR-19-43 SRMO40A
RAMBLA Gris Oscuro 1404SR-19-45 SRMO40A
RAMBLA Gris Oscuro 1404SR-19-47 SRMO40A



Sillas eléctricas
manuales



sillas de
ruedas
eléctricas



scooters



motores



sillas de
ruedas
manuales



grúas

