



Sillas
eléctricas
manuales

ficha técnica

1405SR
RAMBLA

Silla de ruedas
plegable de acero


Silla de ruedas de acero
autopropulsable, plegable
con reposabrazos abatibles y
extraíbles. Reposapiés abati-
bles y regulables en altura.
Ruedas traseras de extracción
rápida. Tapicería de nylon,
ignífuga



especificaciones técnicas

Ancho total 59 - 61 - 63 - 65 cm.
Ancho asiento 41 - 43 - 45 - 47 cm.
Largo total 101 cm.
Largo asiento 43 cm.
Alto total 90 cm.
Alto del respaldo 43 cm.
Alto del asiento al suelo 49 cm.

Ruedas Traseras 600mm macizas
Reposabrazos Abatible y extraíble
Reposapiés Abatible exterior.
Altura regulable
Respaldo No plegable.
Bolsillo portaobjetos.



Acero Plegable



Gris oscuro

Ref. Int

RAMBLA Gris Oscuro 1405SR-19-41 SRM010A
RAMBLA Gris Oscuro 1405SR-19-43 SRM010A
RAMBLA Gris Oscuro 1405SR-19-45 SRM010A
RAMBLA Gris Oscuro 1405SR-19-47 SRM010A



scooters



motores



sillas de
ruedas
manuales



grúas



cojines
anatómicos

