



ficha técnica

HERCULES 1410SR

Silla de ruedas
de acero bariátrica



Silla de ruedas de acero bariátrica autopropulsable, plegable, con reposabrazos desmontables y reposapiés abatibles y extraíbles. Las ruedas delanteras y traseras son macizas. Tapicería de nylon, ignífuga y lavable.



Acero



Gris oscuro

Ref. Int

HÉRCULES Gris Oscuro 1410SR-50 SRM040C

HÉRCULES Gris Oscuro 1410SR-55 SRM040C

HÉRCULES Gris Oscuro 1410SR-60 SRM040C



Sillas
eléctricas
manuales



sillas de
ruedas
eléctricas



scooters



motores



sillas de
ruedas
manuales



grúas



cojines
anatómicos






ficha técnica

1410SR
HERCULES

especificaciones técnicas

Ancho total 73 - 78 - 83 cm.
Ancho asiento 50 - 55 - 60 cm.
Largo total 111,5 cm.
Largo asiento 45 cm.
Alto total 91,5 cm.
Alto del respaldo 37 cm.
Alto del asiento al suelo 53 cm.

Ruedas Delanteras 200mm macizas
Ruedas Traseras 610mm macizas
Reposabrazos Abatible y extraíble
Reposapiés Abatible exterior.
Altura regulable
Respaldo Bolsillo portaobjetos



accesorios



1AYJ00509-92-D
REPOSAPIÉS
ELEVABLE
DERECHO



1AYJ00509-92-I
REPOSAPIÉS
ELEVABLE
IZQUIERDO



1AYJ3708-92-U
ANTIVUELCOS



1FS565-25-U
PORTAOXÍGENO



1M31000326-02-U
PORTABASTÓN MÁS
CINCHA UNIVERSAL



1FS512-25-U
PORTASUEROS
2 GANCHOS

repuestos



1YK708-08-U
JUEGO DE FRENOS



1YK709-08-U
RUEDA TRASERA
24"



1YK712-02-U
REPOSAPIÉS
DERECHO



1YK713-02-U
REPOSAPIÉS
IZQUIERDO



1YK715-08-U
PLATAFORMA
REPOSAPIÉS



1YK716-08-U
RUEDA DELANTERA



1YK762L-08-U
REPOSAPIÉS
ELEVABLE
DERECHO



1YK762R-08-U
REPOSAPIÉS
ELEVABLE
IZQUIERDO

