



ficha técnica

1424SR / 1424SRM

ATLANTA

**Silla de Aluminio
muy ligera, versátil
y configurable.**

La **ATLANTA** es una silla ligera y versátil fabricada en aluminio, que ofrece muchas posibilidades de configuración y dos tamaños de ruedas traseras.

Ideal para usuarios y acompañantes que buscan una silla de ruedas ligera pero robusta que satisfaga los **requerimientos de opciones especiales de adaptación.**



4 Tallas ancho
de asiento disponibles:
39 / 41 / 44 / 47 / 50 cm





ficha técnica


1424SR

ATLANTA

Silla de Aluminio muy ligera, versátil y configurable.



especificaciones técnicas



Ancho del asiento	39/42/45/47/50 cm.
Ancho total	59/62/65/68 cm.
Profundidad	
con reposapiés	104 cm
sin reposapiés	79 cm
Alto total	94/101,5 cm.
Alto del asiento al suelo	49/51 cm.
Respaldo regulable altura	42/49 cm
Alto asiento al suelo	48,5/50/51,5 cm
Altura respaldo	42/49,5 cm
Profundidad asiento	40/46 cm
Altura reposabrazos	22/25 cm
Dimensiones plegado	31*80*94/101 cm.
Ruedas delanteras	200 mm. macizas
Ruedas traseras	600 mm. PU
Radio de giro	1292-1312 mm

Respaldo regulable en tensión (3 bandas)
Eje trasero de liberación rápida (quick release)
Regulación del centro de gravedad de la silla
Reposabrazos elevables y desmontables
Reposapiés abatibles y desmontables, c/sportes talón.



Respaldo ajustable en tensión




Reposabrazos y empuñaduras ajustables en altura




Asiento ajustable en profundidad y altura



Reposapiés de ángulo regulable



Aluminio



Plegable



Marengo

accesorios



SOPORTE PARA AMPUTADOS



RUEDAS ANTIVUELCO



REPOSACABEZAS



REPOSAPIES ELEVABLE



PORTASUEROS 2 GANCHOS



PORTA OXÍGENO



PORTABASTÓN+ CINCHA UNIVERSAL



BOLSA Y MOCHILA



ficha técnica


1424SRM

ATLANTA

Silla de Aluminio muy ligera,
versátil y configurable.




especificaciones técnicas




Ancho del asiento	39/42/45/47/50 cm.
Ancho total	56/59/62/65 cm.
Profundidad con reposapiés	104 cm
sin reposapiés	79 cm
Alto total	94/101,5 cm.
Alto del asiento al suelo	49/51 cm.
Respaldo regulable altura	42/49 cm
Alto asiento al suelo	48,5/50/51,5 cm
Altura respaldo	42/49,5 cm
Profundidad asiento	40/46 cm
Altura reposabrazos	22/25 cm
Dimensiones plegado	31*80*94/101 cm.
Ruedas delanteras	200 mm. macizas
Ruedas traseras	300 mm. PU
Radio de giro	1292-1312 mm

Respaldo regulable en tensión (3 bandas)
Eje trasero de liberación rápida (quick release)
Regulación del centro de gravedad de la silla
Reposabrazos elevables y desmontables
Reposapiés abatibles y desmontables, c/sportes talón.



Aluminio



Plegable



Marengo

accesorios



SOPORTE PARA AMPUTADOS



RUEDAS ANTIVUELCO



REPOSACABEZAS



REPOSAPIES ELEVABLE



PORTASUEROS 2 GANCHOS



PORTA OXÍGENO



PORTABASTÓN + CINCHA UNIVERSAL



BOLSA Y MOCHILA