



ficha técnica



1432SR

BASIC II

Silla de ruedas
reclinable
autopropulsable
y plegable.

Incluye de serie los reposapiés
elevables. Incluye palanca posterior
de reclinación del respaldo.



Aluminio



Plegable



Gris claro

Ref. Int

BASIC II Gris Claro 1432SR-08-41 SRM010A

BASIC II Gris Claro 1432SR-08-45 SRM010A



Sillas
eléctricas
manuales



sillas de
ruedas
eléctricas



scooters



motores



sillas de
ruedas
manuales



grúas



cojines
anatómicos





ficha técnica


1432SR

BASIC II

especificaciones técnicas

Ancho total 63 - 68 cm.
Ancho asiento 41 - 45 cm.
Largo total 123 cm.
Largo asiento 40 cm.
Alto total 126 cm.
Alto del respaldo 80 cm.
Alto del asiento al suelo 50 cm.

Ruedas Delanteras 200mm macizas
Ruedas Traseras 600mm macizas
Reposabrazos Abatibles y extraíbles
Reposapiés Elevables, ajustables en altura
Abatibles hacia el exterior
Respaldo Largo con cabezal incluido y extraíble



accesorios



1AYJ00509-92-D
REPOSAPIÉS
ELEVABLE
DERECHO



1AYJ00509-92-I
REPOSAPIÉS
ELEVABLE
IZQUIERDO



1AYJ3708-92-U
ANTIVUELCOS



1FS565-25-U
PORTAOXÍGENO



1M31000326-02-U
PORTABASTÓN MÁS
CINCHA UNIVERSAL



1FS512-25-U
PORTASUEROS
2 GANCHOS



repuestos



1YK402-08-U
RUEDAS
ANTIVUELCO



1YK739-08-U
RUEDA TRASERA



1YK740-08-L
RUEDA HORQUILLA
IZQUIERDA



1YK740-08-R
RUEDA HORQUILLA
DERECHA



1YK752-08-U
ALMOHADILLA
REPOSABRAZOS



1YK753-08-U
EMPUÑADURA



1YK754-08-L
REPOSABRAZOS
COMPLETO
IZQUIERDA



1YK754-08-R
REPOSABRAZOS
COMPLETO
DERECHA



1YK760-08-L
FRENO
IZQUIERDO



1YK760-08-R
FRENO
DERECHO

