



ficha técnica



4 Tallas ancho  
de asiento disponibles:  
41 / 43 / 45 / 47 cm

1424SR

# ATLANTA

Silla de Aluminio  
muy ligera, versátil  
y configurable.

La **ATLANTA** es una silla ligera y versátil fabricada en aluminio, que ofrece muchas posibilidades de configuración.


Ideal para usuarios y acompañantes que buscan una silla de ruedas ligera pero robusta que satisfaga los **requerimientos de opciones especiales de adaptación**.




15  
kg



130  
kg



Aluminio



Plegable



Marengo








ficha técnica

1424SR  
**ATLANTA**

Silla de Aluminio muy ligera,  
versátil y configurable.



especificaciones técnicas

Ancho de asiento	41/43/45/47 cm
Ancho total	59/62/65/68 cm
Profundidad c/ reposapiés	99/104 cm
Profundidad s/ reposapiés	79 cm
Alto total	94/101,5 cm
Alto asiento regulable	40/51,5 cm
Respaldo regulable altura	42/49 cm
Alto del asiento al suelo	48,5/50/51,5 cm
Altura respaldo	42/49,5 cm
Profundidad del asiento ajustable	40/46 cm
Altura reposabrazos	22/25 cm
Ruedas delanteras	200 mm macizas
Ruedas traseras (cubiertas PU)	600 mm
Radio de giro	1292/1312 mm

características



Respaldo regulable en tensión (3 Bandas)  
 Eje trasero de liberación rápida (quick release),  
 Regulación del centro de gravedad de la silla  
 Reposabrazos elevables y desmontables  
 Reposapiés abatibles y desmontables,  
 c/ soportes talón

accesorios



**SOPORTE PARA AMPUTADOS**



**RUEDAS ANTIVUELCO**



**REPOSACABEZAS**



**REPOSAPIES ELEVABLE**



**PORTASUEROS 2 GANCHOS**



**PORTA OXÍGENO**



**PORTABASTÓN + CINCHA UNIVERSAL**



**BOLSA Y MOCHILA**