



ficha técnica



DAKAR DUO

Scooter dúo 1483

Ref. Int

Plata 1483SCDUO-92-U

Dakar DUO es un scooter robusto con ruedas preparadas para la circulación por diferentes terrenos. Su asiento tiene capacidad para dos personas o personas de gran peso, lo que lo hace ideal para paseos en pareja.



24V/2200W



12V 75Ah x2



150 kg



225 kg



Aluminio
Acero



Trasera



sillas de
ruedas
eléctricas



scooters



motores



sillas de
ruedas
manuales



grúas





ficha técnica

1483

DAKAR DUO

especificaciones técnicas

Ancho de asiento	80 cm
Ancho total	86 cm
Alto total	135 cm
Alto del asiento al suelo	53 cm
Longitud total	152 cm
Pendiente superable	10°
Velocidad	15 km/h



Accesorios



1M34203002-08-U
PORTAOXÍGENO



1M31000326-02-U
PORTABASTÓN MÁS CINCHA UNIVERSAL



1M34203010-08-U
PORTAANDADOR



1M417000SC-08-U
CESTA PORTA OBJETOS



1NABG001-08-U
BOLSA



1M61230167
USB



sillas de
ruedas
eléctricas



scooters



motores



sillas de
ruedas
manuales



grúas

