

1495SE TRON



Motor
DYNAMIC
2x 340W
sin escobillas

35~40 km
52Ah x2
24V
GEL

76,5 kg
sin batería

136 kg

Acero

Respaldo
plegable

Negro/Azul

TEYDER®
La vida en movimiento

c/ Polígono Industrial Sant Antoni, nave 5
08620 Sant Vicenç dels Horts
Barcelona • SPAIN

MD

CE

SGS

SGS

UKAS

www.teyder.com

TEYDER® La vida en movimiento

1495SE

TRON
TRON PLUS
1496SE



Medidas
ajustables
Altamente
adaptable



NUEVAS sillas eléctricas con respaldo reclinable y asiento basculante



La TRON es una silla eléctrica ultracompacta para interior y exterior, con respaldo reclinable y asiento basculante. Sus medidas son ajustables y altamente adaptables. Sus dimensiones compactas -ancho de solo 58 cm-, **permiten a la silla TRON pasar a través de puertas y maniobrar en lugares estrechos.**

Las ruedas diseñadas para un mejor **agarre en todo tipo de terreno y la suspensión** trasera aportan una mejor experiencia en terrenos irregulares (pendiente superable 10° y obstáculos de 5 cm). **Las baterías de gran capacidad (2X 52Ah) ofrecen un máximo rendimiento (autonomía de 35/40 km).**



1495SE TRON

La TRON es una silla eléctrica ultracompacta para interior y exterior, con respaldo reclinable y asiento basculante. Sus medidas son ajustables y altamente adaptables.



**Diseño
inteligente
Ultra
compacta**

Incluye de serie:

- Reposacabezas
- Almohadillas de los reposabrazos ajustables en altura y profundidad
- El VAS (Asiento Ajustable Variable), puede ajustarse con precisión
- Cojín anatómico con funda
- Respaldo anatómico
- Disponible reposapiés elevables y kit de luces opcionales
- Electrónica LINX y motores Dynamic



manua/
0/15° grados
Basculación
0/40° grados
Reclinación

1496SE TRON PLUS

Silla eléctrica con respaldo reclinable y asiento basculante electrónico, con un diseño ergonómico para un mayor confort.



electrónico
0/20° grados
Basculación
90/140° grados
Reclinación

Incluye de serie:

- Luces
- Reposacabezas
- Almohadillas reposabrazos ajustables en altura y profundidad
- VAS (Asiento Ajustable Variable), ajustable con precisión
- Cojín de asiento con una funda
- Respaldo anatómico y reposapiés elevables



NUEVAS sillas eléctricas con respaldo reclinable y asiento basculante