



ficha técnica

1488 SC

ZHIK

Scooter ultraligero, compacto y plegable

El scooter ZHIK es ultraligero, compacto y moderno.

Destaca por su diseño inteligente y su reducido peso -solo 17 kg- que le permite soportar hasta 120 kg.

Dispone de un display digital.

Ofrece una autonomía 18 Km con excelentes prestaciones gracias a sus motores sin escobillas de 270W, con batería de Litio de 10 Ah (opcional configuración 2X10 Ah permite una autonomía 36 km) y grandes ruedas de 210mm y 230 mm.

Su medidas super compactas (solo 94,6 cm X 50,5 cm) le permiten acceder con facilidad a entornos estrechos como las maniobras de entrada a ascensores.

Su fácil plegado manual, lo transforma en un scooter del tamaño de una maleta, convirtiéndolo en un ideal acompañante de viajes. Incluye cesta bajo el asiento y LED de serie.

Homologado para viajar en avión.



Ref. Int
ZHIK Negro 1488SC


24V/270W
sin escobillas

x1 litio

24V 10Ah

x2 litio

24V 10Ah


17 kg


120 kg


Aluminio
Acero


Plegable


Negro



Scooters



sillas de
ruedas
eléctricas



scooters



motores



sillas de
ruedas
manuales



grúas



cojines
anatómicos





ficha técnica



ZHIK 1488 SC

Único en su categoría
con tan solo 17 Kg.



VIDEO PRODUCTO

especificaciones técnicas

Largo 94,6cm
Ancho total 50,5cm
Altura total 90cm
Ancho asiento 46cm
Velocidad máxima 8 km/h
Dimensiones 94 x 50,5 x 71 (con cesta)
Tamaño plegado 31 x 50,5 x 73 cm (c/cesta)
Rueda delantera 21 cm Ø maciza.
Rueda trasera 23 cm Ø maciza.
Radio de giro 110 mm
Pendiente máxima superable 15°
Altura superable bache 40 mm

ACCESORIO
Mochila
delantera



Ref. 1SIW006



Display
digital.



Asiento
acolchado
para mayor
confort.



Cesta inferior
y luz LED
de serie.



Scooters



sillas de
ruedas
eléctricas



scooters



motores



sillas de
ruedas
manuales



grúas



cojines
anatómicos

