

# BASIC II

## SILLA DE RUEDAS RESPALDO RECLINABLE

Silla de ruedas reclinable autopropulsable y plegable, incluye de serie los reposapiés elevables. Incluye palanca posterior de reclinación del respaldo.



### Medidas

Ancho total	63 - 68 cm.
Ancho asiento	41 - 45 cm.
Largo total	123 cm.
Largo asiento	40 cm.
Alto total	126 cm.
Alto del respaldo	80 cm.
Alto del asiento al suelo	50 cm.
Peso máximo soportado	120 Kg.
Peso total	29,5 Kg.

### Descripción

Color	Ref. Int	IMF
Gris Claro	1432SR-08-41	SRM010A
Gris Claro	1432SR-08-45	SRM010A




### Especificaciones Técnicas

Estructura	Acero
Color	Gris Claro
Ruedas Delanteras	200mm macizas
Ruedas Traseras	600mm macizas
Reposabrazos	Abatibles y extraíbles
Reposapiés	Elevables, ajustables en altura Abatibles hacia el exterior
Respaldo	Largo con cabezal incluido y extraíble

## ACCESORIOS



**1AYJ00509-92-D**  
REPOSAPIÉS  
ELEVABLE  
DERECHO



**1AYJ00509-92-I**  
REPOSAPIÉS  
ELEVABLE  
IZQUIERDO




**1AYJ3708-92-U**  
ANTIVUELCOS



**1FS565-25-U**  
PORTAOXÍGENO



**1M31000326-02-U**  
PORTABASTÓN MÁS  
CINCHA UNIVERSAL



**1FS512-25-U**  
PORTASUEROS  
2 GANCHOS

## RECAMBIOS



**1YK402-08-U**  
RUEDAS  
ANTIVUELCO



**1YK739-08-U**  
RUEDA TRASERA



**1YK740-08-L**  
RUEDA HORQUILLA  
IZQUIERDA



**1YK740-08-R**  
RUEDA HORQUILLA  
DERECHA



**1YK752-08-U**  
ALMOHADILLA  
REPOSABRAZOS



**1YK753-08-U**  
EMPUÑADURA



**1YK754-08-L**  
REPOSABRAZOS  
COMPLETO  
IZQUIERDA



**1YK754-08-R**  
REPOSABRAZOS  
COMPLETO  
DERECHA



**1YK760-08-L**  
FRENO  
IZQUIERDO



**1YK760-08-R**  
FRENO  
DERECHO