

BOX

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA PLEGABLE COMPACTA INTERIOR-EXTERIOR

BOX es una silla eléctrica de dimensiones reducidas. La más potente entre sus homólogas. Ideal para la movilidad interior y exterior. Fácil de transportar, permite desmontarse en 3 partes de menos de 15Kg cada una.



Video montaje



Manillar soporte acompañante: Permite al acompañante empujar la silla en modo manual. Accesorio necesario para poder acoplar el mando acompañante.



Partes en las que se desmonta, muy práctica para almacenamiento y/o viajar.



Ruedas antivuelco. Aportan seguridad en las maniobras.



Joystick PG muy intuitivo para el usuario.

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
BOX	Blanco	1452SE-01-U	SRE000A
BOX	Burdeos	1452SE-91-U	SRE000A



Medidas

Ancho del asiento	46 cm.
Ancho total	60 cm.
Profundidad con reposapiés	90 cm.
Profundidad sin reposapiés	66 cm.
Alto total	92 cm.
Alto del asiento al suelo	46-53 cm.
Peso máximo soportado	114 Kg.
Peso total con batería	45 Kg.

Especificaciones Técnicas

Ruedas delanteras	150mm macizas
Ruedas traseras	200mm macizas
Reposabrazos	Abatible
Reposapiés	Plataforma abatible
Color	Blanco - Burdeos
Motor	24V / 300W
Batería	12V 15Ah x 2
Pendiente superable	6
Radio de giro	57
Velocidad	6,4 km/h
Autonomía	15 km*

1 Joystick PG
Programable, personalizable.

2 Reposapiés
Plataforma reposapiés elevable. Permite el acceso y salida de la silla de una manera más cómoda.

3 Respaldo
Respaldo y asiento confort. Acolchado y ergonómico para una mayor comodidad del usuario.

4 Asiento
Asiento regulable en altura.



* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.

ACCESORIOS



1M33500160-08-U
MANILLAR ACOMP
AUX



1NABG001-08-U
BOLSA
REPOSABRAZOS
UNIVERSAL



1M31000326-02-U
PORTABASTÓN MÁS
CINCHA UNIVERSAL



1NASP01-08-U
SOPORTE DISPOSI-
TIVOS MOVILES



1M34203002-08-U
PORTAOXÍGENO



1M34203010-08-U
PORTAANDADOR



1M417000SC-08-U
CESTA PORTA
OBJETOS

RECAMBIOS



1M31000311-08-U
REPOSABRAZOS
IZQUIERDO



1M31000312-08-U
REPOSABRAZOS
DERECHO



1M33100861-08-U
RUEDA DELANTERA



1M33100874-08-U
RUEDA TRASERA



1M33300365-08-U
PLATAFORMA
REPOSAPIÉS



1M64220011-08-U
JOYSTICK



1M6510M003-08-U
CARGADOR 24V

BOX