## **DAKAR DUO**

### SCOOTER **DUO**

DAKAR DUO es un scooter robusto con ruedas preparadas para la circulación por diferentes terrenos. Su asiento tiene capacidad para dos personas, lo que lo hace ideal para paseos en pareja. Gracias al peso que soporta, 225Kg., podemos considerar el modelo DAKAR DUO como un scooter bariátrico.











Rueda trasera



Amortiguación trasera



Panel de control

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
DAI(AD DII)	DI I	14000000110 00 11	NI /D
DAKAR DUO	Plata	1483SCDUO-92-U	N/D



#### Medidas

Ancho del asiento	80 cm
Ancho total	86 cm
Alto total	135 cm
Alto del asiento al suelo	53 cm
Longitud total	152 cm
Peso máximo soportado	225 Kg
Peso total con batería	150 Kg

#### Especificaciones Técnicas

Color	Plata
Motor	24V / 2200W
Batería	12V 75Ah x 2
Pendiente superable	10°
Velocidad	15 km/h
Autonomía	50 km*

59



\*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.

### **ACCESORIOS**

# DAKAR DUO



1M34203002-08-U PORTAOXÍGENO



1M31000326-02-U PORTABASTÓN MÁS CINCHA UNIVERSAL



1M34203010-08-U PORTAANDADOR



1M417000SC-08-U CESTA PORTA OBJETOS



1NABG001-08-U BOLSA



**1M61230167** USB