

DAKAR

SCOOTER ELÉCTRICO TODOTERRENO


DAKAR es un scooter robusto con ruedas preparadas para la circulación por diferentes terrenos. Dispone de iluminación led. Su asiento y respaldo confort permiten una conducción cómoda para el usuario.



Luz led delantera



Ruedas PU macizo con dibujo



Amortiguación trasera



Panel de control

MEDIDAS

PESOS

Peso total 115 Kg. Peso soportado 158 Kg.

BATERÍA

1750W 75 Ah x 2 Autonomía 45,5 Km

CARACTERÍSTICAS

Cinturón Seguridad Amortiguación Trasera

COLORES

Cobre Azul Burdeos



Medidas

Ancho del asiento	51 cm.
Ancho total	63 cm.
Alto total	100 cm.
Alto del asiento al suelo	53 cm.
Longitud total	140 cm.
Peso máximo soportado	158 Kg.
Peso total con batería	115 Kg.

Especificaciones Técnicas

Color	Cobre - Azul - Burdeos
Motor	24V / 1750W
Batería	12V 75Ah x 2
Pendiente superable	10°
Velocidad	12 km/h
Autonomía	45,5 km*

- Manillar**
Muy intuitivo, fácil manejo mediante pulsación de palancas.
- Cesta Portaobjetos**
Cesta ideal para guardar la compra o los objetos personales.
- Mástil**
Regulable en inclinación.
- Reposabrazos**
Reposabrazos abatibles y regulables en altura.
- Asiento Giratorio 360°**
Permite una mayor comodidad al usuario para acceder a mesas comedor. Reclinable y plegable.
- Luces Led**
Incorporadas.

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
DAKAR	Cobre	1483SCN-12-U	N/D
DAKAR	Azul	1483SCN-90-U	N/D
DAKAR	Burdeos	1483SCN-91-U	N/D

* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.

ACCESORIOS

DAKAR



1M34203002-08-U
PORTAOXÍGENO




1M31000326-02-U
PORTABASTÓN MÁS
CINCHA UNIVERSAL



1M34203010-08-U
PORTAANDADOR



1M417000SC-08-U
CESTA PORTA
OBJETOS



1NABG001-08-U
BOLSA



1M61230167
USB