

# LEMANS PLUS

SCOOTER ELÉCTRICO  
DESMONTABLE

LEMANS PLUS es el scooter intercity de dimensiones reducidas perfecto para interior y exterior. Ligero y desmontable en 5 piezas facilita su transporte y/o almacenaje.

**MEDIDAS**

**PESOS**

47 Kg. **Peso total**      136 Kg. **Peso soportado**

**BATERÍA**

420W      22 Ah x 2      17 Km **Autonomía**

**CARACTERÍSTICAS**

Desmontable

**COLORES**

● Azul      ● Burdeos



Video montaje




Desmontado Lemans



Display



Detalle posterior



Zoom rueda lateral

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
LEMANS PLUS	Azul	1476SC-90-U	N/D
LEMANS PLUS	Burdeos	1476SC-91-U	N/D



## Medidas

Ancho total	54 cm.
Profundidad total	102 cm.
Alto total	89 cm.
Alto del asiento al suelo	50 cm.
Peso máximo soportado	136 Kg.
Peso total con batería	47 Kg.

## Especificaciones Técnicas

Color	Azul - Burdeos
Motor	24V / 420W
Batería	12V 22Ah x 2
Pendiente superable	6°
Velocidad	9,6 km/h
Autonomía	17 km*

- Manillar Display Analógico**  
Manillar muy intuitivo, fácil manejo mediante pulsación de palancas.
- Cesta Portaobjetos**  
Cesta metálica ideal para guardar la compra o los objetos personales.
- Mástil**  
Regulable en inclinación.
- Reposabrazos**  
Reposabrazos abatibles y regulables en anchura.
- Asiento Giratorio 360°**  
Permite una mayor comodidad al usuario para acceder a mesas comedor.

\* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.

## ACCESORIOS

# LEMANS PLUS



**1M34203002-08-U**  
PORTAÓXÍGENO




**1M31000326-02-U**  
PORTABASTÓN MÁS  
CINCHA UNIVERSAL



**1M34203010-08-U**  
PORTAANDADOR



**1M417000SC-08-U**  
CESTA PORTA  
OBJETOS



**1NABG001-08-U**  
BOLSA



**1M61230167**  
USB

## RECAMBIOS



**1M30500090-08-U**  
FRONTAL  
COMPLETO



**1M61090046-08-U**  
CONECTOR  
LLAVE MANDO