

LIFTEY 150



CARACTERÍSTICAS

Grúa de traslado y elevación con estructura de acero de alta resistencia. Con capacidad de hasta 150kg de peso máximo de elevación.

Dimensiones reducidas ideales para la movilidad en domicilios o espacios pequeños.

Su elevado rango de elevación permite levantar al usuario desde el suelo hasta una cama.

MÁXIMA SEGURIDAD

Percha de 4 ganchos para mayor seguridad y resistencia. Ganchos cruzados para evitar que las cintas del arnés puedan soltarse.

Display digital con indicador de batería para un mayor control de la autonomía.

Puntos de anclaje reforzados, con pasadores de seguridad.

Paro de emergencia y sistema de bajada de emergencia manual.

FÁCIL MANEJO

Apertura de patas mediante pedal ergonómico para manejo con el pie. La altura de las patas permite introducirlas debajo de la mayoría de camas.

Gran asa ergonómica con cantos redondeados para un manejo cómodo de la grúa.



Video comercial y montaje



DIMENSIONES REDUCIDAS



FÁCIL MANIPULACIÓN



MÁXIMA SEGURIDAD

Especificaciones Técnicas

Motor	DC24 8000N
Batería	DC24 5 Ah
Servicios	60 por carga completa
Cargador	24V 1A
Tiempo de carga	5 horas
Rueda delantera	8 cm.
Rueda trasera	10 cm. (incluye frenos)
Arneses compatibles:	1170AC, 1172AC, 1177AC, 1178AC

Medidas

Largo total	95 cm.
Altura mín. / max	78 a 187 cm.
Altura libre	11,50 cm.
Peso máximo soportado	150 Kg.
Peso total	35 Kg.
Obertura de Patas (interior)	42 a 74cm.
Obertura de Patas (exterior)	52 a 85cm.

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
LIFTEY 150	Azul	1770CM-07-U	N/D

LIFTEY DUO



CARACTERÍSTICAS

Grúa convertible con doble funcionalidad; En tan sólo un par de minutos podemos convertir una grúa de traslado o elevación en una grúa de bipedestación o 'cambia pañales' sólo cambiándola el mástil de la percha y colocando la plataforma reposapiés de forma fácil y sencilla.

Fabricada en estructura de acero de alta resistencia. Con capacidad de hasta 150kg de peso máximo de carga.

Dimensiones reducidas ideales para la movilidad en domicilios o espacios pequeños.

MÁXIMA SEGURIDAD

Percha de 4 ganchos para mayor seguridad y resistencia. Ganchos cruzados para evitar que las cintas del arnés puedan soltarse.

Display digital con indicador de batería para un mayor control de la autonomía.

Puntos de anclaje reforzados, con pasadores de seguridad.

Paro de emergencia y sistema de bajada de emergencia manual.

FÁCIL MANEJO

Apertura de patas mediante pedal ergonómico para manejo con el pie. La altura de las patas permite introducirlas debajo de la mayoría de camas.

Gran asa ergonómica con cantos redondeados para un manejo cómodo de la grúa



Video comercial y montaje



DOS EN UNO



FÁCIL MANIPULACIÓN



MÁXIMA SEGURIDAD

Especificaciones Técnicas

Motor	DC24 8000N
Batería	DC24 5 Ah
Servicios	60 por carga completa
Cargador	24V 1A
Tiempo de carga	5 horas
Rueda delantera	8 cm.
Rueda trasera	10 cm. (incluye frenos)
Arneses compatibles:	1170AC, 1172AC, 1177AC, 1178AC

Medidas

Largo total	95 cm.
Altura mín. / max	78 a 187 cm.
Altura libre	11,50 cm.
Peso máximo soportado	150 Kg.
Peso total	35 Kg.
Obertura de Patas (interior)	42 a 74cm.
Obertura de Patas (exterior)	52 a 85cm.

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
LIFTEY DUO	Azul	1771CM-07-U	N/D

LIFTEY AL180

CARACTERÍSTICAS

Grúa de traslado y elevación fabricada en aluminio de alta calidad. Ideal para uso en instituciones o residencias gracias a su alta resistencia a la corrosión y su capacidad de carga de hasta 180kg de peso. Dispone de cargador de pared como accesorio.

MÁXIMA SEGURIDAD

Percha de 4 ganchos para mayor seguridad y resistencia. Ganchos cruzados para evitar que las cintas del arnés puedan soltarse. Display digital con indicador de batería para un mayor control de la autonomía. Puntos de anclaje reforzados, con pasadores de seguridad. Paro de emergencia y sistema de bajada de emergencia mecánica y electrónica.

FÁCIL MANEJO

Apertura de patas electrónicamente mediante el mando o el display. Display digital que indica la progresión de la apertura y el cierre de las patas. La altura de las patas permite introducirlas debajo de la mayoría de camas. Gran asa ergonómica con cantos redondeados para un manejo cómodo de la grúa.



LIGERA ESTRUCTURA DE ALUMINIO



RESISTENCIA A GRANDES PESOS



MANIPULACIÓN ELECTRÓNICA SIN ESFUERZOS

Medidas

Largo total	113 cm.
Obertura de patas	64,5 a 88 cm.
Altura mín. / max	64,5 a 187 cm.
Altura libre	10 cm.
Peso máximo soportado	180 Kg.
Peso total	60 Kg.

Especificaciones Técnicas

Motor mástil	DC24 10A*
Motor base	DC24 2,8A**
Batería	12v 2,9 Ah x 2
Velocidad elevación	7mm/s sin carga
Tiempo de carga	6 horas
Rueda delantera	102mm.
Rueda trasera	127mm. con freno
Arneses compatibles:	1170AC, 1172AC, 1177AC, 1178AC, 1170ACB

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
LIFTEY 180	Gris	1772CM-01-180	N/D

(*) Magnético permanente con mecanismo de seguridad mecánico, tuerca de seguridad y tubo exterior.
 (**) Motor magnético permanente.

LIFTEY AL320

CARACTERÍSTICAS

Grúa de traslado y elevación fabricada en aluminio de alta calidad. Ideal para uso en instituciones o residencias gracias a su alta resistencia a la corrosión y su capacidad de carga de hasta 320kg de peso. Dispone de cargador de pared como accesorio.

MÁXIMA SEGURIDAD

Percha de 4 ganchos para mayor seguridad y resistencia. Ganchos cruzados para evitar que las cintas del arnés puedan soltarse. Display digital con indicador de batería para un mayor control de la autonomía. Puntos de anclaje reforzados, con pasadores de seguridad. Paro de emergencia y sistema de bajada de emergencia mecánica y electrónica.

FÁCIL MANEJO

Apertura de patas electrónicamente mediante el mando o el display. Display digital que indica la progresión de la apertura y el cierre de las patas. La altura de las patas permite introducirlas debajo de la mayoría de camas. Gran asa ergonómica con cantos redondeados para un manejo cómodo de la grúa.



LIGERA ESTRUCTURA DE ALUMINIO



RESISTENCIA A GRANDES PESOS



MANIPULACIÓN ELECTRÓNICA SIN ESFUERZOS

Medidas

Largo total	161,50 cm.
Obertura de patas	73,5 a 96 cm.
Altura mín. / max	71 a 198 cm.
Altura libre	10 cm.
Peso máximo soportado	320 Kg.
Peso total	65 Kg.

Especificaciones Técnicas

Motor mástil	DC24 10A*
Motor base	DC24 2,8A**
Batería	12v 2,9 Ah x 2
Velocidad elevación	7mm/s sin carga
Tiempo de carga	6 horas
Rueda delantera	102mm.
Rueda trasera	127mm. con freno
Arneses compatibles:	1170AC, 1172AC, 1177AC, 1178AC, 1170ACB

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
LIFTEY AL320	Gris	1773CM-01-U	N/D

(*) Magnético permanente con mecanismo de seguridad mecánico, tuerca de seguridad y tubo exterior.
 (**) Motor magnético permanente.

ACCESORIOS

LIFTEY 150 / DUO



1170AC
ARNÉS UNIVERSAL



1172AC
ARNÉS CON
REPOSACABEZAS



1177AC
ARNÉS DE AJUSTE
RÁPIDO



1173AC
ARNÉS DE
BIPEDESTACIÓN

ACCESORIOS

LIFTEY AL180 / AL320



1170ACB
ARNÉS
BARIÁTRICO

Notas de catálogo:

Teyder S.A. es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial, quedando todos los derechos expresamente reservados.

Modificaciones:

Las características técnicas y descripciones son válidas salvo errores tipográficos.

Los pesos y dimensiones de los productos que aparecen en catálogo pueden presentar cambios según las necesidades de fabricación.