



NEW

# NEW YOGA 1472SCN

SCOOTER LIGERO PLEGABLE  
LIGHTWEIGHT FOLDING SCOOTER



SCAN ME



Maleta de transporte  
Suitcase for transport



Cargador externo  
External charger



Mando  
Control



AMARILLO  
YELLOW



ROJO  
RED

Scooter plegable manualmente.

Estructura de aluminio altamente ligero de dimensiones reducidas para un transporte fácil. Maleta para transporte opcional.

Manillar regulable en altura e inclinación.

Reducción automática de la velocidad en giros pronunciados para mayor seguridad.

Accesorios propios: estación de carga externa y maleta de transporte.

Reposabrazos opcional.

Manual folding scooter.

Highly lightweight aluminum frame of reduced dimensions for easy transport. Suitcase for transport as option.

Adjustable height and tilt handlebar.

Automatic speed reduction in sharp turns for added safety.

Accessories: external battery charger and suitcase for transport.

Optional armrest.

Altura chasis al suelo Ground clearance	9,5 cm.
Peso total con baterías Total weight with batteries	25,7 Kg.
Peso soportado Capacity	114 Kg.
Velocidad máxima Max. Speed	6 Km/h.
Autonomía Range	18 Km.*
Baterías Batteries	24V 11,5AH Litio
Motor Motor	24V / 80-340W
Pendiente superable Gradient	6°
Radio de giro Turning radius	96 cm.
Rueda traseras Rear wheels	153 x 40 cm. Macizas / Solid
Ruedas delanteras Front wheels	178 x 45 cm. Macizas / Solid

MEDIDAS  
MEASURE



Sin plegar Unfolded	98	43,5	102,5	40,5	35	78,5	114	25,7
Plegada Folded	52		64					
	cm.							Kg.

\*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso. / The autonomy may vary depending on the weight of the user and usage conditions.