



1170AC ARNÉS UNIVERSAL

Arnés universal básico para grúas de elevación y traslado. Fabricado en loneta de alta resistencia, con costuras de seguridad. Peso soportado hasta 150kg. Indicado para aquellas personas que tiene un buen control de la cabeza. Para grúas de traslado con perchas de 2, 3 y 4 puntos.

Talla	(cm.)
M	90 - 100
L	95 - 115



1172AC ARNÉS CON REPOSACABEZAS

Arnés universal básico para grúas de elevación y traslado. Fabricado en loneta de alta resistencia, con costuras de seguridad. Peso soportado hasta 150kg. Indicado para aquellas personas con poco control de tronco y/o cabeza. Para grúas de traslado con perchas de 2, 3 y 4 puntos.

Talla	(cm.)
M	90 - 120
L	95 - 135



1177AC ARNÉS DE AJUSTE RÁPIDO

Arnés de ajuste rápido. Fabricado en loneta de alta resistencia, con costuras de seguridad. Con cinturón frontal de ajuste rápido con velcro, tejido de fácil secado para uso en wc o ducha. Permite que el usuario se vista y desvista al subir o bajarle del aseo. Peso soportado hasta 150kg. Indicado para aquellas personas que tiene un buen control de la cabeza. Para grúas de traslado con perchas de 2, 3 y 4 puntos.

Talla	(cm.)
M	90 - 100
L	95 - 115



1173AC ARNÉS DE BIPEDESTACIÓN

Arnés para grúas de bipeDESTACIÓN o verticalización. Con cinturón de ajuste rápido por velcro para mayor seguridad a las transferencias al sujetar a la persona en todo su perímetro. Soporta hasta 150kg.

Talla	(cm.)
M	90 - 100
L	95 - 115



1170ACB ARNÉS BARIÁTRICO

Arnés universal XXL para grúas de elevación y traslado. Fabricado en loneta de alta resistencia, con costuras de seguridad. Peso soportado hasta 320kg. Indicado para aquellas personas que tiene un buen control de la cabeza. Para grúas de traslado con perchas de 2, 3 y 4 puntos.

Talla Única



ARNESES



COMODIDAD



SEGURIDAD



CUIDADO

LIFTEY SAFE TRANSFERS



¿Necesitas
formación?

Contacta con nosotros
en teyder@teyder.com
para conocer nuestros
cursos.

Distribuido por:



Polígon Industrial Sant Antoni, Nave 5
08620 Sant Vicenç dels Horts - Barcelona
T. +34 93 381 90 11 - Mail: teyder@teyder.com

GRUAS
DOMICILIARIAS
Y HOSPITALARIAS

GRÚAS DOMICILIARIAS

LIFTEY 150 1770CM



Largo total:	95 cm.	Cargador:	24V 1 A
Obertura de las patas:	52 a 68 cm.	Tiempo de carga:	5 horas
Altura mín. / max.:	78 a 187 cm.	Rueda delantera:	8 cm.
Altura libre:	11,50 cm.	Rueda trasera:	10 cm. Incluye frenos
Motor:	DC24 / 8000N	Peso:	35 Kg.
Batería:	DC24 / 2,9 Ah	Peso soportado:	150 Kg.
Servicios:	60 por carga completa	Arneses compatibles:	1170AC, 1172AC, 1177AC, 1178AC



DIMENSIONES REDUCIDAS



FÁCIL MANIPULACIÓN



MÁXIMA SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS

Grúa de traslado y elevación con estructura de acero de alta resistencia. Con capacidad de hasta 150kg de peso máximo de elevación. Dimensiones reducidas ideales para la movilidad en domicilios o espacios pequeños. Su elevado rango de elevación permite levantar al usuario desde el suelo hasta una cama.

MÁXIMA SEGURIDAD

Percha de 4 ganchos para mayor seguridad y resistencia. Ganchos cruzados para evitar que las cintas del arnés puedan soltarse. Display digital con indicador de batería para un mayor control de la autonomía. Puntos de anclaje reforzados, con pasadores de seguridad. Paro de emergencia y sistema de bajada de emergencia manual.

FÁCIL MANEJO

Apertura de patas hidráulica mediante pedal ergonómico para manejo con el pie. La altura de las patas permite introducirlas debajo de la mayoría de camas. Gran asa ergonómica con cantos redondeados para un manejo cómodo de la grúa.

LIFTEY DUO 1771CM



Largo total:	95 cm.	Cargador:	24V 1 A
Obertura de las patas:	52 a 68 cm.	Tiempo de carga:	5 horas
Altura mín. / max.:	78 a 187 cm.	Rueda delantera:	8 cm.
Altura libre:	11,50 cm.	Rueda trasera:	10 cm. Incluye frenos
Motor:	DC24 / 8000N	Peso:	35 Kg.
Batería:	DC24 / 2,9 Ah	Peso soportado:	150 Kg.
Servicios:	60 por carga completa	Arneses compatibles:	1170AC, 1172AC, 1177AC, 1178AC, 1173AC



DOS EN UNO



FÁCIL MANIPULACIÓN



MÁXIMA SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS

Grúa convertible con doble funcionalidad; En tan sólo un par de minutos podemos convertir una grúa de traslado o elevación en una grúa de bipedestación o 'cambia pañales' sólo cambiando la el mástil de la percha y colocando la plataforma reposapiés de forma fácil y sencilla. Fabricada en estructura de acero de alta resistencia. Con capacidad de hasta 150kg de peso máximo de carga. Dimensiones reducidas ideales para la movilidad en domicilios o espacios pequeños.

MÁXIMA SEGURIDAD

Percha de 4 ganchos para mayor seguridad y resistencia. Ganchos cruzados para evitar que las cintas del arnés puedan soltarse. Display digital con indicador de batería para un mayor control de la autonomía. Puntos de anclaje reforzados, con pasadores de seguridad. Paro de emergencia y sistema de bajada de emergencia manual

FÁCIL MANEJO

Apertura de patas hidráulica mediante pedal ergonómico para manejo con el pie. La altura de las patas permite introducirlas debajo de la mayoría de camas. Gran asa ergonómica con cantos redondeados para un manejo cómodo de la grúa

GRÚAS HOSPITALARIAS

LIFTEY AL180 1772CM



Largo total:	113 cm.	Velocidad elevación:	7mm/s sin carga
Obertura de las patas:	64,5 a 88 cm.	Tiempo de carga:	6 horas
Altura mín. / max.:	64,5 a 187 cm.	Rueda delantera:	102 mm.
Altura libre:	10 cm.	Rueda trasera:	127mm con freno
Motor (mástil):	24V 10 A*	Peso:	60 Kg.
Motor (base):	24V 2,8 A**	Peso soportado:	180 Kg.
Batería:	12v 2,9Ah x 2 unidades	Arneses compatibles:	1170AC, 1172AC, 1177AC, 1178AC, 1170AACB
Grado de protección:	IP X6		

* Magnético permanente con mecanismo de seguridad mecánico, tuerca de seguridad y tubo exterior.

** Motor magnético permanente.



LIGERA ESTRUCTURA DE ALUMINIO



RESISTENCIA A GRANDES PESOS



MANIPULACIÓN ELECTRÓNICA SIN ESFUERZOS

CARACTERÍSTICAS

Grúa de traslado y elevación fabricada en aluminio de alta calidad. Ideal para uso en instituciones o residencias gracias a su alta resistencia a la corrosión y su capacidad de carga de hasta 180kg de peso. Dispone de cargador de pared como accesorio.

MÁXIMA SEGURIDAD

Percha de 2 ganchos de gran resistencia. Ganchos cruzados para evitar que las cintas del arnés puedan soltarse. Display digital con indicador de batería para un mayor control de la autonomía. Puntos de anclaje reforzados, con pasadores de seguridad. Paro de emergencia y sistema de bajada de emergencia mecánica y electrónica.

FÁCIL MANEJO

Apertura de patas electrónicamente mediante el mando o el display. Display digital que indica la progresión de la obertura y el cierre de las patas. La altura de las patas permite introducirlas debajo de la mayoría de camas. Gran asa ergonómica con cantos redondeados para un manejo cómodo de la grúa.

LIFTEY AL320 1773CM



Largo total:	161,50 cm.	Velocidad elevación:	7mm/s sin carga
Obertura de las patas:	73,5 a 96 cm.	Tiempo de carga:	6 horas
Altura mín. / max.:	71 a 198 cm.	Rueda delantera:	102 mm.
Altura libre:	10 cm.	Rueda trasera:	127mm con freno
Motor (mástil):	24V 10 A*	Peso:	65 Kg.
Motor (base):	24V 2,8 A**	Peso soportado:	320 Kg.
Batería:	12v 2,9Ah x 2 unidades	Operación intermitente:	Nt. Op 10/90
Grado de protección:	IP X6	Arneses compatibles:	1170AC, 1172AC, 1177AC, 1178AC, 1170AACB

* Magnético permanente con mecanismo de seguridad mecánico, tuerca de seguridad y tubo exterior.

** Motor magnético permanente.



LIGERA ESTRUCTURA DE ALUMINIO



RESISTENCIA A GRANDES PESOS



MANIPULACIÓN ELECTRÓNICA SIN ESFUERZOS

CARACTERÍSTICAS

Grúa de traslado y elevación fabricada en aluminio de alta calidad. Ideal para uso en instituciones o residencias gracias a su alta resistencia a la corrosión y su capacidad de carga de hasta 320kg de peso. Dispone de cargador de pared como accesorio.

MÁXIMA SEGURIDAD

Percha de 4 ganchos para mayor seguridad y resistencia. Ganchos cruzados para evitar que las cintas del arnés puedan soltarse. Display digital con indicador de batería para un mayor control de la autonomía. Puntos de anclaje reforzados, con pasadores de seguridad. Paro de emergencia y sistema de bajada de emergencia mecánica y electrónica.

FÁCIL MANEJO

Apertura de patas electrónicamente mediante el mando o el display. Display digital que indica la progresión de la obertura y el cierre de las patas. La altura de las patas permite introducirlas debajo de la mayoría de camas. Gran asa ergonómica con cantos redondeados para un manejo cómodo de la grúa.