



ORTHOPEDICS & SPORTS PRODUCTS

CATÁLOGO GENERAL
GENERAL CATALOGUE



PRODUCTOS DE APOYO
TECHNICAL AIDS



En Teyder llevamos 30 años innovando sin límites para ofrecer a nuestros clientes la más moderna y amplia gama de productos enfocados al mundo de la ortopedia técnica, la medicina deportiva y las ayudas a la movilidad. Una funcional línea de productos elaborados con los mejores materiales y garantías. Nuestros productos cumplen estrictamente con todos los procesos de fabricación y están diseñados exclusivamente para brindar a todos nuestros clientes los más avanzados diseños y la máxima comodidad y adaptabilidad para contribuir de forma directa a la mejora del bienestar de nuestros usuarios.

In Teyder we have been innovating without limits for 30 years to offer our customers the most modern and wide range of products focused on the world of technical orthopedics, sports medicine and mobility aids. A functional line of products made with the best materials and guarantees. Our products strictly comply with all manufacturing processes and are exclusively designed to provide all our customers with the most advanced designs and maximum comfort and adaptability to contribute directly to the improvement of the well-being of our users.



ÍNDICE / INDEX

SILLAS MANUALES <i>MANUAL WHEELCHAIR</i>	4
SILLAS ELÉCTRICAS <i>POWER CHAIR</i>	12
SILLAS ACTIVAS <i>ACTIVE WHEELCHAIR</i>	24
SCOOTERS	28
ANDADORES, ROLLATORS Y BASTONES <i>WALKERS, CANEES AND CRUTCHES</i>	36
DESCANSO <i>REST AIDS</i>	48
BAÑO <i>BATH</i>	58
VIDA DIARIA <i>DAILY LIVING AIDS</i>	62

SILLAS MANUALES
MANUAL WHEELCHAIR



RAMBLA
1404SR & 1405SR

SILLA DE ACERO PLEGABLE
FOLDING STEEL WHEELCHAIR



1405SR

1404SR

Estructura Frame	Acero, plegable. Steel, folding.	
Ruedas Delanteras Front Wheels	200mm macizas. 200mm PU.	
Ruedas Traseras Rear Wheels	300mm macizas. 300mm PU.	600mm macizas. Extracción rápida. 600mm PU. Quick Release
Reposabrazos Armrests	Abatible y extraíble. Folding and detachable.	
Reposapiés Footrests	Abatible exterior. Altura regulable. Swing away. Height adjustable.	
Respaldo Backrest	No plegable. Bolsillo portaobjetos. Non-foldable. Back pocket.	
Accesorios Accessories	Anti-vuelcos. Reposapiés elevables. Porta oxígeno. Porta suero. Reposacabezas. Porta bastones. Anti-tipping wheels. Elevating footrests. Oxygen holder. Serum holder. Headrest. Cane holder.	



MEDIDAS
MEASURE



1404SR	41	101	59	90	43	49	43	125	18,5
	43		61						
	45		63						
1405SR	41		56						16
	43		58						
	45	60							
cm.									Kg.



COUNTRY
1412SR & 1413SR

SILLA DE ACERO PLEGABLE
FOLDING STEEL WHEELCHAIR



1412SR

1413SR

Estructura Frame	Acero, plegable. Steel, folding.	
Ruedas Delanteras Front Wheels	180mm macizas. 180mm PU.	
Ruedas Traseras Rear Wheels	315mm macizas. 315mm PU.	600mm macizas. Extracción rápida. 600mm PU. Quick Release
Reposabrazos Armrests	Abatible y extraíble. Folding and detachable.	
Reposapiés Footrests	Abatible interior-exterior. Altura regulable. Swing in and out. Height adjustable.	
Respaldo Backrest	No plegable. Bolsillo portaobjetos. Non-foldable. Back pocket.	
Accesorios Accessories	Anti-vuelcos. Reposapiés elevables. Porta oxígeno. Porta suero. Reposacabezas. Porta bastones. Anti-tipping wheels. Elevating footrests. Oxygen holder. Serum holder. Headrest. Cane holder.	



MEDIDAS
MEASURE



1412SR	39,5	99	53	26	96	52	43	41	135	17
	42		55							
	44		57							
	46		59							
1413SR	39,5	105	58	30	96	52	43	41	135	18
	42		60							
	44		62							
	46		64							
cm.									Kg.	



AZUL OSCURO
DARK BLUE

MEDIDAS MEASURE												
1416SR	41	100	55	30	96	51	43	42	125	12		
	43		58									
	45		61									
	47		64									
1417SR	41	110	57	30	96	51	43	42	125	15		
	43		60									
	45		63									
	47		66									
cm.										Kg.		

COUNTRY ALU

1416SR & 1417SR

SILLA DE ALUMINIO PLEGABLE
ALUMINUM FOLDING WHEELCHAIR

- LIGERA
LIGHTWEIGHT
- HASTA 125KG.
UP TO 125KG.
- ALUMINIO
ALUMINIUM

1416SR

1417SR

Estructura Frame	Aluminio, plegable. Aluminum, folding.	
Ruedas Delanteras Front Wheels	180mm macizas. 180mm PU.	
Ruedas Traseras Rear Wheels	315mm macizas. 315mm PU.	600mm macizas. Extracción rápida. 600mm PU. Quick Release
Reposabrazos Armrests	Abatible y extraíble. Folding and detachable.	
Reposapiés Footrests	Abatible interior-exterior. Altura regulable. Swing in and out footrest. Height adjustment	
Respaldo Backrest	No plegable. Bolsillo portaobjetos. Non-foldable. Back pocket.	
Accesorios Accessories	Anti-vuelcos. Reposapiés elevables. Porta oxígeno. Porta suero. Reposacabezas. Porta bastones. Anti-tipping wheels. Elevating footrests. Oxygen holder. Serum holder. Headrest. Cane holder.	



AZUL CLARO
LIGHT BLUE

MEDIDAS MEASURE											
1418SR	41	98	59,5	29	92	48,5	43	42	125	14 - 15	
	43		61,5								
	45		63,5								
	47		65,5								
1419SR	41	90	58	27	92	48,5	43	42	125	12 - 13	
	43		60								
	45		62								
	47		64								
cm.										Kg.	

FORUM

1418SR & 1419SR

SILLA DE ALUMINIO PLEGABLE DOBLE CRUCETA
DOUBLE CROSS BAR ALUMINIM FOLDING WHEELCHAIR

- LIGERA
LIGHTWEIGHT
- HASTA 125KG.
UP TO 125KG.
- ALUMINIO
ALUMINIUM
- DOBLE CRUCETA
DOUBLE CROSSBAR

1418SR

1419SR

Estructura Frame	Aluminio, plegable. Doble cruceta. Aluminum, folding. Double crossbar.	
Ruedas Delanteras Front Wheels	200mm macizas. 200mm PU.	
Ruedas Traseras Rear Wheels	300mm macizas. 300mm PU.	600mm macizas. Extracción rápida. 600mm PU. Quick Release
Reposabrazos Armrests	Abatible y extraíble. Folding and detachable.	
Reposapiés Footrests	Abatible interior-exterior. Altura regulable. Swing in and out. Height adjustable.	
Respaldo Backrest	No plegable. Non-foldable.	
Accesorios Accessories	Anti-vuelcos. Reposapiés elevables. Porta oxígeno. Porta suero. Reposacabezas. Porta bastones. Anti-tipping wheels. Elevating footrests. Oxygen holder. Serum holder. Headrest. Cane holder.	



GRIS OSCURO
DARK GREY

MEDIDAS MEASURE										
										
1424SR	41	101	61	32	92	46	45,5	42	125	18
	43		63							
	45		65							
	47		67							
cm.									Kg.	

INCLUYE ANTIVUELCO
ANTI-TIPPING WHEELS INCLUDED

ATLANTA

1424SR

SILLA DE ALUMINIO ALTAS PRESTACIONES
DELUXE ALUMINUM WHEELCHAIR

- LIGERA
LIGHTWEIGHT
- HASTA 125KG.
UP TO 125KG.
- ALUMINIO
ALUMINIUM
- DOBLE CRUCETA
DOUBLE CROSSBAR

Estructura Frame	Aluminio, plegable. Doble cruceta. Eje de gravedad ajustable, altura ajustable. Adaptación doble amputado. Aluminum, folding. Double crossbar. Height adjustable. Double amputee adaptation.
Ruedas Delanteras Front Wheels	200mm macizas. 200mm PU.
Ruedas Traseras Rear Wheels	600mm macizas. Extracción rápida. 600mm PU. Quick release.
Reposabrazos Armrests	Abatible y extraíble. Regulable en altura y profundidad. Folding and detachable. Height and depth adjustable.
Reposapiés Footrests	Abatible interior-exterior. Altura regulable. Swing in and out. Height adjustable.
Respaldo Backrest	Plegable. Tensión y profundidad ajustable. Bolsillo portaobjetos. Foldable. Adjustable tensión and Depth. Back pocket.
Accesorios Accessories	Ruedas de tránsito. Reposapiés elevables. Porta oxígeno. Transit wheels. Elevating footrests. Oxygen holder. Serum holder. Headrest. Cane holder.



GRIS OSCURO
DARK GREY

MEDIDAS MEASURE															
															
1410SR-50	50	115	72	26,5	91	53	41	45	160	23					
1410SR-55	55		76	28	91		44		160	23,4					
1410SR-60	60		81	30	94		45		204	29					
cm.											Kg.				

HÉRCULES

1410SR

SILLA DE ACERO GRANDES PESOS
HEAVY DUTY WHEELCHAIR

- DOBLE CRUCETA
DOUBLE CROSSBAR
- HASTA 204KG.
UP TO 204KG.
- ACERO
STEEL

Estructura Frame	Acero, plegable. Doble cruceta. Alta resistencia. Steel, folding. Double crossbar. Heavy duty.
Ruedas Delanteras Front Wheels	200mm macizas. 200mm PU.
Ruedas Traseras Rear Wheels	610mm macizas. Extracción rápida. 610mm PU. Quick release.
Reposabrazos Armrests	Abatible y extraíble. Folding and detachable.
Reposapiés Footrests	Abatible exterior. Altura regulable. Swing out. Height adjustable.
Respaldo Backrest	Bolsillo portaobjetos. Back pocket.
Accesorios Accessories	Anti-vuelcos. Reposapiés elevables. Porta oxígeno. Porta suero. Reposacabezas. Porta bastones. Anti-tipping wheels. Elevating footrests. Oxygen holder. Serum holder. Headrest. Cane holder.



BOLSA DE TRANSPORTE INCLUIDA
TRANSPORT BAG INCLUDED

MINITRANS

1426SR

SILLA DE TRASLADO
TRANSIT CHAIR

- HASTA 100KG.
UP TO 100KG.
- ALUMINIO
ALUMINIUM
- SUPER ESTRECHA 45CM
ONLY 45CM. WIDTH

PLATEADO
SILVER

MEDIDAS MEASURE																																																																																																																							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Estructura Frame	Aluminio, plegable. Súper estrecha. Aluminum, folding. Very narrow.
Ruedas Delanteras Front Wheels	150mm macizas. 150mm PU.
Ruedas Traseras Rear Wheels	200mm macizas. 200mm PU.
Reposabrazos Armrests	Abatible. Folding.
Reposapiés Footrests	Plataforma plegable. Folding footrest.
Respaldo Backrest	Plegable. Bolsillo portaobjetos. Folding. Back pocket.
Accesorios Accessories	Bolsa de transporte y cinturón incluidos. Transport bag and belt included.



NANO

1430SR

SILLA DE TRÁNSITO SÚPER ESTRECHA
SUPER NARROW STEEL WHEELCHAIR

- HASTA 100KG.
UP TO 100KG.
- ACERO
STEEL
- AUTOPROPULSABLE
SELF-PROPELLED
- SÓLO 51CM ANCHO
ONLY 51CM WIDTH

AZUL OSCURO
DARK BLUE

MEDIDAS MEASURE											
1430SR	41	92	51	26	89	49	35	40	100	17	
	43		53								
cm.										Kg.	

Estructura Frame	Acero, plegable Steel, folding
Ruedas Delanteras Front Wheels	200mm macizas. 200mm PU.
Ruedas Traseras Rear Wheels	500mm macizas. Extracción rápida. 500mm PU. Quick release.
Reposabrazos Armrests	Abatible y extraíble. Folding and detachable.
Reposapiés Footrests	Abatible exterior. Altura regulable. Swing away. Height adjustable.
Respaldo Backrest	No plegable. Bolsillo porta-objetos. Non-foldable. Back pocket.



TRANSLITE

1428SR

SILLA DE TRASLADO
TRANSIT CHAIR

- HASTA 115KG.
UP TO 115KG.
- ALUMINIO
ALUMINIUM
- ULTRA LIGERA
ULTRALIGHTWEIGHT
- SUPER ESTRECHA
SUPER NARROW

AZUL OSCURO
DARK BLUE

MEDIDAS MEASURE														
1428SR	43	100	53	27	91	48	46	40	115	10				
	47		58							13				
cm.											Kg.			

Estructura Frame	Aluminio, plegable. Aluminum, folding.
Ruedas Delanteras Front Wheels	200mm macizas. 200mm PU.
Ruedas Traseras Rear Wheels	300mm macizas. 300mm PU.
Reposabrazos Armrests	Fijo. Fixed.
Reposapiés Footrests	Abatible exterior. Altura regulable. Swing out. Height adjustable.
Respaldo Backrest	Plegable. Bolsillo porta-objetos. Folding. Back pocket.
Accesorios Accessories	Reposapiés elevables. Elevating footrests.



TRANSLITE UPPY

1429SR

SILLA DE TRÁNSITO CON REPOSABRAZOS ABATIBLE
TRANSLIT WHEELCHAIR WITH FOLDING ARMREST

- ULTRA LIGERA
ULTRALIGHTWEIGHT
- HASTA 125KG.
UP TO 125KG.
- ALUMINIO
ALUMINIUM

AZUL OSCURO
DARK BLUE

MEDIDAS MEASURE												
1429SR	43	98	58	115	49	52	41,5	125	12			
	47		60							13		
	cm.										Kg.	

Estructura Frame	Aluminio, plegable. Aluminum, folding.
Ruedas Delanteras Front Wheels	200mm macizas. 200mm PU.
Ruedas Traseras Rear Wheels	300mm macizas. 300mm PU.
Reposabrazos Armrests	Abatible por detrás del respaldo. Folding behind the backrest.
Reposapiés Footrests	Abatible hacia el exterior. Regulable en altura. Swing away. Height adjustable.
Respaldo Backrest	Plegable. Bolsillo porta-objetos. Folding. Back pocket.
Accesorios Accessories	Reposapiés elevables. Elevating footrests.



POSITRON

1431SR

SILLA DE POSICIONAMIENTO BASCULANTE Y RECLINABLE
TILTING AND RECLINING REHAB WHEELCHAIR



1431SR 1431SRA

Estructura Frame	Reclinable de 90 a 135°. Basculante de 0 a 45°. Ángulo del asiento a 4° y ergonómico. Altura ajustable. Mecanismo de reducción de efecto cizalla durante la reclinación. Tilting from 90° to 135°. Reclining from 0° to 45°. Seat angle at 4°. Ergonomic seat. Adjustable height. Shear effect reduction mechanism during reclining.	
Ruedas Delanteras Front Wheels	180mm macizas. 180mm PU.	
Ruedas Traseras Rear Wheels	600mm macizas. 600mm PU.	300mm macizas. 300mm PU.
Reposabrazos Armrests	Ajustable en alto y ancho. Extraíble y abatible. Adjustable in height and width. Folding and detachable.	
Reposapiés Footrests	Elevable. Regulable en altura. Abatible interior y exterior. Elevating footrest, heigh adjustable. Swing in and out.	
Respaldo Backrest	Acolchado y anatómico. Reposacabezas estándar incluido. Padded and anatomically shaped. Headrest included.	
Accesorios Accessories	Taco abductor, soportes laterales. Leg abductor, trunk lateral supports.	

MEDIDAS MEASURE									
1431SR	41 - 51	116	72 - 82	122	49	53	30	46 - 51	125
1431SRA			60 - 70			58	50		42
cm.									Kg.

BASIC II

1432SR

SILLA RESPALDO RECLINABLE
TILTING WHEELCHAIR



Estructura Frame	Acero, plegable. Reclinable hasta 180° Steel. Tilting up to 180°.	
Ruedas Delanteras Front Wheels	200mm macizas. 200mm PU.	
Ruedas Traseras Rear Wheels	600mm macizas MAG. 600mm PU MAG.	
Reposabrazos Armrests	Abatible y extraíble. Folding and detachable.	
Reposapiés Footrests	Elevables, ajustables en altura. Abatibles hacia el exterior. Elevating footrests, height adjustable. Swing away.	
Respaldo Backrest	Respaldo largo con cabezal incluido. Large backrest with headrest included.	
Accesorios Accessories	Anti-vuelcos. Reposapiés elevables. Porta oxígeno. Porta suero. Reposacabezas. Porta bastones. Anti-tipping wheels. Elevating footrests. Oxygen holder. Serum holder. Headrest. Cane holder.	

MEDIDAS MEASURE									
1432SR	41	123	63	31	126	50	80	40	120
	45		68						29,5
cm.									Kg.

Power

PACK PLUS



POWER PACK

1752CM

MOTOR AUXILIAR PARA EL ACOMPAÑANTE
SUPPORT FOR CAREGIVER

Peso soportado Weight capacity	159 Kg. incluyendo peso silla 159 Kg. wheelchair included
Velocidad máxima Max. speed	5,5km/h
Autonomía Range	16 Km. *
Pendiente superable Gradient	10° (136 Kg.)
Potencia Power	12V / 300W
Batería Battery	12V / 20Ah
Peso con baterías Weight with batteries	13 Kg.
Peso de la base Base weight	6,4 Kg.
Peso de la batería Battery weight	6,8 Kg.
Ruedas Wheels	200mm macizas x 2u
Dimensiones Dimensions	300mm (largo) x 200mm (ancho) x 245mm (alto) 300mm (length) x 200mm (width) x 245mm (high)
Adaptable a sillas con ancho de asiento de: Adaptable to wheelchairs with seat width of:	35 a 50cm.

* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.
The autonomy may vary depending on the weight of the user and usage conditions.

FÁCIL MONTAJE
EASY TO ASSEMBLE



SCAN ME

Indicador de carga de batería
Battery charge display

Control de velocidad
Speed control

Bocina
Horn

Marcha atrás y adelante
Reverse and forward

Palanca de funcionamiento
Start lever



Mando 1752CM
1752CM Control



1751CM

MOTOR POWER PACK CON MANDO SENCILLO
POWER PACK MOTOR WITH SIMPLE CONTROL

SILLAS ELÉCTRICAS
POWER CHAIR

DISCOVERY
1470SE

SILLA ELÉCTRICA PLEGABLE
FOLDING POWER CHAIR

HASTA 120KG.
UP TO 120KG.



Mando a distancia.
Remote control.



PLATEADO
SILVER

- Ligera: estructura de aluminio plegable.
- Fácil plegado con mando.
- Respaldo graduable en tensión.
- Súper maniobrable y fácil de transportar.
- Funciona con una batería de litio de 22Ah.
- Disponible en plateado.

- Lightweight: aluminum frame.
- Easy to fold with remote control.
- Tension adjustable backrest.
- Easy to handle and carry.
- It Works with one 22Ah lithium battery.
- Available in silver.

Peso soportado Weight capacity	120 Kg.
Velocidad máxima Max. speed	6 Km/h
Autonomía Range	20 Km. *
Pendiente superable Gradient	6º
Motor Power	24V / 200W x 2
Batería Battery	524 Wh / 22 Ah Litio
Peso sin baterías Weight without batteries	23,70 Kg.
Ruedas delanteras Castor	177 mm. macizas PU
Rueda traseras Rear wheels	255 mm. macizas PU
Radio de giro Turn radius	90 cm.
Dimensiones plegado Folding dimensions	55mm (largo) x 65mm (ancho) x 34mm (alto) 55mm (length) x 65mm (width) x 34mm (high)

MEDIDAS MEASURE								
1470SE	41	85,5 sin antivuelco	55	95,5	46	40	120	23,70
	cm.						Kg.	

Accesorios propios: Soporte para mando acompañante, porta-bebidas, asa de transporte, soporte dispositivos móviles, reposapiés elevables, luz auxiliar, reposacabezas, maleta de transporte y porta-bastones.

Accesorios propios: Soporte para mando acompañante, porta-bebidas, asa de transporte, soporte dispositivos móviles, reposapiés elevables, luz auxiliar, reposacabezas, maleta de transporte y porta-bastones.

*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso. / The autonomy may vary depending on the weight of the user and usage conditions.

El fabricante se reserva el derecho a modificar las características sin previo aviso / The manufacturer has the right of changing any product feature without previous advice



SPA 250W 1463SE

SILLA ELÉCTRICA PLEGABLE
FOLDING ELECTRIC WHEELCHAIR

HASTA 180KG.
UP TO 180KG.



PLATEADO SILVER AZUL BLUE NEGRO BLACK

- Ultraligera: estructura de aluminio plegable
- Plegable en sólo 5 segundos.
- Baterías laterales de litio con control visual del estado de carga. Recargables dentro o fuera de la silla.
- Súper maniobrable y fácil de transportar.
- Tapicería de alta calidad, extraíble y lavable hasta 95°.
- Distancia al suelo de 11,5 cm. para convertirla en una silla 'todo terreno'.

- Lightweighted: aluminum folding frame.
- Foldable only in 5 minuts.
- Lateral lithium batteries.
- Usual charge status. Rechargeable inside or outside the wheelchair.
- Rechargeable inside or outside the wheelchair.
- Easy to use and transport.
- High quality upholstery.
- All terrain wheelchair due their 11,5 cm. ground clearance.

MEDIDAS MEASURE								
	58	99 83 cm. sin RPP without RPP	47	92	46	43	180	
1463SE	58	99 83 cm. sin RPP without RPP	47	92	46	43	180	26,5
cm.							Kg.	

Peso soportado Weight capacity	180 Kg.
Velocidad máxima Max. speed	6 Km/h
Autonomía Range	20 Km.*
Pendiente superable Gradient	12°
Motor Power	24V / 250W Brushless x 2U
Batería Battery	6 Ah Litio x 2U
Peso con baterías Weight with batteries	26,5 Kg.
Ruedas delanteras Castor	180mm macizas PU
Rueda traseras Rear wheels	300mm macizas PU
Radio de giro Turn radius	90 cm.
Dimensiones plegado Folding dimensions	37mm (largo) x 59mm (ancho) x 92mm (alto) 37mm (length) x 59mm (width) x 92mm (high)


*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso. / The autonomy may vary depending on the weight of the user and usage conditions.




SCAN ME



SOporta HASTA 180 KG.
LOAD UP TO 180 KG.



LA MAS ESTRECHA, 58 CM ANCHO
THE NARROWEST - 58 CM WIDTH



BATERÍAS INDEPENDIENTES
RECARGABLES
RECHARGEABLE INDEPENDENT BATTERIES



PLEGABLE EN MENOS DE 5 SEGUNDOS
FOLDING IN LESS THAN 5 SECONDS



SUPER LIGERA, 26,5 KG CON BATERÍAS
SUPER LIGHTWEIGHT, 26,5KG WITH BATTERIES



BATERÍAS LATERALES CON
CONTROL VISUAL
LATERAL BATTERIES WITH VISUAL CONTROL

Accesorios propios: Soporte para mando acompañante, porta-bebidas, asa de transporte, soporte dispositivos móviles, reposapiés elevables, luz auxiliar, reposacabezas, maleta de transporte y porta-bastones.

Accesorios propios: Soporte para mando acompañante, porta-bebidas, asa de transporte, soporte dispositivos móviles, reposapiés elevables, luz auxiliar, reposacabezas, maleta de transporte y porta-bastones.



1NLX001
LUZ AUXILIAR
PERIPHERAL LIGHTING



1NASP01
SOPORTE DISPOSITIVOS MÓVILES
SUPPORT FOR MOBILE DEVICES



1M31000326
PORTA BASTONES
POLE HOLDER



1NARC01
REPOSACABEZAS
HEADREST



1NAPT001
PORTA BEBIDAS
DRINK HOLDER



1NARPP01
REPOSAPIÉS ELEVABLE DER./IZQ.
ADJUSTABLES R/L LEGREST



1NAMAL04
MALETA PARA TRANSPORTE
CARRY-ON BAGGAGE



1NTRA01
ASA PARA TRANSPORTE
TRANSPORT HANDLE



1NASJY002
SOPORTE MANDO ACOMPAÑANTE
SUPPORT FOR PASSENGER CONTROL

BOX
1452SE

SILLA ELÉCTRICA COMPACTA
COMPACT ELECTRIC WHEELCHAIR

HASTA 114KG.
UP TO 114KG.



BLANCO
WHITE

BURDEOS
BURGUNDY



Accesorios propios:
Empuñadura para mando
acompañante.
Handle for caregiver.

- Dimensiones reducidas, ideal para la movilidad en interior.
- Fácil transporte y almacenamiento: desmontable en 3 partes de menos de 15kg cada una.
- Asiento confortable con respaldo alto.
- Reposapiés y reposabrazos abatible.
- Joystick PG.

- Compact size, perfect for indoor mobility.
- Easy to carry and store: detachable in 3 parts.
- Comfort seat with high back.
- Folding footrest and armrest.
- PG Joystick.

MEDIDAS MEASURE							
1452SE	46	90 66 cm. sin RPP without RPP	54,5	92	46 - 53	38	114
	cm.						Kg.

Peso soportado Weight capacity	114 Kg.
Velocidad máxima Max. speed	6,4 Km/h
Autonomía Range	15 Km.*
Pendiente superable Gradient	6º
Motor Power	24V / 300W
Batería Battery	12V 15 Ah Litio x 2U
Peso con baterías Weight with batteries	45 Kg.
Ruedas delanteras Castor	150mm macizas PU
Rueda traseras Rear wheels	200mm macizas PU
Radio de giro Turn radius	57 cm.

*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso. / The autonomy may vary depending on the weight of the user and usage conditions.

NEW
PHOENIX II
1490SE

SILLA ELÉCTRICA PLEGABLE
FOLDING ELECTRIC WHEELCHAIR

HASTA 114KG.
UP TO 114KG.



NEGRO / GRIS
BLACK / GREY

- Estructura ligera de aluminio.
- Diseño aerodinámico y novedoso.
- Plegable, fácil de transportar.
- Respaldo plegable
- Reposabrazos abatible.
- Reposapiés abatibles hacia el interior y exterior.
- Tapicería extra acolchada, anti-bacteriana y anti moho, fácil de retirar para su limpieza.
- Joystick PG.

- Aluminum lightweight frame
- Streamline and novel design
- Foldable, and easy to carry.
- Folding backrest.
- Flip-up armrest.
- Swing in and out footrest.
- Extra upholstery pads with anti-bacteria and mildew prevention, easy to remove for cleaning.
- PG Joystick.

MEDIDAS MEASURE							
1490SE	40 - 46	110	56 - 61	93	48	43	114
	cm.						Kg.

Peso soportado Weight capacity	114 Kg.
Velocidad máxima Max. speed	8 Km/h
Autonomía Range	13 Km.*
Pendiente superable Gradient	8º
Motor Power	24V / 270W x 2U
Batería Battery	22 Ah x 2 (Litio opcional / Lithium optional)
Peso con baterías Weight with batteries	38 Kg.
Ruedas delanteras Castor	200mm macizas PU
Rueda traseras Rear wheels	300mm macizas PU
Radio de giro Turn radius	58 cm.

Accesorios propios: reposapiés elevable y adaptador mando acompañante
Elevating footrest and joystick holder for caregiver

*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso. / The autonomy may vary depending on the weight of the user and usage conditions.



NEW

MONTREAL PLUS

1455SE PLUS

SILLA ELÉCTRICA BASCULANTE Y RECLINABLE
TILTABLE AND RECLINABLE POWER WHEELCHAIR

HASTA 136KG.
UP TO 136KG.



AZUL BLUE
PLATEADO SILVER

- Silla eléctrica de chasis fijo con baterías de 50Ah.
- Caja de baterías de fácil extracción sin herramientas.
- Reposabrazos abatible y regulables en altura.
- Bolsa portadocumentos.
- Respaldo plegable para facilitar el transporte.
- Doble joystick o joystick de acompañante opcional.
- Desplazador de joystick de serie. Programación de Joystick personalizable.
- Amortiguación trasera para más comodidad durante el trayecto.
- Reposapiés extraíbles, regulables en altura y plegables hacia el exterior.
- Ruedas antivuelco de serie.
- Cinturón de seguridad de serie.
- Kit de herramientas incluido.
- Mando escamoteable.
- Ruedas delanteras y traseras neumáticas o macizas.
- Joystick PG.
- **Kit de luces delantero, trasero, intermitentes y función 'warning' incluido de serie.**

Peso soportado Weight capacity	136 Kg.
Velocidad máxima Max. speed	7,3 Km/h
Autonomía Range	32 Km.*
Pendiente superable Gradient	12º para 110 Kg. / 10º para 136 Kg. 12º for 110 Kg. / 10º for 136 Kg.
Motor Power	24V / 180W - 630W
Batería Battery	50 Ah x 2U
Peso baterías Weight batteries	18 Kg. x 2
Ruedas delanteras Castor	80 mm. macizas o neumáticas PU or pneumatic.
Rueda traseras Rear wheels	360 mm. macizas o neumáticas PU or pneumatic.
Radio de giro Turn radius	90 cm.

- Fixed frame wheelchair with 50Ah batteries.
- Battery box easy to remove no tools needed.
- Flip-up and height adjustable armrests.
- Bag on backrest.
- Folding back rest for easy transport.
- Optional double joystick or companion joystick.
- Standard joystick scroller. Joystick customizable programming.
- Rear shock absorbers.
- Removable, height adjustable and folding outward footrest.
- Anti-tipping wheels included.
- Standard safety belt.
- Tool kits included.
- Swipe controller.
- Pneumatic or solid front and rear wheels.
- PG Joystick.
- **Complete light kit included.**

MEDIDAS MEASURE								
1455SE PLUS	41	107 81 cm. sin RPP without RPP	62	100	50	42	136	85
	45		67		54			87
	cm.						Kg.	

*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso. / The autonomy may vary depending on the weight of the user and usage conditions.

MÓNACO PLUS

1460SE PLUS

SILLA ELÉCTRICA RECLINABLE Y BASCULANTE ELECTRÓNICAMENTE
ELECTRONICALLY TILTABLE AND RECLINABLE POWER WHEELCHAIR

HASTA 136KG.
UP TO 136KG.



AZUL BLUE
PLATEADO SILVER

- Ángulo de respaldo regulable: de 85° a 135°.
- Reclinación completa: asiento y reposapiés.
- Ángulo de asiento regulable: de 3,5° a 16,5°.
- Kit de luces opcional.
- Resposapiés elevable y abatible hacia el exterior.
- Los reposabrazos extraíbles, regulables en altura y en ancho.
- Asiento de 41 cm. regulable hasta 46 cm. mediante reposabrazos.
- Asiento de 46 cm. regulable hasta 55 cm. mediante reposabrazos.
- Soporte para conducción de acompañante opcional.
- Mando escamoteable.
- Ruedas delanteras y traseras neumáticas o macizas.
- Reposacabezas incluido.
- Joystick PG.

- Adjustable backrest angle: 85 ° to 135 °.
- Full Recline: seat and footrest.
- Adjustable seat angle: 3.5 ° to. 16.5 °
- Light kit optional.
- Lifiable and swing out footrests.
- Removable armrests, adjustable height and width.
- Adjustable seat width from 41 to 46 cm. through armrest.
- Adjustable seat width from 46 to 55 cm. through armrest.
- Optional support for companion driving.
- Swipe controller.
- Pneumatic or solid front or rear wheels.
- Headrest included.
- PG Joystick.

Peso soportado Weight capacity	136 Kg.
Velocidad máxima Max. speed	7,2Km/h
Autonomía Range	32 Km.*
Pendiente superable Gradient	12º para 110 Kg. / 10º para 136 Kg. 12º for 110 Kg. / 10º for 136 Kg.
Motor Power	24V / 180W - 630W
Batería Battery	50 Ah x 2U
Peso baterías Weight batteries	18 Kg. x 2
Ruedas delanteras Castor	80 mm. macizas o neumáticas PU or pneumatic.
Rueda traseras Rear wheels	360 mm. macizas o neumáticas PU or pneumatic.
Radio de giro Turn radius	90 cm.

MEDIDAS MEASURE								
1460SE PLUS	41	110 81 cm. sin RPP without RPP	62	100	50	42	136	92
	45		67		54			93
	cm.						Kg.	

*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso. / The autonomy may vary depending on the weight of the user and usage conditions.

SOCHI 1464SE

SILLA ELÉCTRICA DE 6 RUEDAS
6 WHEELS ELECTRIC WHEELCHAIR

HASTA 136KG.
UP TO 136KG.



AZUL
BLUE

BURDEOS
BURGUNDY

- Sistema de 6 ruedas con centro de gravedad bajo para mayor estabilidad, permite movimientos ágiles y gran maniobrabilidad.
- Suspensión delantera y trasera para una mayor estabilidad en diversos terrenos.
- Reposabrazos abatibles, regulables en altura y en ancho.
- Reposapiés tipo plataforma, abatible.
- Mando escamoteable.
- Asiento acolchado tipo “captain”.
- Joystick PG.

- Mid-wheel drive design delivers outstanding maneuverability and smooth and stable ride both indoors and outdoors even over rough terrain.
- Full front and rear suspension for enhanced over more varied terrain.
- Folding armrest, adjustable in height and width.
- Platform footrest.
- Swipe controller.
- Padded backrest.
- PG Joystick.

Peso soportado Weight capacity	136 Kg.
Velocidad máxima Max. speed	8 Km/h
Autonomía Range	28 Km.*
Pendiente superable Gradient	6º
Motor Power	24V / 520W
Batería Battery	36 Ah x 2U
Peso con baterías Weight with batteries	91 Kg.
Ruedas motriz Drive wheels	260 mm. macizas PU
Rueda satélite Satellite wheels	150 mm. macizas PU
Radio de giro Turn radius	58 cm.

MEDIDAS MEASURE									
1452SE	46	99 79 cm. sin RPP without RPP	61	115	53 - 58	41	136	91	
				cm.				Kg.	

*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso. / The autonomy may vary depending on the weight of the user and usage conditions.

TITAN 1457SE

SILLA ELÉCTRICA TODOTERRENO
ALL TERRAIN ELECTRIC WHEELCHAIR

HASTA 136KG.
UP TO 136KG.



BLANCO / AMARILLO
WHITE / YELLOW

- Silla robusta con estructura de alineación de aluminio súper resistente.
- Reposabrazos ajustable en altura de 20 a 28cm y desmontable para facilitar las transferencias.
- Ángulo de asiento regulable de 4º a 16º. Respaldo reclinable.
- Respaldo y asiento acolchado.
- Reposapiés abatible hacia el interior y exterior, ajustable de 33cm a 44,5cm.
- Joystick PG.

- Sturdy aluminum alloy frame with elegant design.
- Detachable and height adjustable armrest form convenient user transfers from 20 to 28 cm.
- Adjustable seat angle from 4º to 16º. Reclining back.
- Padded seat and back.
- Swing in and out footrest. Height adjustable from 33 to 44,5 cm.
- PG Joystick.

Peso soportado Weight capacity	131 Kg.
Velocidad máxima Max. speed	7,2Km/h
Autonomía Range	35 Km.*
Pendiente superable Gradient	10º
Motor Power	24V / 950W
Batería Battery	75 Ah x 2U
Peso con baterías Weight with batteries	131 Kg.
Ruedas delanteras Castor	255 mm. macizas PU
Rueda traseras Rear wheels	355 mm. macizas PU
Radio de giro Turn radius	92 cm.

MEDIDAS MEASURE									
1452SE	41 - 51	110 92 cm. sin RPP without RPP	63,5	91	43,8	41 - 51	136	131	
				cm.				Kg.	

*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso. / The autonomy may vary depending on the weight of the user and usage conditions.



SEPANG 1466SE

SILLA ELÉCTRICA PARA
GRANDES PESOS
HEAVY DUTY ELECTRIC WHEELCHAIR

HASTA 205KG.
UP TO 205KG.

BURDEOS
BURGUNDY

- Silla de ruedas eléctrica bariátrica, soporta hasta 205kg.
- Sistema de asiento 'Rehab' con anclaje en 4 puntos para proporcionar mayor estabilidad.
- Suspensión delantera y trasera.
- Súper maniobrable en espacios reducidos, tanto en interior como en exterior, gracias al diseño con rueda motriz y ruedas satélite.
- Ángulo de asiento ajustable de 0º a 45º.
- Joystick PG.

- Electric wheelchair suitable for bariatric users.
- Rehab seat 4 points fixing system form better stability.
- Rear and front suspension.
- Very maneuverable in tight spaces, booth indoors and outdoors.
- Seat with adjustable angle from 0º to 45º.
- PG Joystick.

Peso soportado Weight capacity	205 Kg.
Velocidad máxima Max. speed	8 Km/h
Autonomía Range	32 Km.*
Pendiente superable Gradient	8º
Motor Power	24V / 575W
Batería Battery	50 Ah x 2U
Peso con baterías Weight with batteries	110 Kg.
Ruedas motriz Drive wheels	300 mm. macizas PU
Rueda satélite Satellite wheels	150 mm. macizas PU
Radio de giro Turn radius	58 cm.

MEDIDAS MEASURE									
1452SE	46 - 56	90	69	102	56	46 - 51	205	110	
	cm.						Kg.		

*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso. / The autonomy may vary depending on the weight of the user and usage conditions.

ACCESORIOS ACCESSORIES



1FS525P
REPOSACABEZAS ADAPTABLE
ADAPTABLE HEADREST



1FS525
REPOSACABEZAS ESTANDAR
STANDARD HEADREST



1FS525G
REPOSACABEZAS ACOLCHADO
PADDED HEADREST



1FS565
PORTA OXIGENO CROMADO
OXYGEN HOLDER



1FS512
PORTA SUEROS 2 GANCHOS
I.V. POLE



1M34000326
CAZOLETA PORTABASTONES
CANE HOLDER



1840CM
MESA AUXILIAR
SIDE TABLE

Mesa auxiliar extraíble, con portabebidas y gancho. Adaptable a gran variedad de sillas. Regulable en tres alturas y dos distancias al usuario. Peso soportado: 5 Kg. Medidas: 25 x 30 cm.

Removable side table with cup holders and hook. Adaptable to a wide variety of chairs. Adjustable in three heights and two distances to the user. Weight supported: 5 Kg. Size: 25 x 30 cm.

SILLAS ACTIVAS
ACTIVE WHEELCHAIR

NEW



NEW

JAGUAR X-ACTIVE
1441SA

SILLA ACTIVA PLEGABLE
FOLDING ACTIVE WHEELCHAIR



Silla de ruedas altamente activa con marco de aluminio plegable para ahorrar espacio de almacenamiento.

SUPER ADAPTABLE. Altura de asiento, profundidad de asiento, altura del reposapiés y centro de gravedad ajustables.

Ruedas traseras de extracción rápida.

ULTRALIGERA. Tan sólo 10,5 Kg. con ruedas incluidas.

Highly active wheelchair. Foldable aluminium frame to save space storage.

SUPER ADAPTABLE. Seat height, seat depth, footrest height and adjustable centre of gravity.

Quick release rear wheels.

ULTRA LIGHT. Only 10,5 Kg. with wheels included.



Ruedas Kenda Concept 22", 24", 26"
Kenda Concept Wheels 22", 24", 26"

Ancho asiento Seat width	35,5 / 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 cm.
Profundidad de asiento Seat depth	35,5 - 40,5 cm. / 43 - 48 cm.
Largo total Total lenght	90 cm.
Ancho total Total width	Asiento + 18,5 cm. Seat + 18,5 cm.
Alto total (min. max) Total height	80 - 95 cm.
Altura tapicería respaldo Backrest height	28 - 43 cm.
Altura asiento (sin cojín) Seat height	Delantera 50 cm. Trasera 46,5 cm. Front 50 cm. Rear 46,5 cm.
Altura reposabrazos Armrest height	13,5 cm.
Grosor del cojín Cushion thickness	5 cm.
Ángulo tapizado del respaldo Backrest angle	90°, 97°, 104°, 111°, 118°
Inclinación del asiento Seat inclination	6,5°
Radio de giro Turning radius	125 cm.
Reposapiés Footrest	Tipo plataforma. Ajustable de 38 a 48 cm. Platform. Height adjustable from 38 to 48 cm.
Rueda traseras Rear wheels	600 x 25 mm STD. 635 x 25 / 660 x 25 mm opcional.
Ruedas delanteras Front wheels	100 mm STD. 76 / 127 mm opcional.
Peso con ruedas Total weight	10,5 Kg. (Ruedas / Wheels 1,4 Kg.)



NEW JAGUAR ACTIVE 1443SA

SILLA ACTIVA
ACTIVE WHEELCHAIR

Silla de ruedas altamente activa con marco de aluminio rígido para una conducción sólida y suave. Respaldo plegable para un almacenamiento compacto.

SUPER ADAPTABLE. Altura de asiento, profundidad de asiento, altura del reposapiés y centro de gravedad ajustables.

Ruedas traseras de extracción rápida.

ULTRALIGERA. Tan sólo 10 Kg. con ruedas incluidas.

Highly active wheelchair. Rigid aluminum frame for solid and smooth driving. Foldable backrest for a compact storage.

SUPER ADAPTABLE. Seat height, seat depth, footrest height and adjustable centre of gravity.

Quick release rear wheels.

ULTRA LIGHT. Only 10 Kg. with wheels.

Ancho asiento Seat width	35,5 / 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 cm.
Profundidad de asiento Seat depth	35,5 - 40,5 cm. / 43 - 48 cm.
Largo total Total lenght	85 cm.
Ancho total Total width	Asiento + 18,5 cm. Seat + 18,5 cm.
Alto total (min. max) Total height	77,5 - 95 cm.
Altura tapicería respaldo Backrest height	30,5 - 43 cm.
Altura asiento (sin cojín) Seat height	Delantera 50 cm. Trasera 44,5 cm. Front 50 cm. Rear 44,5 cm.
Altura reposabrazos Armrest height	13,5 cm.
Grosor del cojín Cushion thickness	5 cm.
Ángulo tapizado del respaldo Backrest angle	80º, 90º, 100º, 110º
Inclinación del asiento Seat inclination	7º
Radio de giro Turning radius	125 cm.
Reposapiés Footrest	Tipo plataforma. Ajustable de 38 a 48 cm. Platform. Height adjustable from 38 to 48 cm.
Rueda traseras Rear wheels	600 x 25 mm STD. 635 x 25 / 660 x 25 mm opcional.
Ruedas delanteras Front wheels	100 mm STD. 76 / 127 mm opcional.
Peso con ruedas Total weight	10 Kg. (Ruedas / Wheels 1,4 Kg.)



Ruedas Kenda Concept 22", 24", 26"
Kenda Concept Wheels 22", 24", 26"



NEW JAGUAR CARBON 1448SA

SILLA ACTIVA FIBRA DE CARBONO
CARBON ACTIVE WHEELCHAIR

Rueda aluminio o rueda carbono.
Aluminum wheel or carbon wheel.

Silla de ruedas altamente activa con marco rígido de fibra de carbono para una conducción sólida y suave.

SUPER ADAPTABLE. Altura de asiento, profundidad de asiento, altura del reposapiés y centro de gravedad ajustables.

Ruedas traseras de extracción rápida. Disponibles con radios en aluminio o en fibra de carbono.

ULTRALIGERA. Tan sólo 7,5 Kg. con ruedas incluidas.

Highly active wheelchair with rigid carbon fiber frame for a solid and smooth ride.

SUPER ADAPTABLE. Seat height, seat depth, footrest height and adjustable centre of gravity.

Quick release rear wheels.

ULTRA LIGHT. Only 7,5 Kg. with wheels included.



Ancho asiento Seat width	35,5 / 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 cm.
Profundidad de asiento Seat depth	35,5 - 40,5 cm. / 43 - 48 cm.
Largo total Total lenght	85 cm.
Ancho total Total width	Asiento + 18,5 cm. Seat + 18,5 cm.
Alto total Total height	77 - 92 cm.
Altura respaldo Backrest height	28 - 43 cm.
Altura asiento (sin cojín) Seat height	Delantera 51 cm. Trasera 45,5 cm. Front 51 cm. Rear 45,5 cm.
Respaldo Backrest	Ángulo ajustable, plegable. Adjustable angle, folding.
Ángulo ruedas Wheel angle	0º / 3º
Rueda traseras Rear wheels	600 x 25 mm. STD. 635 x 25 mm. opcional.
Ruedas delanteras Front wheels	130 mm. STD. 100 mm. opcional
Peso máximo soportado Weight capacity	125 Kg.
Peso con ruedas Total weight	7,5 Kg.

SCOOTERS



NEW ENZO 1471SC

SCOOTER PLEGADO AUTOMÁTICO
AUTOMATIC FOLDING SCOOTER



Mando a distancia.
Remote control.

AZUL BLUE ROJO RED NARANJA ORANGE

Scooter plegable automáticamente con mando a distancia.

SÚPER LIGERO y con plegado muy compacto, fácil de transportar y almacenar.

Gran maniobrabilidad, incluso en espacios reducidos.

Con baterías de litio de extracción rápida.

Manillar regulable en altura.

Folding scooter by remote control.

LIGHTWEIGHTED, easy to transport and store.

Great maneuverability, even in tight spaces.

Quick release lithium batteries. Rechargeable inside our outside the scooter.

Height adjustable tiller.

Dimensiones plegada Folded sizes	48 x 55 x 79 cm.
Peso total con baterías Total weight with batteries	29 Kg.
Peso soportado Capacity	120 Kg.
Velocidad máxima Max. Speed	8 Km/h.
Autonomía Range	25 Km.*
Baterías Batteries	24V 6AH Litio x 2
Motor Motor	24V 180W
Pendiente superable Gradient	8º
Radio de giro Turning radius	120 cm.
Rueda traseras Rear wheels	200 mm Macizas / PU
Ruedas delanteras Front wheels	180 mm Macizas / PU

MEDIDAS MEASURE									
1471SC	105	55	87	43	58	38	120	29	
	cm.						Kg.		

*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso. / The autonomy may vary depending on the weight of the user and usage conditions.

El fabricante se reserva el derecho a modificar las características sin previo aviso / The manufacturer has the right of changing any product feature without previous advice

NEW

NEW YOGA 1472SCN

SCOOTER LIGERO PLEGABLE
LIGHTWEIGHT FOLDING SCOOTER



SCAN ME



Maleta de transporte
Suitcase for transport

Cargador externo
External charger

Mando
Control

AMARILLO
YELLOW

ROJO
RED

Scooter plegable manualmente.

Estructura de aluminio altamente ligero de dimensiones reducidas para un transporte fácil. Maleta para transporte opcional.

Manillar regulable en altura e inclinación.

Reducción automática de la velocidad en giros pronunciados para mayor seguridad.

Accesorios propios: estación de carga externa y maleta de transporte.

Reposabrazos opcional.

Manual folding scooter.

Highly lightweight aluminum frame of reduced dimensions for easy transport. Suitcase for transport as option.

Adjustable height and tilt handlebar.

Automatic speed reduction in sharp turns for added safety.

Accessories: external battery charger and suitcase for transport.

Optional armrest.

MEDIDAS MEASURE								
1472SCN	105	55	87	43	58	38	120	29
	cm.						Kg.	

*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso. / The autonomy may vary depending on the weight of the user and usage conditions.

NEW

LEMANS III 1476SCN

SCOOTER MINI DESMONTABLE
MINI DETACHABLE SCOOTER



ROJO
RED

AZUL
BLUE

Scooter de dimensiones reducidas.

Ligero y desmontable en 5 piezas para fácil transporte y almacenaje.

Reposabrazos extraíbles y regulables en altura y anchura.

Sólo 97cm de longitud total.

Manillar regulable en altura e inclinación.

Asiento regulable en altura.

Fácil manejo mediante pulsadores.

Cesta portaobjetos incluida.

Reduced dimensions scooter.

Lightweight and detachable in 5 pieces for easy transport and storage.

Removable armrests and adjustable in height and width.

Only 97cm lenght.

Angle and height adjustable tiller.

Height adjustable seat.

Easy operation by levers.

Storage basket included.

Altura chasis al suelo Ground clearance	5 cm.
Peso total con baterías Total weight with batteries	47 Kg.
Peso soportado Capacity	135 Kg.
Velocidad máxima Max. Speed	9,6 Km/h.
Autonomía Range	13 Km.*
Baterías Batteries	12V 15AH x 2
Motor Motor	24V 420W
Pendiente superable Gradient	6º
Radio de giro Turning radius	110 cm.
Rueda traseras Rear wheels	203 mm Macizas / PU
Ruedas delanteras Front wheels	178 mm Macizas / PU

MEDIDAS MEASURE								
1476SCN	97	56	89	40	54 - 59	35	135	47
	cm.						Kg.	

*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso. / The autonomy may vary depending on the weight of the user and usage conditions.



Scooter compacto y maniobrable.

Desmontable en 5 piezas para fácil transporte y almacenaje.

Reposabrazos extraíbles y regulables en altura y anchura.

Manillar regulable en altura e inclinación.

Asiento regulable en altura y giratorio para facilitar las entradas y salidas.

Cesta portaobjetos y portabebidas incluidas.

Sistema antirrobo incorporado con control remoto.

Compact and maneuverable scooter.

Detachable in 5 pieces for easy transport and storage.

Removable armrests and adjustable in height and width.

Angle and height adjustable tiller.

Adjustable height and swivel seat for easy entry and exit.

Storage basket and beverage support included.

Anti-Thief system attached, controlled by remote control.

NEW
NEW MOMO
1478SCN

SCOOTER MEDIANO COMPACTO
MIDI COMPACT SCOOTER



Altura chasis al suelo <i>Ground clearance</i>	8 cm.
Peso total con baterías <i>Total weight with batteries</i>	63 Kg.
Peso soportado <i>Capacity</i>	136 Kg.
Velocidad máxima <i>Max. Speed</i>	7,2 Km/h.
Autonomía <i>Range</i>	28 Km.*
Baterías <i>Batteries</i>	12V 36AH x 2
Motor <i>Motor</i>	24V 480W
Pendiente superable <i>Gradient</i>	6º
Radio de giro <i>Turning radius</i>	120 cm.
Rueda traseras <i>Rear wheels</i>	250 mm Macizas / PU
Ruedas delanteras <i>Front wheels</i>	220 mm Macizas / PU

MEDIDAS MEASURE								
1478SCN	104	54	94	40	61 - 65	40	136	63
	cm.						Kg.	

*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso. / The autonomy may vary depending on the weight of the user and usage conditions.



Scooter robusto con ruedas preparadas para la circulación por diferentes terrenos.

Sistema led de iluminación.

Asiento ajustable en altura. Giratorio para facilitar las transferencias

Mástil ajustable en ángulo.

Reposabrazos ajustables en altura y ancho.

Cesta portaobjetos incluida.

All terrain scooter.

LED lighting system.

Seat adjustable in height. Swivel to facilitate transfers.

Angle adjustable tiller.

Adjustable armrest in height and width.

Storage basket included.

NEW
NEW DAKAR
1483SCN

SCOOTER ROBUSTO
STURDY SCOOTER



Altura chasis al suelo <i>Ground clearance</i>	9,5 cm.
Peso total con baterías <i>Total weight with batteries</i>	92 Kg.
Peso soportado <i>Capacity</i>	136 Kg.
Velocidad máxima <i>Max. Speed</i>	10 Km/h.
Autonomía <i>Range</i>	32 Km.*
Baterías <i>Batteries</i>	12V 75AH x 2
Motor <i>Motor</i>	24V 1200W
Pendiente superable <i>Gradient</i>	6º
Radio de giro <i>Turning radius</i>	167 cm.
Rueda traseras <i>Rear wheels</i>	280 mm Macizas / PU
Ruedas delanteras <i>Front wheels</i>	280 mm Macizas / PU

MEDIDAS MEASURE								
1483SCN	144	61	100	46	53 - 58	40	158	92
cm.							Kg.	

*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso. / The autonomy may vary depending on the weight of the user and usage conditions.



DAKAR DUO

1483SC

SCOOTER DUO
SCOOTER DUO

PLATEADO
SILVER

Scooter robusto con ruedas preparadas para la circulación por diferentes terrenos.

Asiento con capacidad para dos personas.

4 ruedas con suspensión independiente

Sistema de luces integrado: faro, luces traseras, intermitentes y luces de emergencia.

Asiento giratorio, abatible y regulable en altura de 38 a 45cm.

Cesta portaobjetos incluida.

Robust and daring scooter, suitable for driving all terrains.

Seat for two people.

4 wheels with independent suspension.

LED lightning system included.

Swivel seat with height adjustable from 38 to 45cm.

Storage basket included.

Altura chasis al suelo <i>Ground clearance</i>	10 cm.
Peso total con baterías <i>Total weight with batteries</i>	150 Kg.
Peso soportado <i>Capacity</i>	225 Kg.
Velocidad máxima <i>Max. Speed</i>	15 Km/h.
Autonomía <i>Range</i>	50 Km.*
Baterías <i>Batteries</i>	12V 75AH x 2
Motor <i>Motor</i>	24V 2200W
Pendiente superable <i>Gradient</i>	10º
Radio de giro <i>Turning radius</i>	165 cm.
Rueda traseras <i>Rear wheels</i>	355 mm Macizas / PU
Ruedas delanteras <i>Front wheels</i>	355 mm Macizas / PU

MEDIDAS MEASURE								
1483SC	152	76	135	86	38 - 45	40	225	150
	cm.						Kg.	

*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso. / The autonomy may vary depending on the weight of the user and usage conditions.



ANDADORES, ROLLATORS Y BASTONES WALKERS, CANES AND CRUTCES



COLORES
COLORS



TRIANA 1601AN

Andador fabricado en aluminio, articulado o fijo. Plegable y de altura regulable.

Aluminum walker, reciprocating or fixed usage. Folding and heigh adjustable.



PLEGABLE
FOLDING



ALUMINIO
ALUMINIUM



52 cm.



46 cm.



76 - 93,5 cm.



100 Kg.



2,2 Kg.

COLORES
COLORS



SUNSET 1603AN

Andador robusto de acero con ruedas delanteras. Plegable.

Strong steel walker with front wheels. Foldable.



PLEGABLE
FOLDING



ACERO
STEEL



45 cm.



55 cm.



52 - 87 cm.



100 Kg.



4 Kg.

COLORES
COLORS



BROADWAY 1606AN

Andador de aluminio plegable con asiento y ruedas delanteras. Regulable en altura. Empuñadura anatómica. Bolsa portaobjetos opcional.

Folding aluminum walker with seat and front wheels. Height adjustable and anatomical handle. Optional storage bag.



PLEGABLE
FOLDING



ALUMINIO
ALUMINIUM



53 cm.



58 cm.



89 - 99 cm.



100 Kg.



2,2 Kg.

COLORES
COLORS



ABBEY 4R

1607AN

Andador de aluminio plegable con doble rueda delantera. Regulable en altura. Empuñadura anatómica. Bolsa portaobjetos opcional.

Folding aluminum walker with seat and front wheels. Height adjustable and anatomical handle. Optional storage bag.



PLEGABLE
FOLDING



ALUMINIO
ALUMINIUM

54 cm.	47 cm.	85 - 91 cm.	100 Kg.	2,4 Kg.

COLORES
COLORS



ALCALA

1615AN

Rollator de aluminio plegable con asiento. Sistema de frenado en empuñaduras, momentáneo o permanente. Altura de las empuñaduras ajustable. Respaldo acolchado extraíble. Bolsa portaobjetos extraíble incluida.

Folding aluminum rollator with seat. Braking handles system, momentary or fixed. Height adjustable handles. Removable padded backrest. Removable basket included.



PLEGABLE
FOLDING



ALUMINIO
ALUMINIUM

62,5cm.	55,5 cm.	53 cm.	79 - 92,5cm.	110 Kg.	6,4 Kg.

COLORES
COLORS



ROLLATOR ALL IN ONE

1626AN

Andador de aluminio plegable con asiento. Sistema de freno en empuñaduras, momentáneo o estacionamiento. Empuñaduras anatómicas con altura regulable. Incluye reposapiés para transformarlo en silla, respaldo acolchado que invierte su posición al convertirse en silla de traslado y cesta portaobjetos metálica extraíble.

Folding aluminum walker with seat. Brake system handles, momentary or fixed. Anatomical grips with adjustable height. It includes footrest to transform on chair, padded backrest that reverses its position to become transfer chair and detachable metal storage basket.



PLEGABLE
FOLDING



ALUMINIO
ALUMINIUM



TRANSFORMABLE EN SILLA
WHEELCHAIR CONVERTIBLE

69 cm.	36 cm.	61 cm. 94 CM. CON / WITH RPP	52 - 87 cm.	110 Kg.	8 Kg.

COLORES
COLORS



RIVOLI

1620AN

Rollator de aluminio plegable con asiento. Sistema de frenado por presión. Altura de las empuñaduras ajustable. Respaldo acolchado extraíble. Bolsa portaobjetos extraíble incluida.

Folding aluminum rollator with seat. Pressure braking system. Height adjustable handles. Removable padded backrest. Removable basket included.



PLEGABLE
FOLDING



ALUMINIO
ALUMINIUM

55 cm.	62,5 cm.	57,5 cm.	82,5-95,5cm.	110 Kg.	5,6 Kg.

COLORES
COLORS



SPIGA

1616AN

Rollator de aluminio con asiento regulable en altura. Sistema de frenado en empuñaduras, momentáneo o permanente. Altura de las empuñaduras ajustable. Ruedas de 8" Respaldo acolchado extraíble. Bolsa porta-objetos incluida.

Aluminum rollator with height adjustable seat. Braking system on handles. Padded and detachable backrest. Basket included. 8" wheels.



PLEGABLE
FOLDING



ALUMINIO
ALUMINIUM

59 cm.	60 cm.	84 - 92 cm.	100 Kg.	6,7 Kg.

COLORES
COLORS



1629BI

BASTÓN INGLÉS 2 REGULACIONES 2 REGULATION CRUTCHES

Bastón fabricado en aluminio con doble regulación: Recomendable para usuarios con una altura de 1,40cm a 1,90cm.

Aluminum cane with double regulation. Recommended for people with height from 140 cm to 1.90 cm.



ALUMINIO
ALUMINIUM

Codera a puño Elbow to handle	Altura regulable Height adjustable from	Peso soportado Supported weight
19 - 24 cm.	86 - 98 cm.	120 Kg.



COLORES
COLORS



ALUMINIO
ALUMINIUM



ANTIRUIDO
SILENCER



EFFECTO AMORTIGUADOR
SHOCK ABSORBER EFFECT

1630BI

BASTÓN INGLÉS 1 REGULACIÓN
1 REGULATION CRUTCHES

Bastón de aluminio regulable en altura. Con contera articulada, sistema antiruido.

Adjustable height cane with silencer tip system.

Codera a puño Elow to handle	Altura regulable Height adjustable from	Peso soportado Supported weight
18 cm.	64 - 97 cm.	130 Kg.



COLORES
COLORS



ALUMINIO
ALUMINIUM



ANTIRUIDO
SILENCER

1637BI

MULETA COLORES PUÑOS SOFT
SOFT HANDLE COLOURED CRUTCH

Muleta de aluminio con regulación de altura, empuñadura ergonómica de silicona y contera anti-ruido.

Aluminum height adjustable crutch, ergonomic and soft handle, anti-noise cap.

Codera a puño Elow to handle	Altura empuñadura Handle height to floor	Peso Weight	Peso soportado Supported weight
10 cm.	76 - 101 cm.	0,52 Kg.	140 Kg.



COLORES
COLORS



ALUMINIO
ALUMINIUM

1634BI

BASTÓN INGLÉS INFANTIL
PEDIATRIC CRUTCHES

Muleta de aluminio con regulación de altura y antebrazo.

Aluminum pediatric crutch, double adjustment in height and forearm lenght.

Codera a puño Elow to handle	Altura empuñadura Handle height to floor	Peso Weight	Peso soportado Supported weight
3 Puntos	55 - 78 cm.	0,5 Kg.	100 Kg.



COLORES
COLORS



ALUMINIO
ALUMINIUM

1718BI

CUADRIPODE
QUAD CANE

Cuadrípode de aluminio de altura regulable para un apoyo más seguro y confortable.

Aluminum quad cane. Height adjustable.

Dimensiones base Base dimensions	Altura regulable Height adjustable from	Peso soportado Supported weight
20 x 16 cm.	76,5 - 99,36 cm.	136 Kg.



COLORES
COLORS



ALUMINIO
ALUMINIUM

1636BI

MULETAS AUXILIARES
UNDERARM CRUTCHES

Muleta axilar fabricada en aluminio. Regulables en altura. Empuñadura y soporte axilar blando.

Aluminum axillary crutch. Adjustable in height. Soft axillary and grip support.

	S	M	L	Peso (par) weight (pair)	Peso soportado Supported weight
Altura usuario Users height	137 - 157 cm.	157 - 177 cm.	177 - 197 cm.	2,4 Kg.	130 Kg.
Altura ajustable Height adjustable	94 - 114 cm.	114 - 135 cm.	135 - 155 cm.		

1641BI

CONTERA ALL ROAD
ALL ROAD TRIP



	Tubo / Tube
1646BI-17	17 mm.
1646BI-19	19 mm.

1642BI

CONTERA STANDARD
STANDARD TRIP



	Tubo / Tube
1642BI-17	17 mm.
1642BI-17	19 mm.

BASTONES DE MADERA

WOOD CANES

Bastones de madera de haya con diferentes empuñaduras. Con conteras de goma que deben reemplazarse cuando se observen signos de desgaste. La altura debe regularse cortando la caña del bastón, la empuñadura debe quedar a nivel del trocánter de la persona.

Beech wood canes with different handles. With rubber beads that must be replaced when signs of wear are observed. The height must be adjusted by cutting the cane.



1656BI
BASTÓN DE HAYA
BEECH CANE



1657BI
BASTÓN DE HAYA
BEECH CANE



1658BI
BASTÓN DE HAYA
BEECH CANE



1659BI
BASTÓN DE HAYA CROOK
CROOK BEECH CANE



1660BI
BASTÓN DE HAYA EFECTO BAMBOO
BAMBOO EFFECT CANE


BASTONES DE ALUMINIO

ALUMINIUM CANES

Bastones de aluminio plegables, súper ligeros, de altura ajustable mediante botón de presión. Empuñadura cómoda tipo Derby o recta. Disponibles en varios estampados.

Aluminum folding canes, height adjustable by pression button. Different patterns are available.

1655BI
PLEGABLES
FOLDING




08
NEGRO
BLACK




96
BRONCE
BRONZE




106
GRIS ZIG ZAG
GREY ZIG ZAG



111
BLUE PAISLEY
BLUE PAISLEY




108
ACUARELA
AQUARELLE




107
PINK FLOWER
PINK FLOWER



109
BLUE SKY
BLUE SKY



112
BLUE SKY
BLUE SKY



114
VICHY
VICHY

Codera a puño Elow to handle	Altura Height	Peso Weight	Peso soportado Supported weight
12 cm.	82,5 - 92,5 cm.	0,36 Kg.	110 Kg.

BASTONES DE ALUMINIO


ALUMINIUM CANES

Bastón de aluminio extensible, super ligero, de altura ajustable mediante botón de presión. Empuñadura cómoda tipo derby o recta.

Aluminium telescope cane, height adjustable by pression button.

1650BI & 1651BI

EXTENSIBLES
TELESCOPE



1651BI 108

ACUARELA
AQUARELLE



1651BI 106

GRIS ZIG ZAG
GREY ZIG ZAG




1651BI 111

BLUE PAISLEY
BLUE PAISLEY



1651BI 112

BLUE SKY
BLUE SKY



1651BI 114

VICHY
VICHY




1651BI 107

PINK FLOWER
PINK FLOWER



1651BI 109

BLUE SKY
BLUE SKY



1650BI 08

NEGRO
BLACK



1650BI 96

BRONCE
BRONZE

	Codera a puño Elow to handle	Altura Height	Peso Weight	Peso soportado Supported weight
1650BI	12 cm.	74,5 - 97,5 cm.	0,38 Kg.	110 Kg.
1651BI	12 cm.	82,5 - 92,5 cm.	0,36 Kg.	110 Kg.

COLORES
COLORS



ALUMINIO
ALUMINIUM

1653BI

BASTÓN EXTENSIBLE CON EMPUÑADURA ANATÓMICA
WALKING STICK WITH ANATOMICAL HANDLE

Bastones de aluminio con empuñadura anatómica. La empuñadura anatómica asegura que el peso del usuario se reparte de forma uniforme sobre la palma, reduciendo la incomodidad asociada al uso de bastones. Derecha / Izquierda.

Aluminum cane with anatomical handle for more comfort during their use. Right / Left

Altura Height	Peso Weight	Peso soportado Supported weight
70 - 94 cm.	0,4 Kg.	120 Kg.

COLORES
COLORS



ALUMINIO
ALUMINIUM

ANTIRUIDO
SILENCER

1652BI

BASTÓN EXTENSIBLE CON EMPUÑADURA "SOFT"
WALKING STICK WITH SOFT HANDLE

Bastones de aluminio con empuñadura blanda para reducir la fatiga y el estrés. Equipado con conteras anti-ruido.

Aluminum canes with soft grip to reduce fatigue. Anti noise cap.

Altura Height	Peso Weight	Peso soportado Supported weight
74 - 92,5 cm.	0,4 Kg.	110 Kg.

1650AC

CORREA
STRAP



Correa cómoda y adaptable a cualquier bastón para evitar que este caiga al suelo. Se fija mediante una banda elástica

Comfortable and adaptable strap to any cane to prevent it from falling to the ground. It is fixed by an elastic band.

COLORES
COLORS



ALUMINIO
ALUMINIUM

1667BI

BASTÓN DE ALUMINIO PLEGABLE CON LUZ Y ALARMA
ALUMINIUM FOLDING CANE WITH LED LIGHT AND ALARM

Bastón de aluminio plegable, super ligero, de altura ajustable mediante botón de presión, con luz led y alarma. Empuñadora muy cómoda.

Aluminium folding cane, very soft, height adjustable by button with led light and alarm. Very comfortable handle.



BOTÓN PARA LUZ LED
LED LIGHT BUTTON

BOTÓN PARA ALARMA
ALARM BUTTON

COLORES
COLORS



ALUMINIO
ALUMINIUM

1668BI

BASTÓN DE ALUMINIO EXTENSIBLE CON LUZ Y ALARMA
ALUMINIUM TELESCOPE CANE WITH LED LIGHT AND ALARM

Bastón de aluminio extensible, super ligero, de altura ajustable mediante botón de presión y con luz led. Empuñadora muy cómoda.

Aluminium telescope cane, very soft, height adjustable by button with led light and alarm. Very comfortable handle.



BOTÓN PARA LUZ LED
LED LIGHT BUTTON

BOTÓN PARA ALARMA
ALARM BUTTON

EXP10

EXPOSITOR DE BASTONES
CANES DISPLAY

Expositor giratorio de acero. Capacidad para 24 bastones.

Rotating steel display. Capacity for 24 canes.




DESCANSO
REST AIDS

SAPPHIRE
1715CM



Estructura de acero inoxidable termolaminado con tratamiento epoxy.
Cabecero y piecero fabricado en melanina de haya.
Soporte en los dos extremos para incorporar trapecio y porta sueros.
Somier articulado de lamas de haya de tres planos, controlado por motor eléctrico y mando manual.
Carro elevador que permite regular la altura, con 4 ruedas, 2 con freno y 2 direccionales.
Preparada para todos los accesorios disponibles para camas Teyder.

*Thermo-laminated stainless steel structure with epoxy treatment.
Headboard and footboard made of beech melanin.
Support at both ends to incorporate trapezoid and serum holder.
Articulated bed base made of beech slats with three planes, controlled by electric motor and manual control.
Lifting trolley that allows height adjustment, with 4 wheels, 2 with brakes and 2 directional wheels.
Prepared for all accessories available for Teyder beds.*



HASTA 150KG.
UP TO 150KG.

	Somier Frame	Estructura Structure	Estructura completa con cabezales Structure with headboards	Altura regulable Adjustable heigh	Altura estructura a suelo Height to floor	Peso Weight	Peso soportado Supported weight
1715CM-90	80 x 180 cm.	90 x 190 cm.	96 x 196 cm.	40 - 80 cm.	13 cm.	86,5 Kg.	150 Kg.
1715CM-105	95 x 180 cm.	105 x 190 cm.	111 x 196 cm.	40 - 80 cm.	13 cm.	87,5 Kg.	150 Kg.


JADE
1716CM



Patas sin ruedas
Feet without wheels

Estructura de acero inoxidable termolaminado con tratamiento epoxy.
Cabecero y piecero fabricado en melanina de haya.
Soporte en los dos extremos para incorporar trapecio y porta sueros.
Somier articulado de lamas de haya de tres planos, controlado por motor eléctrico y mando manual.
Patatas regulables en altura manualmente.
Preparada para todos los accesorios disponibles para camas Teyder.

*Thermo-laminated stainless steel structure with epoxy treatment.
Headboard and footboard made of beech melanin.
Support at both ends to incorporate trapezoid and serum holder.
Articulated bed base made of beech slats with three planes, controlled by electric motor and manual control.
Manually height adjustable feet.
Prepared for all accessories available for Teyder beds.*



HASTA 150KG.
UP TO 150KG.

	Somier Frame	Estructura Structure	Estructura completa con cabezales Structure with headboards	Altura regulable Adjustable heigh	Altura estructura a suelo Height to floor	Peso Weight	Peso soportado Supported weight
1716CM-90	80 x 180 cm.	90 x 190 cm.	96 x 196 cm.	40 - 80 cm.	13 cm.	55 Kg.	150 Kg.
1716CM-105	95 x 180 cm.	105 x 190 cm.	111 x 196 cm.	40 - 80 cm.	13 cm.	56 Kg.	150 Kg.


ONIX

1717CM



Estructura de acero inoxidable termolaminado con tratamiento epoxy.
Soporte en los dos extremos para incorporar trapecio y porta sueros.
Somier articulado de lamas de haya de tres planos, controlado por motor eléctrico y mando manual.
Altura regulable mediante motor eléctrico colocado en las cabeceras.
Cabecero, piecero y barandillas en melanina de haya.
Preparada para todos los accesorios disponibles para camas Teyder.

Thermo-laminated stainless steel structure with epoxy treatment. Support at both ends to incorporate trapezoid and serum holder. Articulated bed base made of beech slats with three planes, controlled by electric motor and manual control. Height adjustable by electric motor placed on the headboards. Beech melanin headboard, footboard and railings. Prepared for all accessories available for Teyder beds.



HASTA 150KG.
UP TO 150KG.

	Somier Frame	Estructura Structure	Estructura completa con cabezales Structure with headboards	Altura regulable Adjustable heigh	Altura estructura a suelo Height to floor	Peso Weight	Peso soportado Supported weight
1717CM-90	80 x 180 cm.	90 x 190 cm.	103 x 204 cm.	40 - 80 cm.	13 cm.	99 Kg.	150 Kg.
1717CM-105	95 x 180 cm.	105 x 190 cm.	117 x 204 cm.	40 - 80 cm.	13 cm.	100 Kg.	150 Kg.


TOPAZ

1718CM



Estructura de acero inoxidable termolaminado con tratamiento epoxy.
Cabecero y piecero fabricado en melanina de haya.
Soporte en los dos extremos para incorporar trapecio y porta sueros.
Somier articulado de lamas de haya de tres planos, controlado por motor eléctrico y mando manual.
Carro elevador que permite regular la altura, con 4 ruedas, 2 con freno y 2 direccionales.
Altura mínima de 26cm para minimizar el riesgo en usuarios con riesgo de caída. Producto adecuado para el cuidado libre de sujeciones.
Preparada para todos los accesorios disponibles para camas Teyder.

Thermo-laminated stainless steel structure with epoxy treatment. Headboard and footboard made of beech melanin. Support at both ends to incorporate trapezoid and serum holder. Articulated bed base made of beech slats with three planes, controlled by electric motor and manual control. Lifting trolley that allows height adjustment, with 4 wheels, 2 with brakes and 2 directional wheels. Minimum height of 26cm to minimize the risk in users with risk of falling. Product suitable for care free of restraints. Prepared for all accessories available for Teyder beds.



HASTA 150KG.
UP TO 150KG.

TECNOLOGIA O CONTENCIONES
RESTRAINTS TECHNOLOGY

	Somier Frame	Estructura Structure	Estructura completa con cabezales Structure with headboards	Altura regulable Adjustable heigh	Altura estructura a suelo Height to floor	Peso Weight	Peso soportado Supported weight
1718CM-90	80 x 180 cm.	90 x 190 cm.	103 x 204 cm.	26 - 66 cm.	26 cm.	86,5 Kg.	150 Kg.
1718CM-105	95 x 180 cm.	105 x 190 cm.	117 x 204 cm.	26 - 66 cm.	26 cm.	87,5 Kg.	150 Kg.

1723AC

BARANDILLAS METÁLICAS
BED RAILS



Juego de barandillas de tres barras fabricadas en acero inoxidable con cobertura de epoxy. Tubo de 25Øx1.5mm. Articulación de rejilla efectuada con bisagras plásticas. Control de la articulación con sistema de bloqueo mediante manijas M10. Anclaje universal para estructuras de hasta 9cm.

Set of three bar railings made of stainless steel with epoxy coating. 25Øx1.5mm tube. Grid joint made with plastic hinges. Joint control with locking system using M10 handles. Universal anchor for structures up to 9cm.

Largo Long	Ancho Width	Peso Weight
144 cm.	51,5 cm.	13 Kg.



1729AC / 1730AC

CABECERO / PIECERO
HEADBOARD / FOOTBOARD



Juego de cabecero y piecero fabricado en melanina de haya.

Headboard and footboard set made of beech melamine.

	Cabecero Headboard	Piecero Footboard	Peso Weight
1729AC	96 x 49 cm.	96 x 39 cm.	12 Kg.
1730AC	111 x 49 cm.	111 x 39 cm.	13 Kg.

1744AC

GOTERO
DROPPER



Gotero fabricado en acero con cubierta de epoxy. Dos ganchos de altura regulable.

Serum holder made of steel with epoxy cover. Two hooks with adjustable height.

Altura Height	Peso Weight
90 - 165 cm.	1,3 Kg.



1745AC

TRAPECIO INCORPORADOR
INCORPORATOR

Estructura en tubo de acero con recubrimiento de epoxy.
Asa ajustable.

Structure in steel tube with epoxy coating.
Adjustable handle.

Dimensiones Dimensions	Peso Weight
87 - 128,5 cm.	3,4 Kg.



1734AC / 1736AC

COLCHÓN SANITARIO DE ESPUMA
HR MATTRESS

Colchón de espuma especialmente diseñado para camas articuladas.
Reversible.
Funda sanitaria de fácil lavado.

Foam mattress specially designed for articulated beds. Reversible.
Easy to wash sanitary cover.

	Dimensiones Dimensions	Peso Weight
1734AC	180 x 89 x 15 cm.	4,5 Kg.
1736AC	180 x 104 x 15 cm.	5,5 Kg.



1735AC / 1737AC

COLCHÓN SANITARIO DE ESPUMA VISCOELÁSTICA
VISCOELASTIC MATTRESS

Colchón de espuma de alta densidad con una capa superior de 30mm de espuma viscoelástica, especialmente diseñado para camas articuladas.
Reversible.

High-density foam mattress with a 30mm memory foam top layer, specially designed for articulated beds. Reversible. Easy to wash sanitary cover.

	Dimensiones Dimensions	Peso Weight
1735AC	180 x 89 x 15 cm.	4,5 Kg.
1737AC	180 x 104 x 15 cm.	5,5 Kg.



1739CM

COLCHÓN DE CELDAS DE AIRE CON COMPRESOR
AIR MATTRESS WITH COMPRESSOR

Cubre - colchón fabricado en pvc, para la prevención de úlceras en usuarios encamados. Reduce el tiempo de apoyo del cuerpo en una misma zona gracias al inflado y desinflado alternativo de sus 130 células. Incorpora un mini compresor silencioso y automático y un kit de reparación.

Mattress cover made of pvc, for the prevention of ulcers in bedridden users. It reduces the support time of the body in the same area thanks to the alternative inflation and deflation of its 130 cells. Incorporates a silent and automatic mini compressor and a repair kit

Voltaje Power supply	Potencia Air output	Ciclo Cycle	Medidas inflado Mattress size	Peso soportado Supported weight
220V 50Hz	5L/min.	10 - 12 min.	190x90x11 cm	130 Kg.



1710CM

MESITA AUXILIAR
OVERBED TABLE

Mesita auxiliar con estructura de acero, tablero laminado efecto madera con banda antideslizante en el borde. El tablero puede inclinarse hacia cualquier dirección y grado y la altura es ajustable fácilmente. Dispone de 4 ruedas con freno para su fácil posicionamiento. La mesa se bloquea de forma segura cuando se suelta la palanca de ajuste de altura, se puede levantar con la menor presión hacia arriba.

Overbed table with steel structure, wood effect laminated tabletop with non-slip edge band. The board can be tilted in any direction and degree and the height is easily adjustable. It has 4 wheels with brakes for easy positioning. The table locks securely when the height adjustment lever is released, it can be lifted with the least upward pressure.

Altura ajustable Adjustable heigh	Dimensiones Dimensions	Peso soportado Supported weight
79 - 111 cm.	76,5 x 38,5 cm.	22 Kg.



1711CM

MESITA AUXILIAR PIE EN 'U'
OVERBED TABLE "U" SHAPED

Mesita auxiliar con estructura de acero bañada en Epoxy, tablero laminado blanco. Dispone de 4 ruedas con freno para su fácil posicionamiento. Preparada para uso en sillas o camas gracias a su base en forma de 'u'. Plegable.

Overbed table with epoxy-coated steel frame, white laminated top. It has 4 wheels with brakes for easy positioning. Prepared for use in chairs or beds thanks to its 'u' base. Foldable.

Altura ajustable Adjustable heigh	Ángulo Angle	Tablero Board	Base Base	Peso soportado Supported weight
68 x 96 cm.	15º, 30º, 45º, 90º	60 x 40 cm.	60 x 40 cm.	22 Kg.



1831AS

RP AIR COJIN DE AIRE
RP AIR CHUSHION

Cojín de flotación por aire, fabricado en goma pvc médica de alta calidad, suave y resistente. Está diseñado para distribuir el peso del usuario uniformemente y adaptarse a la postura del cuerpo, amortiguando la presión del sacro, vertebra caudal e isquiones y disminuyendo así el riesgo de ulceración.

Características: Células de aire conectadas de manera que el aire fluye entre ellas optimizando el efecto de alivio de presión, fácil de inflar y ajustar. El diseño de dos válvulas permite mejorar la postura de usuarios con pelvis asimétricas con dificultades posturales. Funda transpirable y antideslizante. Incluye dos fundas.

Air flotation cushion, using special rubber material, is soft and makes patient comfortable and stable sitting on cushion. Air flotation cushion is designed to distribute patient's weight and adjust to human body posture, which could completely immerse sacrum to cushion, reduce pressure on caudal vertebra and ischium, prevent decubitus and skin tissue from damaging, and optimize pressure relief effect.

Features: Connecting type air cells, easy to inflate and adjust.Independent air space allows air to circulate among cells, and optimize pressure relief effect. Two valves design is to help patients who have asymmetric pelvis adjust the body posture and keep balanced on cushion be separating the air cells into two parts. Cushion cover uses anti-skidding, vapor permeable fabric with high shearing force and flexibility. it helps to prevents patient's skin from one more hurt during moving. Two covers included.

Referencia Reference	Ancho Width	Largo Length	Altura Height	Peso soportado Weight capacity	Valvula Valve
1831AS - 40	40 cm.	40 cm.	6 cm.	100 Kg.	1
1831AS - 45	45 cm.	40 cm.	6 cm.	100 Kg.	1
1831AS10 - 45	45 cm.	45 cm.	10 cm.	130 Kg.	2
1831AS10 - 50	50 cm.	45 cm.	10 cm.	180 Kg.	2



1834AS

COJÍN REDONDO CON AGUJERO
ORBED CUSHION WITH HOLE

Cojín fabricado por la cara superior en suapel con tratamiento Sanitized®, cara inferior en algodón y relleno con fibra siliconada hueca. El tratamiento Sanitized inhibe el desarrollo de bacterias, levaduras, hongos y ácaros a largo plazo, protegiendo las propiedades funcionales de la fibra y ofreciendo bienestar.

Cushion manufactured by the upper face in Suapel with Sanitized® treatment, lower face in cotton and filled with hollow silicone fiber. Sanitized ennobleing inhibits the development of bacteria, yeasts, fungi and mites in the long term, protecting the functional properties of the fiber and offering well-being.

Ancho Width	Largo Length	Altura Height
41 cm.	41 cm.	12 cm.



1835AS

COJÍN HERRADURA
HORSESHOE CUSHION

Cojín fabricado por la cara superior en suapel con tratamiento Sanitized®, cara inferior en algodón y relleno con fibra siliconada hueca. El tratamiento Sanitized inhibe el desarrollo de bacterias, levaduras, hongos y ácaros a largo plazo, protegiendo las propiedades funcionales de la fibra y ofreciendo bienestar.

Cushion manufactured by the upper face in Suapel with Sanitized® treatment, lower face in cotton and filled with hollow silicone fiber. Sanitized ennobleing inhibits the development of bacteria, yeasts, fungi and mites in the long term, protecting the functional properties of the fiber and offering well-being.

Ancho Width	Largo Length	Altura Height
41 cm.	41 cm.	12 cm.



1837AS

COJÍN CUADRADO CON AGUJERO
SQUARE CUSHION WITH HOLE

Cojín fabricado por la cara superior en suapel con tratamiento Sanitized®, cara inferior en algodón y relleno con fibra siliconada hueca. El tratamiento Sanitized inhibe el desarrollo de bacterias, levaduras, hongos y ácaros a largo plazo, protegiendo las propiedades funcionales de la fibra y ofreciendo bienestar.

Cushion manufactured by the upper face in Suapel with Sanitized® treatment, lower face in cotton and filled with hollow silicone fiber. Sanitized ennobleing inhibits the development of bacteria, yeasts, fungi and mites in the long term, protecting the functional properties of the fiber and offering well-being.

Ancho Width	Largo Length	Altura Height
41 cm.	41 cm.	12 cm.



1838AS

TALONERA – CODERA
HEEL – ELBOW PROTECTION

Talonera fabricada en suapel con tratamiento Sanitized®. El tratamiento Sanitized inhibe el desarrollo de bacterias, levaduras, hongos y ácaros a largo plazo, protegiendo las propiedades funcionales de la fibra y ofreciendo bienestar.

Heel protection manufactured in Suapel with Sanitized® treatment. Sanitized ennobleing inhibits the development of bacteria, yeasts, fungi and mites in the long term, protecting the functional properties of the fiber and offering well-being.



LIFTEY 180

1772CM

GRÚA TRASLADO 180 KG
HOME USE LIFT 180 KG

Estructura Frame	Aluminio Aluminium	Rueda trasera Rear wheel	7,6 cm. con freno 7,6 cm. with brake
Ancho Widht	64,5 - 88 cm.	Cargador Charger	24V Max 7,7 Amp
Altura Height	64,5 - 187,50 cm.	Tiempo de carga Charging time	3 h.
Motor Motor	10.000 N	Rueda delantera Front wheel	7,6 cm.
Peso soportado Capacity	180 Kg.		

Grúa de traslado de personas con problemas de movilidad. Fácil de manejar en espacios reducidos, con capacidad de elevación requerida para el cuidado doméstico. Peso soportado: 180 Kg.

Lift to transfer people with mobility problem. Easy to handle in tight spaces, with lifting capacity required for home care. Capacity: 180 Kg.



LIFTEY 320

1773CM

GRÚA TRASLADO 320 KG
HOME USE LIFT 320 KG

Estructura Frame	Aluminio Aluminium	Rueda trasera Rear wheel	10 cm. con freno 10cm. with brake
Ancho Widht	73,5 - 96 cm.	Cargador Charger	24V Max 9,5 Amp
Altura Height	71 - 198 cm.	Tiempo de carga Charging time	3 h.
Motor Motor	12.000 N	Rueda delantera Front wheel	12,7 cm.
Peso soportado Capacity	320 Kg.		

Grúa de traslado de personas con problemas de movilidad. Fácil de manejar en espacios reducidos, con capacidad de elevación requerida para el cuidado doméstico. Peso soportado: 320 Kg.

Lift to transfer people with mobility problem. Easy to handle in tight spaces, with lifting capacity required for home care. Capacity: 320 Kg .



LIFTEY 220

1774CM

GRÚA TRASLADO Y BIPEDESTACIÓN 220 KG
TRANSFER AND STANDING LIFT 220 KG

Estructura Frame	Aluminio Aluminium	Cargador Charger	24V Max 7,7 Amp
Ancho Widht	62 - 87 cm.	Tiempo de carga Charging time	3 h.
Altura Height	94 - 130 cm.	Rueda delantera Front wheel	7,6 cm.
Motor Motor	10.000 N	Rueda trasera Rear wheel	7,6 cm. con freno 7,6 cm. with brake
Peso soportado Capacity	220 Kg.	Altura reposapiernas Legrest height	50 - 60 cm.
Ajuste superior Top adjustment	42 - 52 cm.	Anchura reposapiernas Legrest width	35 - 47 cm.

Grúa de traslado convertible en grúa de bipedestación, para el traslado de personas con problemas de movilidad. Fácil de manejar en espacios reducidos, con capacidad de elevación requerida para el cuidado doméstico. Peso soportado: 220 Kg.

Convertible and standing lift to transfer people with mobility problem. Easy to handle in tight spaces, with lifting capacity required for home care. Capacity: 220 Kg.

NEW NILO
1500SRM

Silla de ducha fabricada en aluminio con apoyabrazos abatible, reposapiés abatible y altura de respaldo y reposapiés ajustable. Asiento blando con inodoro incorporado. Ruedas de plástico con freno incorporado.

Aluminum shower wheelchair with folding armrest and height adjustable backrest and footrest. Soft seat with tray. Plastic wheels with security brakes.



ALUMINIO
ALUMINIUM

55	46	40	50,5	85	45,5 48,5	95,5 98,5	120
cm.							Kg.

IGUAZU
1505SB

Silla de ducha con estructura de acero inoxidable, reposabrazos abatible y respaldo extraíble. Reposapiés de plataforma plegable. Asiento soft con inodoro incorporado de poliuretano. Ruedas con freno de seguridad.

Steel bath chair with detachable armrest and backrest. Folding footrest. Soft seat with included tray. Security brakes.



ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL

56	43	43	92	17	100
cm.				Kg.	

LENA
1515BN

Silla ligera fabricada en aluminio con acabados acolchados y 4 ruedas giratorias. Ideal para utilizar en la ducha, como elevador de wc o como silla de traslado para dentro del hogar. Incluye cubeta extraíble.

Lightweight aluminum construction with padded finishes. Can be used like shower chair, wc elevator or like home transport wheelchair. Removable bucket included.



ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL

56	40	46	40	123	17
cm.				Kg.	



ALUMINIO
ALUMINIUM

NEW VICTORIA ROLLER

1512BN

Silla de baño con estructura de aluminio. Plegable. Asiento de pvc con hueco perineal. Ruedas delanteras con freno de seguridad.

Bath chair with aluminum Folding frame.. Pvc seat with perineal space. Front wheels with safety brake.

55	38	72	47	7,5	100
cm.				Kg.	



MONTAJE SIN HERRAMIENTAS
EASY TO ASSEMBLE NO TOOLS NEEDED

BALI

1531BN

ALZAS DE WC CON TAPA
WC LIFT UP WITH COVER

Alza de wc fabricada en plástico de alta resistencia con tapa y hueco delantero / trasero para mayor comodidad. Fácil ajuste a la mayoría de wc estándar.

Plastic wc lift up with cover. Easy to adjust.

	Altura Height	Largo Length	Peso soportado Weight supported
1531-01-10	10	41	135
1531-01-15	15	41	135
	cm.		Kg.



ACERO
STEEL



MONTAJE SIN HERRAMIENTAS
EASY TO ASSEMBLE NO TOOLS NEEDED

MIAMI

1524BN

ASIENTO GIRATORIO DE BAÑERA
SHOWER ROTATORY SEAT

Asiento de bañera giratorio, fabricado en acero inoxidable. Giro de 360º, con palanca de seguridad. Universal.

Rotating bath seat, made of stainless steel. 360 degree turn with safety lever. Universal size.

75	50	38	95
cm.			Kg.



MONTAJE SIN HERRAMIENTAS
EASY TO ASSEMBLE NO TOOLS NEEDED

BALI

1532BN

ELEVADOR WC REGULABLE CON TAPA Y REPOSABRAZOS
WC LIFT UP WITH ARMRESTS AND COVER

Elevador de wc con reposabrazos abatibles, fabricado totalmente en pvc. Altura e inclinación regulable 5, 10, 15 cm. Peso soportado 150 Kg.

Pvc lift for wc with folding armrest. Adjustable height and tilt 5, 10, 15 cm. Weight supported 150 Kg.



HASTA 190KG.
UP TO 190KG.



MONTAJE SIN HERRAMIENTAS
EASY TO ASSEMBLE NO TOOLS NEEDED

MIAMI

1525BN

TABLA DE BAÑERA
BATH BOARD

Asiento de bañera giratorio, fabricado en acero inoxidable. Giro de 360º, con palanca de seguridad. Universal. Respaldo corto que facilita la higiene.

Rotating bath seat, made of stainless steel. 360 degree turn with safety lever. Universal size. Short backrest to facilitate hygiene.

37	78	41 - 64	190
cm.			Kg.



ALUMINIO
ALUMINIUM

BALI

1535BN

APOYABRAZOS PARA WC
ARMREST FOR WC

Apoyabrazos fabricado en aluminio anodizado ligero. Regulable en altura 50, 55, 60 cm. y anchura. Peso soportado 110 Kg.

Aluminum wc lift with armrests. Adjustable in height 50, 55, 60 cm. and width. Weight supported 110 Kg.

VIDA DIARIA
DAILY LIVING AIDS

ORUGA
1767CM

SALVAESCALERAS
STAIRCLIMBER



Fácil de maniobrar: facilita los giros y los movimientos.

Fácil de usar en escaleras estrechas, movimiento en forma de 'U'.

Buena estabilidad: goma antideslizante que ofrece al usuario una mayor estabilidad en la subida y bajada.

Ajuste de ángulo de reclinado de asiento automático y manual.

Frenos electromagnéticos: sistema de freno automático.

Se puede usar con o sin silla de ruedas del usuario.

Effortless moving on ground: makes it easy for making turns and moves on ground.

Small U-turn space requirement: Easy to operate on the small landing area for U-shaped stairs.

Good stability: Anti-slip rubber track give users the best stability while moving on stairs.

Automatic and manual seat reclined angle adjustment.

Electromagnetic brakes: Stop system automatically while not operating.

Varry passenger with or without wheelchair.

Peso soportado Weight Capacity	135 Kg.
Angulo máximo superable Angle	35º
Velocidad de subida Climb speed	5 m/min. (+/- 15 escalones/min.) 5 m/min. (+/- 15 stairs/min.)
Velocidad de descenso Descend speed	7,2 m/min. (+/- 23 escalones/min.) 7,2 m/min. (+/- 23 stairs/min.)
Tiempo de carga y Autonomía Charging time and autonomy	30 min. (+/- 450 escalones/carga) 30 min. (+/- 450 stairs/charge)
Ancho mínimo escalera Minimum width of stairs	80 cm.
Altura máxima escalón Maximum height of stairs	18 cm.
Largo máximo escalón Maximum lenght of stairs	35 cm.
Mínimo zona de destino tipo U Minimum dimensions U destination type	200 x 120 cm.
Mínimo zona de destino tipo L Minimum dimensions L destination type	120 x 120 cm.
Peso total Total weight	78 Kg.
Dimensiones Dimension	1040 mm. (Largo) x 640 mm. (Ancho) x 1050 mm. (Alto) 1040 mm. (Length) x 640 mm. (Width) x 1050 mm. (High)



Fabricado en aluminio de alta resistencia.

Con asa para fácil transporte.

Made with high strength aluminum.

With handle for easier transport.

RAMPA

1464CM

RAMPA DE ALUMINIO PLEGABLE
ALUMINUM FOLDING RAMP



	1464CM-60	1464CM-90
Largo Length	60 cm.	90 cm.
Ancho Width	73,5 cm.	
Peso Soportado Weight Capacity	272 Kg.	



Aluminio ligero anodizado con superficie negra antideslizante para mejor tracción.

Fácil de plegar y transportar.

Cada canal se extiende casi al doble de su longitud para una configuración rápida y fácil.

Lightweight anodizes aluminum with a black non-solid surface for traction.

Easy to fold and transport.

Each rail extends to nearly double its length for fast and easy set up.

RAMPA

1465CM

RAMPA TELESCÓPICA DE ALUMINIO
TELESCOPIC FOLDING RAMP



	1465CM-150	1465CM-210
Largo Length	150 cm.	210 cm.
Ancho Width	16 cm. (2 carriles / rails)	
Peso Soportado Weight Capacity	272 Kg.	



1719CM

PEDALIER BASICO PLEGABLE
FOLDABLE BASIC EXERCISER

Pedalier fabricado en acero cromado. Se puede regular la resistencia mediante palometa superior. Puede ser utilizado tanto en extremidades superiores como inferiores.

Chrome plated Steel pedal exerciser.



1720CM

PEDALIER BASICO ECO
ECO BASIC EXERCISER

Pedalier fabricado en acero cromado. Resistencia regulable mediante palometa.

Adjustable resistance chrome plated. Steel pedal exerciser.



1721CM

PEDALIER ELECTRÓNICO
ELECTRONIC EXERCISER

Pedalier plegable con temporizador digital.

Foldable Pedal Exerciser with Digital Timer

NOTAS

NOTES





ORTHOPEDICS & SPORTS PRODUCTS

C/ POLÍGON INDUSTRIAL SANT ANTONI, NAVE 5
08620 SANT VICENÇ DELS HORTS (BARCELONA)

TEL (+34) 93 381 90 11

FAX (+34) 93 381 97 03

E-MAIL: teyder@teyder.com

www.teyder.com