



ficha técnica

Silla eléctrica plegable
reclinación eléctrica

BAHÍA 1493 CONFORT

Silla eléctrica con respaldo reclinable electrónicamente hasta 45° para cambios posturales y mayor confort. **Compacta y ultraligera, con solo 32 kg** (aleación magnesio y aluminio), es perfecta para el día a día gracias a su fácil plegado y transportabilidad.

Ideal para la movilidad tanto en interiores como exteriores gracias a sus dimensiones compactas y el **doble sistema de suspensión frontal 'frog legs'**. **Dispone de batería configurable de 10 o 20Ah para hasta 30 km de autonomía.** Incluye de serie reposacabezas y mando



Ref. Int

1493SE-08-10 (Batería 10Ah)

1493SE-08-20 (Batería 20Ah)


2x180W
sin escobillas

10Ah x1 Litio



20Ah x1 Litio




Aluminio
Magnesio


Plegable


Delantera
y Trasera


Mando control
remoto
acompañante


Negro



ficha técnica




1493

BAHÍA CONFORT

Silla eléctrica Premium

especificaciones técnicas



Ancho de asiento	43 cm	Ruedas delanteras	8"
Ancho total	61 cm	Ruedas traseras	12"
Profundidad c/ reposapiés	103 cm	Reposabrazos	Abatibles
Profundidad s/ reposapiés	83 cm	Reposapiés	Plataforma plegable
Alto total	101 cm	Pendiente superable	6°
Alto del asiento al suelo	58 cm	Radio de giro	90
Dimensiones de plegado	61 x 56 x 88 cm	Velocidad	6 km/h