

MONZA

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA PLEGABLE

MONZA es una silla eléctrica ligera clásica de chasis plegable, fácil de transportar y muy cómoda para su uso diario.

MEDIDAS

PESOS

Peso total: 76 Kg.
Peso soportado: 136 Kg.

BATERÍA

180 - 630W, 50 Ah x 2, Autonomía: 32 Km

CARACTERÍSTICAS

Plegable, Cinturón Seguridad, Estructura Aluminio / Acero

COLORES

Plata



Amortiguación trasera



Respaldo plegable



Reposabrazos regulables en altura



Joystick PG VSI

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
MONZA	Plata	1450SE-19-39	SRE000A
MONZA	Plata	1450SE-19-43	SRE000A
MONZA	Plata	1450SE-19-45	SRE000A



Medidas

Ancho del asiento	39 - 43 - 45 cm.
Ancho total	53 - 59 - 61 cm.
Profundidad con reposapiés	109 cm.
Alto total	92 cm.
Alto del asiento al suelo	51 cm.
Peso máximo soportado	136 Kg.
Peso total con batería	72 - 76 - 78 Kg.

Especificaciones Técnicas

Estructura	Aluminio / Acero
Ruedas delanteras	8" macizas
Ruedas traseras	12" macizas
Reposabrazos	Abatibles y regulables en altura
Reposapiés	Regulable en altura y plegable exterior e interior
Color	Plata
Motor	24V / 180 - 630W
Batería	50Ah x 2
Pendiente superable	12°
Radio de giro	58 cm.
Velocidad	6,4 Km/h
Autonomía	32 Km*



* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.

ACCESORIOS

MONZA

RECAMBIOS



1M33403091-08-U
1M33403N91-08-U
REPOSAPIES
ELEVABLE



1M34103157-08-U
1M34103158-08-U
1M34103159-08-U
SUBEBORDILLOS
43 O 45



1M31000326-02-U
PORTABASTÓN MÁS
CINCHA UNIVERSAL



1NASJY003
SOPORTE MANDO
ACOMPAÑANTE



1M61230167
USB



1446AC-19-U
BOLSA UNIVERSAL
BOLSILLO




1NAPT001-08-U
PORTABEBIDAS



1NLX001
LUZ AUXILIAR



1FS565-25-U
PORTAOXÍGENO



1FS512-25-U
PORTASUEROS
2 GANCHOS



1NASP01-08-U
SOPORTE DISPOSITIVOS
MOVILES



1M32600422-02-U
RUEDA 200 X 50MZ



1M333100N3-92-U
REPOSAPIES
DERECHO
PEQUEÑO



1M33310003-92-U
REPOSAPIES
IZQUIERDO
PEQUEÑO



1M333100N4-92-U
REPOSAPIES
DERECHO
GRANDE



1M33310004-92-U
REPOSAPIES
IZQUIERDO
GRANDE



1M43600148-08-U
EMPUÑADURA



1M43600459-08-U
ALMOHADILLA
REPOSABRAZOS



1M43600524-08-U
GUARDABARROS
DERECHO



1M43600523-08-U
GUARDABARROS
IZQUIERDO



1M64120018-08-U
JOYSTICK