



La vida en movimiento





## HISTORIA

Teyder es una empresa fundada en 1988 (35 años de historia) conocida por ser una compañía líder en el mercado de las ayudas para la movilidad. Somos una empresa dinámica comprometida con sus clientes, además de tener un objetivo claro: el de mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas con problemas de movilidad.



## PRODUCTOS CON VALOR AÑADIDO

Nuestros productos son de calidad, competitivos y aportan un valor añadido al mercado, sobre todo en movilidad eléctrica donde la fabricación de esta línea de productos requiere de procesos más complejos. Somos ambiciosos y el objetivo común es el de superar las expectativas de calidad y servicio.



## CALIDAD CERTIFICADA

Nuestros productos cumplen con los sistemas de certificación acreditados asegurando su calidad.



## SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA (SAT)

Destacamos por disponer de un servicio de asistencia técnica en nuestras instalaciones y también en diferentes puntos estratégicos a nivel nacional que asegura el mejor soporte y servicio a nuestros clientes.



## SERVICIO POST VENTA

Nuestro servicio postventa garantiza que nuestros clientes se sientan valorados y satisfechos tras la adquisición de nuestros productos.

# ÍNDICE / INDEX

MOTORES ACOMPAÑANTE	4
SILLAS ELÉCTRICAS	8
SCOOTERS	42
SILLAS MANUALES	62
GRÚAS	84



# MOTORES ACOMPañANTE



# POWER PACK PLUS

## MOTOR ACOMPAÑANTE

POWER PACK PLUS es un motor de empuje auxiliar para el acompañante, muy fácil de manejar y adaptable a cualquier silla\*.




EL MÁS POTENTE DEL MERCADO  
¡HASTA 300W!



Fácil instalación.



Liberación tracción manual.



Fácil manejo.

**PESOS**

13,2 Kg. **Peso total**

159 Kg. **Peso soportado (en llano)**

**BATERÍA**

300W

22 Ah

16 Km **Autonomía**



Video comercial y montaje

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
POWER PACK PLUS	Negro	1752CM-08-U	N/D

(\*). Adaptable al 99% de las sillas de ruedas del mercado.



## Especificaciones Técnicas

Ruedas	200mm. macizas
Motor	12V / 300W
Batería	22Ah
Pendiente superable	10° (para pesos de 136Kg.)
Velocidad	5,5 Km./h
Autonomía	16 Km.**
Adaptable a sillas con asiento	De 35 a 50 cm.

\*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso. Incluido peso de la silla.





# SILLAS DE RUEDAS **ELECTRICAS**





# GUÍA RÁPIDA

## SILLAS ELÉCTRICAS

### POWER PACK PLUS



Peso total



Peso soportado



300W



22 Ah

### SPA



Peso total



Peso soportado



250W x 2



6 Ah x 2 Litio

### DISCOVERY



Peso total



Peso soportado



200W x 2



22 Ah Litio

### MONZA



Peso total



Peso soportado



180 - 630W



50 Ah x 2

### BOX



Peso total



Peso soportado



300W



15 Ah x 2

### MONTREAL



Peso total



Peso soportado



180 - 630W



50 Ah x 2



Peso total



Peso soportado



180 - 630W



50 Ah x 2



Peso total



Peso soportado



580W x 2



50 Ah x 2

# SPA



## SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA PLEGABLE


SPA es una silla eléctrica ultraligera y resistente, ideal para accesos estrechos. Diseño atractivo y con gran variedad de accesorios disponibles, lo que la convierte actualmente en líder de ventas.



### MEDIDAS



### PESOS



### BATERÍA



### CARACTERÍSTICAS



### COLORES



Video comercial



Video montaje



Plegable y compacta, puede llevarse en el maletero de un coche, en el tren o avión.



Baterías de litio, visión individual de la carga, puede funcionar con una sola mientras la otra se carga. Recargable tanto fuera como dentro de la silla.



Amortiguación trasera. Mayor confort durante el trayecto absorbiendo las irregularidades del terreno.



Opción de reposapiés elevables.

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
SPA 250W	Plata	1463SE-02-250	SRE000A
SPA 250W	Negro	1463SE-08-250	SRE000A
SPA 250W	Azul	1463SE-90-250	SRE000A



## Medidas

Ancho del asiento	47 cm. (55 cm. con accesorio)
Ancho total	59 cm. (57cm s/guardabarros)
Profundidad con reposapiés	99 cm.
Profundidad sin reposapiés	83 cm.
Alto total	92 cm.
Alto del asiento al suelo	46 cm.
Dimensiones plegado	37*59*92 cm.
Peso máximo soportado	180 Kg.
Peso total con batería	25 Kg. (23 s/Batería)

## Especificaciones Técnicas

Estructura	Aluminio
Ruedas delanteras	180mm. macizas
Ruedas traseras	300mm. macizas
Reposabrazos	Abatible
Reposapiés	Plataforma Plegable
Color	Plata - Negro - Azul
Motor	24V / 250W Brushless x 2U
Batería	6Ah x 2 Litio
Pendiente superable	12°
Radio de giro	90
Velocidad	6 Km./h
Autonomía	25 Km.*

**1 Joystick programable**  
Permite adaptarse a las necesidades del usuario. Mando ambidiestro sin necesidad de soporte adicional.

**2 Baterías de litio**  
Integradas en la estructura de la silla, control visual del estado de carga. Recargables tanto fuera como dentro de la silla. Pueden llevarse en su bolsa o en cualquier mochila.

**3 Plataforma reposapiés abatible**  
Permite el acceso y salida de la silla de una manera más cómoda.



**4 Respaldo**  
Ergonómico y regulable en tensión para mayor comodidad del usuario.

**5 Resposabrazos abatible**

**6 Guardabarros**  
Flexible, permiten reducir unos cm. el ancho total para, de una manera puntual, pasar por un espacio más reducido.

\* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.

# ACCESORIOS

# SPA



**1NAAT001-02-U**  
ANTIVUELCOS  
SPA



**1NABG002-08-U**  
BOLSA  
BATERÍAS



**1NABG003-08-U**  
BOLSA REJILLA  
RESPALDO



**1M31000326-02-U**  
PORTABASTÓN MÁS  
CINCHA UNIVERSAL



**1NAEX001-08-U**  
KIT EXTENSOR  
REPOSABRAZOS



**1NAMAL04-08-U**  
BOLSA TRANSPORTE




**1NAPT001-08-U**  
PORTABEBIDAS  
SPA



**1NARC01-08-U**  
REPOSACABEZAS  
SPA



**1NARPP01L-25-U**  
REPOSAPIÉS  
ELEVABLE  
IZQUIERDO



**1NARPP01R-25-U**  
REPOSAPIÉS  
ELEVABLE  
DERECHO



**1NASJY002-08-U**  
SOPORTE JOYSTICK  
ACOMPÑANTE



**1NASJY003-08-U**  
SOPORTE JOYSTICK  
ACOM ARTICULADO



**1NASJY005-08-U**  
SOPORTE ESCAMO-  
TEABLE JOYSTICK



**1NASJY007-08-U**  
ALARGADOR  
JOYSTICK




**1NASP01-08-U**  
SOPORTE DISPOSI-  
TIVOS MÓVILES



**1NTRA01-02-U**  
ASA TRANSPORTE  
MALETA



**1NABG001-08-U**  
BOLSA  
REPOSABRAZOS  
UNIVERSAL



**1FS512-25-U**  
PORTASUEROS  
2 GANCHOS



**1FS565-25-U**  
PORTAOXÍGENO



**1NLX001**  
LUZ AUXILIAR

# RECAMBIOS



**1NACIM01-08-U**  
CINTURÓN DE  
SEGURIDAD SPA



**1NABR001-08-U**  
GUARDABARROS



**1NABR002-08-R**  
**1NABR002-08-L**  
SOPORTE GUARDA-  
BARROS DERECHO  
O IZQUIERDO



**1NACAR01-08-U**  
CARGADOR BATERÍA  
LITIO 3P GRANDE



**1NACAR01NEW-08-U**  
CARGADOR BATERÍA  
LITIO 3P PEQUEÑO



**1NACAR03-08-U**  
ADAPTADOR  
CARGADOR



**1NAJY001-08-U**  
JOYSTICK SPA 3P  
GRANDE



**1NAJY002-08-U**  
JOYSTICK SPA 3P  
PEQUEÑO



**1NAMAL01-08-U**  
CESTA INFERIOR




**1NAPJY001-08-U**  
PALOMETA JOYSTIC  
6M




**1NARD004-08-U**  
RUEDA DELANTERA  
SPA



**1NART002-08-U**  
RUEDA TRASERA  
SPA



**1NRPP002-08-U**  
PLATAFORMA  
REPOSAPIES  
NEGRA



**1NRPP002-90-U**  
PLATAFORMA  
REPOSAPIES  
AZUL



**1NRPP002-92-U**  
PLATAFORMA  
REPOSAPIES  
SILVER



**NABAT6V2**  
BATERÍA

# GUÍA PLEGADO

## SPA



Presionar hacia adelante el clip de cierre para liberarlo.

1



Sujetar la silla por la parte superior del respaldo y empujar hacia abajo.

2



La silla quedará plegada

3



# GUÍA PLEGADO

## DISCOVERY

### OPCIÓN A

#### PLEGADO MEDIANTE MANDO AUXILIAR



1

Con el mando apagado y con el bluetooth activado presionar la tecla de plegado hasta oír un pitido.



2

La silla empezará a plegarse. Asegurarse de que las ruedas estén en paralelo, hasta finalizar la maniobra de plegado.



3

Para desplegar la silla presionar el botón de desplegado hasta oír un pitido y la silla empezará a abrirse.

### OPCIÓN B

#### PLEGADO MEDIANTE EL JOYSTICK



1

Con el mando apagado, presionar el botón de plegado 1 segundo, se escuchará un pitido y la silla empezará a cerrarse.



2

Asegurarse de que las ruedas estén en paralelo, hasta finalizar la maniobra de plegado.



3

Para desplegar la silla presionar el botón de desplegado hasta oír un pitido y la silla empezará a abrirse.

# DISCOVERY

## SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA PLEGABLE ELECTRÓNICAMENTE

DISCOVERY es una silla ultraligera muy compacta ideal para moverse por ciudad con agilidad y autonomía, su mando a distancia permite al acompañante conducir la silla y posicionarse al lado del usuario durante el paseo.



### MEDIDAS



### PESOS



Peso total

Peso soportado

### BATERÍA



200W x 2

22 Ah Litio

20 Km Autonomía

### CARACTERÍSTICAS



Ultra Plegable



Cinturón Seguridad



Estructura Aluminio

### COLORES

● Negro ● Plata



Video comercial



Video montaje



Plegable y compacta, puede llevarse en el maletero del coche, en el tren o avión.



Mando a distancia, doble uso tanto para el acompañante como para el usuario, permite el manejo a distancia de la silla con un alcance de hasta 10 m. (\*)



La batería permite la desconexión total mediante el botón posterior, impidiendo el consumo de energía.



Joystick control silla con luz led integrado.

### Descripción

### Color

### Ref. Int

### IMF

DISCOVERY

Plata

1470SE-02-U

SRE000A

DISCOVERY

Negro

1470SE-08-U

SRE000A

\* Puede variar en función de la interferencia con otros dispositivos u obstáculos físicos.



## Medidas

Ancho del asiento	41 cm.
Distancia entre reposabrazos	43 cm.
Ancho total	58,50 cm.
Profundidad con reposapiés	85,50 cm.
Alto total	95,50 cm.
Alto del asiento al suelo	46 cm.
Dimensiones plegado	55*65*34 cm.
Peso máximo soportado	120 Kg.
Peso total con batería	24 Kg. (20 s/Batería)

## Especificaciones Técnicas

Estructura	Aluminio
Ruedas delanteras	177mm macizas
Ruedas traseras	255mm macizas
Reposabrazos	Abatible
Reposapiés	Plataforma basculante
Color	Plata - Negro
Motor	24V / 200W x 2U
Batería	22Ah Litio
Pendiente superable	6°
Radio de giro	90
Velocidad	6 Km/h
Autonomía	20 Km*



\* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.

# ACCESORIOS

# DISCOVERY



**1NABG001-08-U**

BOLSA  
REPOSABRAZOS  
UNIVERSAL



**1M31000326-02-U**

PORTABASTÓN MÁS  
CINCHA UNIVERSAL



**1NASJY003**

SOPORTE MANDO  
ACOMPAÑANTE



**1FS512-25-U**

PORTASUEROS  
2 GANCHOS



**1FS565-25-U**

PORTAOXÍGENO



**1NASP01-08-U**

SOPORTE DISPOSITIVOS  
MOVILES

# RECAMBIOS



**1AW001-08-U**

CARGADOR 8P  
2-3A 29V



**1AW006-08-U**

JOYSTICK




**1AW014-08-U**

MANDO CONTROL  
REMOTO



**1AW016-08-U**

GUARDABARROS



**1AW019-08-U**

RUEDA TRASERA



**1AW020-08-U**

RUEDA DELANTERA



**1AW030-08-U**

ANTIVUELCO (PAR)



**1AW036-08-U**

CINTURON  
SEGURIDAD



# MONZA

## SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA PLEGABLE

MONZA es una silla eléctrica ligera clásica de chasis plegable, fácil de transportar y muy cómoda para su uso diario.



### MEDIDAS



### PESOS



Peso total



Peso soportado

### BATERÍA



180 - 630W



50 Ah x 2

32 Km

Autonomía

### CARACTERÍSTICAS



Plegable



Cinturón Seguridad



Estructura Aluminio / Acero

### COLORES



Plata




Video montaje



Amortiguación trasera



Respaldo plegable



Resposabrazos regulables en altura



Joystick PG VSI

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
MONZA	Plata	1450SE-19-39	SRE000A
MONZA	Plata	1450SE-19-43	SRE000A
MONZA	Plata	1450SE-19-45	SRE000A



## Medidas

Ancho del asiento	39 - 43 - 45 cm.
Ancho total	53 - 59 - 61 cm.
Profundidad con reposapiés	109 cm.
Alto total	92 cm.
Alto del asiento al suelo	51 cm.
Peso máximo soportado	136 Kg.
Peso total con batería	72 - 76 - 78 Kg.

## Especificaciones Técnicas

Estructura	Aluminio / Acero
Ruedas delanteras	8" macizas
Ruedas traseras	12" macizas
Reposabrazos	Abatibles y regulables en altura
Reposapiés	Regulable en altura y plegable exterior e interior
Color	Plata
Motor	24V / 180 - 630W
Batería	50Ah x 2
Pendiente superable	12°
Radio de giro	58 cm.
Velocidad	6,4 Km/h
Autonomía	32 Km*



\* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.

# ACCESORIOS

# MONZA



**1M33403091-08-U**  
**1M33403N91-08-U**  
REPOSAPIES  
ELEVABLE



**1M34103157-08-U**  
**1M34103158-08-U**  
**1M34103159-08-U**  
SUBEBORDILLOS  
43 O 45



**1M31000326-02-U**  
PORTABASTÓN MÁS  
CINCHA UNIVERSAL



**1NASJY003**  
SOPORTE MANDO  
ACOMPÑANTE



**1M61230167**  
USB



**1446AC-19-U**  
BOLSA UNIVERSAL  
BOLSILLO




**1NAPT001-08-U**  
PORTABEBIDAS



**1NLX001**  
LUZ AUXILIAR



**1FS565-25-U**  
PORTAOXÍGENO



**1FS512-25-U**  
PORTASUEROS  
2 GANCHOS



**1NASP01-08-U**  
SOPORTE DISPOSITIVOS  
MOVILES



# RECAMBIOS



**1M32600422-02-U**  
RUEDA 200 X 50MZ



**1M333100N3-92-U**  
REPOSAPIES  
DERECHO  
PEQUEÑO



**1M333100O3-92-U**  
REPOSAPIES  
IZQUIERDO  
PEQUEÑO



**1M333100N4-92-U**  
REPOSAPIES  
DERECHO  
GRANDE



**1M333100O4-92-U**  
REPOSAPIES  
IZQUIERDO  
GRANDE



**1M43600148-08-U**  
EMPUÑADURA



**1M43600459-08-U**  
ALMOHADILLA  
REPOSABRAZOS



**1M43600524-08-U**  
GUARDABARROS  
DERECHO



**1M43600523-08-U**  
GUARDABARROS  
IZQUIERDO



**1M64120018-08-U**  
JOYSTICK

# BOX

## SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA PLEGABLE COMPACTA INTERIOR-EXTERIOR

BOX es una silla eléctrica de dimensiones reducidas. La más potente entre sus homólogas. Ideal para la movilidad interior y exterior. Fácil de transportar, permite desmontarse en 3 partes de menos de 15Kg cada una.



### MEDIDAS



### PESOS



### BATERÍA




### CARACTERÍSTICAS



### COLORES



Video montaje



Manillar soporte acompañante: Permite al acompañante empujar la silla en modo manual. Accesorio necesario para poder acoplar el mando acompañante.



Desmontable en 3 partes, muy práctico para almacenamiento y viajar.



Ruedas antivuelco. Aportan seguridad en las maniobras.



Joystick PG muy intuitivo para el usuario.

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
BOX	Blanco	1452SE-01-U	SRE000A
BOX	Burdeos	1452SE-91-U	SRE000A



## Medidas

Ancho del asiento	46 cm.
Ancho total	60 cm.
Profundidad con reposapiés	90 cm.
Profundidad sin reposapiés	66 cm.
Alto total	92 cm.
Alto del asiento al suelo	46-53 cm.
Peso máximo soportado	114 Kg.
Peso total con batería	45 Kg.

## Especificaciones Técnicas

Ruedas delanteras	150mm macizas
Ruedas traseras	200mm macizas
Reposabrazos	Abatible
Reposapiés	Plataforma abatible
Color	Blanco - Burdeos
Motor	24V / 300W
Batería	12V 15Ah x 2
Pendiente superable	6
Radio de giro	57
Velocidad	6,4 km/h
Autonomía	15 km*



\* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.

# ACCESORIOS

# BOX



**1M33500160-08-U**  
MANILLAR ACOMP  
AUX



**1NABG001-08-U**  
BOLSA  
REPOSABRAZOS  
UNIVERSAL



**1M31000326-02-U**  
PORTABASTÓN MÁS  
CINCHA UNIVERSAL



**1NASP01-08-U**  
SOPORTE DISPOSITIVOS  
MÓVILES



**1M34203002-08-U**  
PORTAOXÍGENO



**1M34203010-08-U**  
PORTAANDADOR



**1M417000SC-08-U**  
CESTA PORTA  
OBJETOS

# RECAMBIOS



**1M31000311-08-U**  
REPOSABRAZOS  
IZQUIERDO



**1M31000312-08-U**  
REPOSABRAZOS  
DERECHO



**1M33100861-08-U**  
RUEDA DELANTERA



**1M33100874-08-U**  
RUEDA TRASERA



**1M33300365-08-U**  
PLATAFORMA  
REPOSAPIÉS



**1M64220011-08-U**  
JOYSTICK



**1M6510M003-08-U**  
CARGADOR 24V




# MONTREAL

## SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA BASCULATE Y RECLINABLE

La MONTREAL es una silla de estructura fija que permite la basculación y la reclinación manualmente. Gracias a sus potentes motores la hace idónea para paseos por el exterior.



### MEDIDAS



### PESOS



Peso total



Peso soportado

### BATERÍA



180 - 630W



50 Ah x 2

32 Km

Autonomía

### CARACTERÍSTICAS



Cinturón Seguridad



Amortiguación Trasera

### COLORES



Azul




Basculante y reclinable. Rango de reclinación de 0° a 30° y basculante de 0° a 10°.



Amortiguación trasera para mayor comodidad en el trayecto.



Kit de luces incluido de serie.



Joystick PG muy intuitivo para el usuario y programable según necesidad.

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
MONTREAL	Azul	1455SEPLUS-90-41	SRE000A
MONTREAL	Azul	1455SEPLUS-90-45	SRE000A



## Medidas

Ancho del asiento	41-45 cm.
Ancho total	62-67 cm.
Profundidad con reposapiés	107 cm.
Profundidad sin reposapiés	81 cm.
Alto total	100 cm.
Alto del asiento al suelo	50-54 cm.
Peso máximo soportado	136 Kg.
Peso total con batería	85 Kg. (49 s/Batería)

## Especificaciones Técnicas

Ruedas delanteras	9" macizas o neumáticas
Ruedas traseras	14" macizas o neumáticas
Reposabrazos	Regulables en altura y anchura
Reposapiés	Extraíbles y regulables en altura Plegables hacia el exterior e interior
Color	Azul
Motor	24V / 180W-630W
Batería	50Ah x 2u
Pendiente superable	10º
Radio de giro	90
Velocidad	7,3 km/h
Autonomía	32 km*

### 1 Joystick PG

Permite la personalización mediante programación según necesidad del usuario. Su soporte es escamoteable.

### 2 Reposapiés extraíble

Regulables en altura y plegables hacia el exterior e interior.



### 3 Reposabrazos

Extraíble, regulable en altura y anchura.

### 4 Kit Luces

Kit de luces incluido: delantero, trasero, intermitentes y función "warning".

\* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.

# ACCESORIOS

# MONTREAL



**1M33403091-08-U**  
**1M33403N91-08-U**  
REPOSAPIES  
ELEVABLE



**1M34103157-08-U**  
**1M34103158-08-U**  
**1M34103159-08-U**  
SUBEBORDILLOS  
41 O 45



**1M31000326-02-U**  
PORTABASTÓN MÁS  
CINCHA UNIVERSAL



**1NASJY003**  
SOPORTE MANDO  
ACOMPÑANTE



**1M61230167**  
USB



**1446AC-19-U**  
BOLSA UNIVERSAL  
BOLSILLO



**1NAPT001-08-U**  
PORTABEBIDAS



**1NLX001**  
LUZ AUXILIAR



**1FS565-25-U**  
PORTAOXÍGENO



**1FS512-25-U**  
PORTASUEROS  
2 GANCHOS



**1NASP01-08-U**  
SOPORTE DISPOSITIVOS  
MOVILES



# RECAMBIOS



**1M32600522-08-U**  
RUEDA COMPACTA  
TRASERA



**1M33000137**  
RUEDA COMPACTA  
DELANTERA



**1M33310003-90-U**  
REPOSAPIES  
IZQUIERDO



**1M333100N3-90-U**  
REPOSAPIES  
DERECHO



**1M43620010-08-U**  
CUBIERT MACIZ 9"



**1M642200061-08-U**  
JOYSTICK VR2

# MÓNACO

## SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA BASCULANTE Y RECLINABLE ELECTRÓNICAMENTE

**MÓNACO** es una silla eléctrica de chasis fijo que **bascula y reclina electrónicamente**. Ofrece un rango de inclinación de **-5° a 45°** y basculación de **3,5° a 16,5°**. Sus reposabrazos se regulan en altura y anchura. Dispone de amortiguación trasera para más comodidad en el trayecto.



Reclinación y basculación electrónica: ofrece un rango en inclinación de **-5° a 45°** y basculación de **3,5° a 16,5°**.



Amortiguación trasera para mayor comodidad en el trayecto.



Joystick PG muy intuitivo para el usuario y programable según necesidad.




Kit de luces incluido de serie.

### MEDIDAS



### PESOS



Peso total



Peso soportado

### BATERÍA



180 - 630W



50 Ah x 2

**32** Km

Autonomía

### CARACTERÍSTICAS



Cinturón Seguridad



Amortiguación Trasera

### COLORES



Plata

### Descripción

### Color

### Ref. Int

### IMF

MÓNACO

Plata

1460SEPLUS-92-41

SRE000F

MÓNACO

Plata

1460SEPLUS-92-45

SRE000F



## Medidas

Ancho del asiento	41-45 cm.
Ancho total	62-67 cm.
Profundidad con reposapiés	110 cm.
Profundidad sin reposapiés	81 cm.
Alto total	100 cm.
Alto del asiento al suelo	50-54 cm.
Peso máximo soportado	136 Kg.
Peso total con batería	92 Kg. (56 s/Batería)

## Especificaciones Técnicas

Ruedas delanteras	9" macizas o neumáticas
Ruedas traseras	14" macizas o neumáticas
Reposabrazos	Regulables en altura y anchura
Reposapiés	Extraíbles y regulables en altura Plegables hacia el exterior
Color	Plata
Motor	24V / 180W-630W
Batería	50Ah x 2u
Pendiente superable	10°
Radio de giro	90
Velocidad	7,3 km/h
Autonomía	32 km*



\* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.

# ACCESORIOS

# MÓNACO



**1M33403091-08-U**  
**1M33403N91-08-U**  
REPOSAPIES  
ELEVABLE



**1M34103157-08-U**  
**1M34103158-08-U**  
**1M34103159-08-U**  
SUBEBORDILLOS  
41 O 45



**1M31000326-02-U**  
PORTABASTÓN MÁS  
CINCHA UNIVERSAL



**1NASJY003**  
SOPORTE MANDO  
ACOMPÑANTE



**1M61230167**  
USB



**1446AC-19-U**  
BOLSA UNIVERSAL  
BOLSILLO



**1NAPT001-08-U**  
PORTABEBIDAS



**1NLX001**  
LUZ AUXILIAR



**1FS565-25-U**  
PORTAOXÍGENO



**1FS512-25-U**  
PORTASUEROS  
2 GANCHOS



**1NASP01-08-U**  
SOPORTE DISPOSITIVOS  
MOVILES

# RECAMBIOS



**1M33000137-02-U**  
RUEDA TRASERA  
COMP 9"



**1M33100M10-02-U**  
RUEDA TRASERA  
COMP 9" MZ



**1M33403091-08-U**  
REPOSAPIES  
ELEVABLE  
IZQUIERDO



**1M33403N91-08-U**  
REPOSAPIES  
ELEVABLE  
DERECHO



**1M34100106-08-U**  
PACK ANTIVUELCO



**1M43700516-08-U**  
REPOSACABEZAS  
AJUSTABLE



**1M44600N85-02-U**  
CUBIERTA 14"

# SEPANG

## SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA BARIÁTRICA


SEPANG es una silla bariátrica. Super maniobrable en espacios reducidos. Ideal tanto en interior como en exterior. Incluye asiento "Rehab" con anclaje de 4 puntos ofreciendo una mayor estabilidad al usuario.



### MEDIDAS



### PESOS



Peso total



Peso soportado

### BATERÍA



580W



50 Ah x 2

32 Km

Autonomía

### CARACTERÍSTICAS



Cinturón Seguridad



Amortiguación Trasera y Delantera

### COLORES



Burdeos



Regulación del ángulo de respaldo de 0° a 45° ofreciendo un mejor posicionamiento al usuario.



Sus ruedas satélites facilitan el giro en espacios reducidos.



Con doble amortiguación delantera y trasera.



Joystick PG muy intuitivo para el usuario.

### Descripción

### Color

### Ref. Int

### IMF

SEPANG

Burdeos

1466SE-91-50

SRE000C



## Medidas

Ancho del asiento	46-56 cm.
Ancho total	69 cm.
Profundidad con reposapiés	90 cm.
Profundidad sin reposapiés	78 cm.
Alto total	102 cm.
Alto del asiento al suelo	56 cm.
Peso máximo soportado	205 Kg.
Peso total con batería	110 Kg.

## Especificaciones Técnicas

Ruedas motrices	300mm macizas
Ruedas satélites	150mm macizas
Reposabrazos	Regulable en altura
Reposapiés	Extraíbles y regulables en altura Plegables hacia el exterior e interior
Color	Burdeos
Motor	24V / 580W
Batería	50Ah x 2u
Radio de giro	58 cm.
Velocidad	8 km/h
Autonomía	32 km*

### 1 Joystick PG

Permite personalizarlo con programador en función de las necesidades del usuario. Su soporte escamoteable facilita las maniobras.

### 2 Reposapiés

Regulable en altura y plegable hacia el exterior e interior.



### 3 Asiento

Tipo "Rehab" con anclaje de 4 puntos y regulable en ángulo de 0 a 45.

\* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.

# ACCESORIOS

# SEPANG



**1M33403091-08-U**  
**1M33403N91-08-U**  
REPOSAPIES  
ELEVABLE



**1NASP01-08-U**  
SOPORTE  
DISPOSITIVOS  
MOVILES



**1M31000326-02-U**  
PORTABASTÓN MÁS  
CINCHA UNIVERSAL



**1NASJY003**  
SOPORTE MANDO  
ACOMPÑANTE



**1M61230167**  
USB



**1446AC-19-U**  
BOLSA UNIVERSAL  
BOLSILLO




**1NAPT001-08-U**  
PORTABEBIDAS



**1NLX001**  
LUZ AUXILIAR



**1FS565-25-U**  
PORTAOXÍGENO



**1FS512-25-U**  
PORTASUEROS  
2 GANCHOS



# RECAMBIOS



**1M33100668-08-U**  
RUEDA DELANTERA  
HORQUILLA



**1M33300424L-08-U**  
REPOSAPIES  
IZQUIERDO



**1M33300424R-08-U**  
REPOSAPIES  
DERECHO



**1M31000321-08-U**  
REPOSABRAZOS  
IZQUIERDO



**1M31000322-08-U**  
REPOSABRAZOS  
DERECHO

# SCOOTERS





# GUÍA RÁPIDA

## SCOOTERS



# GUÍA PLEGADO

## ENZO



1

Asegurarse de que el scooter está en modo Remoto.



2

Presionar el mando a distancia de forma continua para desplegar el scooter “ parte candado abierto” y el scooter empezará a abrirse.



3

Para plegar el scooter, presionar el mando a distancia de forma continua “ parte candado cerrado” y el scooter empezará a cerrarse.

# ENZO

## SCOOTER PLEGABLE ELECTRÓNICO

ENZO es un scooter ultraligero plegable automáticamente con mando a distancia. Tiene un plegado muy compacto. Fácil de transportar y almacenar. Proporciona gran maniobrabilidad, incluso en espacios reducidos.



Llave y control remoto



Plegable



Display analógico



Dos baterías de litio recargables individualmente fuera del scooter y cómodas de transportar




Recargable mediante un puerto de carga en el scooter

### MEDIDAS



### PESOS



Peso total



Peso soportado

### BATERÍA



180W



6 Ah x 2 Litio

25 Km

Autonomía

### COLORES



Azul



Burdeos



Video comercial



Video montaje

### Descripción

### Color

### Ref. Int

### IMF

ENZO

Azul

1471SC-90-U

N/D

ENZO

Burdeos

1471SC-91-U

N/D



## Medidas

Ancho total	55 cm.
Profundidad total	105 cm.
Alto total	87 cm.
Alto del asiento al suelo	50 cm.
Peso máximo soportado	120 Kg.
Peso total con batería	29 Kg.

## Especificaciones Técnicas

Color	Azul - Burdeos
Motor	24V / 180W
Batería	6Ah x 2 Litio
Pendiente superable	8°
Velocidad	8 km/h
Autonomía	25 km*

**1** Reposabrazos  
Abatible y regulable en anchura.

**2** Baterías  
Extracción rápida de las baterías permitiendo ser cargadas fuera del scooter individualmente.



**3** Display analógico  
Incorpora luces led. Muy intuitivo para el usuario.

**4** Manillar  
Regulable en altura permitiendo una mayor comodidad al usuario durante la conducción.

\* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.

# ACCESORIOS

# ENZO



**1NABG001-08-U**

BOLSA  
REPOSABRAZOS  
UNIVERSAL

# RECAMBIOS



**1NAF0101-08-U**

MANDO CONTROL



**1NAF0104-08-U**

RUEDA DELANTERA



**1NAF0105-08-U**

RUEDA TRASERA



**1NAF0108-08-U**

REPOSABRAZOS  
ALMOHADILLADO



**1NAF116-08-U**


CARGADOR



**1NAKY01-08-U**

LLAVE SCOOTER





# LEMANS PLUS

## SCOOTER ELÉCTRICO DESMONTABLE

LEMANS PLUS es el scooter intercity de dimensiones reducidas perfecto para interior y exterior. Ligero y desmontable en 5 piezas facilita su transporte y/o almacenaje.



### MEDIDAS



### PESOS



Peso total



Peso soportado

### BATERÍA



420W



22 Ah x 2

17 Km

Autonomía

### CARACTERÍSTICAS



Desmontable

### COLORES



Azul



Burdeos



Video montaje



Desmontable  
en 5 partes



Display



Detalle posterior



Zoom rueda lateral

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
LEMANS PLUS	Azul	1476SC-90-U	N/D
LEMANS PLUS	Burdeos	1476SC-91-U	N/D



## Medidas

Ancho total	54 cm.
Profundidad total	102 cm.
Alto total	89 cm.
Alto del asiento al suelo	50 cm.
Peso máximo soportado	136 Kg.
Peso total con batería	47 Kg.

## Especificaciones Técnicas

Color	Azul - Burdeos
Motor	24V / 420W
Batería	12V 22Ah x 2
Pendiente superable	6°
Velocidad	9,6 km/h
Autonomía	17 km*



\* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.

# ACCESORIOS

# LEMANS PLUS



**1M34203002-08-U**  
PORTAOXÍGENO




**1M31000326-02-U**  
PORTABASTÓN MÁS  
CINCHA UNIVERSAL



**1M34203010-08-U**  
PORTAANDADOR



**1M417000SC-08-U**  
CESTA PORTA  
OBJETOS



**1NABG001-08-U**  
BOLSA



**1M61230167**  
USB

# RECAMBIOS



**1M30500090-08-U**  
FRONTAL  
COMPLETO



**1M61090046-08-U**  
CONECTOR  
LLAVE MANDO



# DAKAR

## SCOOTER ELÉCTRICO TODOTERRENO

DAKAR es un scooter robusto con ruedas preparadas para la circulación por diferentes terrenos. Dispone de iluminación led. Su asiento y respaldo confort permiten una conducción cómoda para el usuario.



### MEDIDAS



### PESOS



Peso total



Peso soportado

### BATERÍA



1750W



75 Ah x 2

45,5 Km

Autonomía

### CARACTERÍSTICAS



Cinturón Seguridad



Amortiguación Trasera

### COLORES



Cobre



Azul




Burdeos



Luz led delantera



Ruedas PU macizo con dibujo



Amortiguación trasera



Panel de control

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
DAKAR	Cobre	1483SCN-12-U	N/D
DAKAR	Azul	1483SCN-90-U	N/D
DAKAR	Burdeos	1483SCN-91-U	N/D



## Medidas

Ancho del asiento	51 cm.
Ancho total	63 cm.
Alto total	100 cm.
Alto del asiento al suelo	53 cm.
Longitud total	140 cm.
Peso máximo soportado	158 Kg.
Peso total con batería	115 Kg.

## Especificaciones Técnicas

Color	Cobre - Azul - Burdeos
Motor	24V / 1750W
Batería	12V 75Ah x 2
Pendiente superable	10°
Velocidad	12 km/h
Autonomía	45,5 km*



\* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.

# ACCESORIOS

# DAKAR



**1M34203002-08-U**  
PORTAOXÍGENO




**1M31000326-02-U**  
PORTABASTÓN MÁS  
CINCHA UNIVERSAL



**1M34203010-08-U**  
PORTAANDADOR



**1M417000SC-08-U**  
CESTA PORTA  
OBJETOS




**1NABG001-08-U**  
BOLSA



**1M61230167**  
USB





# DAKAR DUO

## SCOOTER DUO

DAKAR DUO es un scooter robusto con ruedas preparadas para la circulación por diferentes terrenos. Su asiento tiene capacidad para dos personas, lo que lo hace ideal para paseos en pareja. Gracias al peso que soporta, 225Kg., podemos considerar el modelo DAKAR DUO como un scooter bariátrico.



### MEDIDAS



### PESOS



Peso total



Peso soportado

### BATERÍA



2200W



75 Ah x 2

50 Km

Autonomía

### CARACTERÍSTICAS



Cinturón Seguridad



Amortiguación Trasera y delantera

### COLORES

● Plata



Luz incorporada



Rueda trasera



Amortiguación trasera



Panel de control

Descripción

Color

Ref. Int

IMF

DAKAR DUO

Plata

1483SCDUO-92-U

N/D



## Medidas

Ancho del asiento	80 cm.
Ancho total	86 cm.
Alto total	135 cm.
Alto del asiento al suelo	53 cm.
Longitud total	152 cm.
Peso máximo soportado	225 Kg.
Peso total con batería	150 Kg.

## Especificaciones Técnicas

Color	Plata
Motor	24V / 2200W
Batería	12V 75Ah x 2
Pendiente superable	10°
Velocidad	15 km/h
Autonomía	50 km*



\* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.

# ACCESORIOS

# DAKAR DUO



**1M34203002-08-U**  
PORTAOXÍGENO




**1M31000326-02-U**  
PORTABASTÓN MÁS  
CINCHA UNIVERSAL



**1M34203010-08-U**  
PORTAANDADOR



**1M417000SC-08-U**  
CESTA PORTA  
OBJETOS



**1NABG001-08-U**  
BOLSA



**1M61230167**  
USB





 **STEYDER**<sup>®</sup>  
ORTHOPEDICS & SPORTS PRODUCTS

# SILLAS DE RUEDAS **MANUALES**



# GUÍA RÁPIDA

## SILLAS DE RUEDAS MANUALES

**RAMBLA**



41-43-45-47 cm  
90 cm  
101 cm  
51-61-63-65 cm

18,5 Kg.  
Peso total\*

125 Kg.  
Peso soportado

**HÉRCULES**



50-55-60 cm  
91,5 cm  
111,5 cm  
73-78-83 cm

23 Kg.  
Peso total\*

204 Kg.  
Peso soportado  
T.60

**NANO**



41-43 cm  
89 cm  
92 cm  
51-53 cm

17 Kg.  
Peso total\*

100 Kg.  
Peso soportado

**MINITRANS**



36-43 cm  
88 cm  
94,5 cm  
45-51 cm

7,5 Kg.  
Peso total\*

100 Kg.  
Peso soportado

**TRANSLITE**



47 cm  
91 cm  
58 cm  
100 cm

13 Kg.  
Peso total\*

115 Kg.  
Peso soportado

**BASIC II**



41-45 cm  
126 cm  
123 cm  
63-68 cm

29,5 Kg.  
Peso total\*

120 Kg.  
Peso soportado

\* El peso total incluye las ruedas, los reposabrazos y el reposapiés.



# POSITRON




\* El peso total incluye las ruedas, los reposabrazos y el reposapiés.

# RAMBLA 1404SR

## SILLA DE RUEDAS PLEGABLE DE ACERO

Silla de ruedas de acero autopropulsable, plegable con reposabrazos abatibles y extríbles. Reposapiés abatibles y regulables en altura. Ruedas traseras de extracción rápida. Tapicería de nylon, ignífuga y lavable.



### Medidas

Ancho total	59 - 61 - 63 - 65 cm.
Ancho asiento	41 - 43 - 45 - 47 cm.
Largo total	101 cm.
Largo asiento	43 cm.
Alto total	90 cm.
Alto del respaldo	43 cm.
Alto del asiento al suelo	49 cm.
Peso máximo soportado	125 Kg.
Peso total*	18,5 Kg.

\* El peso total incluye las ruedas, los reposabrazos y el reposapiés.

### Especificaciones Técnicas


Estructura	Acero
Color	Gris Oscuro
Ruedas Delanteras	200mm macizas
Ruedas Traseras	600mm macizas
Reposabrazos	Abatible y extraíble
Reposapiés	Abatible exterior. Altura regulable
Respaldo	No plegable. Bolsillo portaobjetos

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
RAMBLA	Gris Oscuro	1404SR-19-41	SRM040A
RAMBLA	Gris Oscuro	1404SR-19-43	SRM040A
RAMBLA	Gris Oscuro	1404SR-19-45	SRM040A
RAMBLA	Gris Oscuro	1404SR-19-47	SRM040A

# RAMBLA 1405SR

## SILLA DE RUEDAS PLEGABLE DE ACERO

Silla de ruedas de acero no autopropulsable, plegable con reposabrazos abatibles y extríbles. Reposapiés abatibles y regulables en altura. Ruedas traseras de extracción rápida. Tapicería de nylon, ignífuga y lavable.



### Medidas

Ancho total	56 - 58 - 60 - 62 cm.
Ancho asiento	41 - 43 - 45 - 47 cm.
Largo total	101 cm.
Largo asiento	43 cm.
Alto total	90 cm.
Alto del respaldo	43 cm.
Alto del asiento al suelo	49 cm.
Peso máximo soportado	125 Kg.
Peso total*	16 Kg.

\* El peso total incluye las ruedas, los reposabrazos y el reposapiés.

### Especificaciones Técnicas

Estructura	Acero
Color	Gris Oscuro
Ruedas Delanteras	200mm macizas
Ruedas Traseras	300mm macizas
Reposabrazos	Abatible y extraíble
Reposapiés	Abatible exterior. Altura regulable
Respaldo	No plegable. Bolsillo portaobjetos


Descripción	Color	Ref. Int	IMF
RAMBLA	Gris Oscuro	1405SR-19-41	SRM010A
RAMBLA	Gris Oscuro	1405SR-19-43	SRM010A
RAMBLA	Gris Oscuro	1405SR-19-45	SRM010A
RAMBLA	Gris Oscuro	1405SR-19-47	SRM010A

# ACCESORIOS

# RAMBLA



**1AYJ00509-92-D**  
REPOSAPIÉS  
ELEVABLE  
DERECHO



**1AYJ00509-92-I**  
REPOSAPIÉS  
ELEVABLE  
IZQUIERDO




**1AYJ3708-92-U**  
ANTIVUELCOS



**1FS565-25-U**  
PORTAOXÍGENO



**1M31000326-02-U**  
PORTABASTÓN MÁS  
CINCHA UNIVERSAL



**1FS512-25-U**  
PORTASUEROS  
2 GANCHOS

# RECAMBIOS



**1AYJ00501D-08-U**  
PLATAFORMA  
REPOSAPIÉS  
DERECHO



**1AYJ00501L-08-U**  
PLATAFORMA  
REPOSAPIÉS  
IZQUIERDO



**1AYJ00505-92-D**  
REPOSAPIÉS  
DERECHO



**1AYJ00505-92-I**  
REPOSAPIÉS  
IZQUIERDO



**1AYJ00506-92-D**  
REPOSABRAZOS  
DERECHO



**1AYJ00506-92-I**  
REPOSABRAZOS  
IZQUIERDO



**1AYJ00512-08-U**  
ALMOHADA  
REPOSABRAZOS



**1AYJ00514-08-U**  
RUEDA DELANTERA



**1AYJ00518-08-U**  
RUEDA TRASERA  
600



**1AYJ00520-08-U**  
RUEDA TRASERA  
300



**1AYJ00522-08-U**  
JUEGO FRENO  
RUEDA 600



**1AYJ00523-08-U**  
JUEGO FRENO  
RUEDA 300



**1AYJ00528-08-U**  
EMPUÑADURA

# HÉRCULES

## SILLA DE RUEDAS DE ACERO BARIÁTRICA

Silla de ruedas de acero bariátrica autopropulsable, plegable, con reposabrazos desmontables y reposapiés abatibles y extraíbles. Las ruedas delanteras y traseras son macizas. Tapicería de nylon, ignífuga y lavable.



### Medidas

Ancho total	73 - 78 - 83 cm.
Ancho asiento	50 - 55 - 60 cm.
Largo total	111,5 cm.
Largo asiento	45 cm.
Alto total	91,5 cm.
Alto del respaldo	37 cm.
Alto del asiento al suelo	53 cm.
Peso máximo soportado	160 - 204 Kg.
Peso total*	23 Kg.

\* El peso total incluye las ruedas, los reposabrazos y el reposapiés.

### Especificaciones Técnicas

Estructura	Acero
Color	Gris Oscuro
Ruedas Delanteras	200mm macizas
Ruedas Traseras	610mm macizas
Reposabrazos	Abatible y extraíble
Reposapiés	Abatible exterior. Altura regulable
Respaldo	Bolsillo portaobjetos

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
HÉRCULES	Gris Oscuro	1410SR-50	SRM040C
HÉRCULES	Gris Oscuro	1410SR-55	SRM040C
HÉRCULES	Gris Oscuro	1410SR-60	SRM040C

# ACCESORIOS



**1AYJ00509-92-D**  
REPOSAPIÉS  
ELEVABLE  
DERECHO



**1AYJ00509-92-I**  
REPOSAPIÉS  
ELEVABLE  
IZQUIERDO




**1AYJ3708-92-U**  
ANTIVUELCOS



**1FS565-25-U**  
PORTAOXÍGENO



**1M31000326-02-U**  
PORTABASTÓN MÁS  
CINCHA UNIVERSAL



**1FS512-25-U**  
PORTASUEROS  
2 GANCHOS

# RECAMBIOS



**1YK708-08-U**  
JUEGO DE FRENOS



**1YK709-08-U**  
RUEDA TRASERA  
24"



**1YK712-02-U**  
REPOSAPIÉS  
DERECHO



**1YK713-02-U**  
REPOSAPIÉS  
IZQUIERDO



**1YK715-08-U**  
PLATAFORMA  
REPOSAPIÉS



**1YK716-08-U**  
RUEDA DELANTERA



**1YK762L-08-U**  
REPOSAPIÉS  
ELEVABLE  
DERECHO



**1YK762R-08-U**  
REPOSAPIÉS  
ELEVABLE  
IZQUIERDO

# NANO

## SILLA DE RUEDAS SÚPER ESTRECHA

Silla de ruedas de acero plegable de tránsito, autopropulsable superestrecha. Ruedas macizas. Tapicería de nylon, ignífuga y lavable.



### Medidas

Ancho total	51 - 53 cm.
Ancho asiento	41 - 43 cm.
Largo total	92 cm.
Largo asiento	40 cm.
Alto total	89 cm.
Alto del respaldo	35 cm.
Alto del asiento al suelo	49 cm.
Peso máximo soportado	100 Kg.
Peso total*	17 Kg.

\* El peso total incluye las ruedas, los reposabrazos y el reposapiés.

### Especificaciones Técnicas

Estructura	Acero
Color	Azul Oscuro
Ruedas Delanteras	200mm macizas
Ruedas Traseras	500mm macizas
Reposabrazos	Extraíble
Reposapiés	Abatible exterior. Altura regulable
Respaldo	No plegable. Bolsillo portaobjetos

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
NANO	Azul Oscuro	1430SR-41	SRM040A
NANO	Azul Oscuro	1430SR-43	SRM040A

MEDIDAS

89 cm  
92 cm  
41 - 43 cm  
49 cm  
51 - 53 cm

PESOS

17 Kg.  
100 Kg.

Peso total      Peso soportado

COLORES

● Azul Oscuro



# ACCESORIOS



**1AYJ00509-92-D**  
REPOSAPIÉS  
ELEVABLE  
DERECHO



**1AYJ00509-92-I**  
REPOSAPIÉS  
ELEVABLE  
IZQUIERDO




**1AYJ3708-92-U**  
ANTIVUELCOS



**1FS565-25-U**  
PORTAOXÍGENO



**1M31000326-02-U**  
PORTABASTÓN MÁS  
CINCHA UNIVERSAL



**1FS512-25-U**  
PORTASUEROS  
2 GANCHOS



**1YK310L-90-U**  
REPOSAPIÉS  
ELEVABLE  
IZQUIERDO



**1YK310R-90-U**  
REPOSAPIÉS  
ELEVABLE  
DERECHO

# RECAMBIOS



**1YK300L-90-U**  
REPOSAPIÉS  
IZQUIERDO



**1YK300R-90-U**  
REPOSAPIÉS  
DERECHO



**1YK301-08-U**  
RUEDA  
TRASERA




**1YK302-08-U**  
RUEDA  
DELANTERA

# MINITRANS

## SILLA DE RUEDAS DE TRASLADO

Silla de ruedas de tránsito fabricada en aluminio, muy ligera indicada para realizar desplazamientos cortos. Apta para transferencia domiciliar de cama a sillón o baño. Incluye bolsa de viaje, cinturón y freno de acompañante.



### Medidas

Ancho total	45 - 51 cm.
Ancho asiento	36 - 43 cm.
Largo total	94,5 cm.
Largo asiento	36 cm.
Alto total	88 cm.
Alto del respaldo	40 cm.
Alto del asiento al suelo	47,5 cm.
Peso máximo soportado	100 Kg.
Peso total*	6,7 - 7,5 Kg.

\* El peso total incluye las ruedas, los reposabrazos y el reposapiés.

### Especificaciones Técnicas

Estructura	Aluminio
Color	Plata
Ruedas Delanteras	150mm macizas
Ruedas Traseras	200mm macizas
Reposabrazos	Abatible
Reposapiés	Plataforma plegable
Respaldo	Plegable. Bolsillo portaobjetos

### Descripción

### Color

### Ref. Int

### IMF

MINITRANS	Plata	1426SR-36	N/D
MINITRANS	Plata	1426SR-43	N/D

# RECAMBIOS



**1CX0040-08-U**  
RUEDA  
DELANTERA



**1CX0041-08-U**  
RUEDA  
TRASERA



**1CX0042-02-U**  
REPOSAPIÉS  
PLATAFORMA



**1CX0043-08-U**  
EMPUÑA FRENO  
CABLE

# TRANSLITE

## SILLA DE RUEDAS DE TRASLADO

Silla de ruedas de aluminio plegable de tránsito, indicada para realizar desplazamientos cortos. Freno acompañante y respaldo plegable. Tapicería de nylon, ignífuga y lavable.



### Medidas

Ancho total	58 cm.
Ancho asiento	47 cm.
Largo total	100 cm.
Largo asiento	40 cm.
Alto total	91 cm.
Alto del respaldo	46 cm.
Alto del asiento al suelo	48 cm.
Peso máximo soportado	115 Kg.
Peso total*	13 Kg.

\* El peso total incluye las ruedas, los reposabrazos y el reposapiés.

### Especificaciones Técnicas

Estructura	Aluminio
Color	Azul Oscuro
Ruedas Delanteras	200mm macizas
Ruedas Traseras	300mm macizas
Reposabrazos	Fijo
Reposapiés	Abatible exterior. Altura regulable
Respaldo	Plegable. Bolsillo portaobjetos

### Descripción

### Color

### Ref. Int

### IMF

TRANSLITE	Azul Oscuro	1428SR-90-47	SRM040D
-----------	-------------	--------------	---------

# ACCESORIOS



**1AYJ00509-92-D**  
REPOSAPIÉS  
ELEVABLE  
DERECHO



**1AYJ00509-92-I**  
REPOSAPIÉS  
ELEVABLE  
IZQUIERDO




**1AYJ3708-92-U**  
ANTIVUELCOS



**1FS565-25-U**  
PORTAOXÍGENO



**1M31000326-02-U**  
PORTABASTÓN MÁS  
CINCHA UNIVERSAL



**1FS512-25-U**  
PORTASUEROS  
2 GANCHOS

# RECAMBIOS



**1YK730-08-U**  
RUEDA HORQUILLA  
RODAMIENTO



**1YK733-08-U**  
EMPUÑADURA



**1YK735-08-U**  
RUEDA  
TRASERA



**1YK738-90-L**  
REPOSAPIÉS  
IZQUIERDO



**1YK738-90-R**  
REPOSAPIÉS  
DERECHO

# BASIC II

## SILLA DE RUEDAS RESPALDO RECLINABLE

Silla de ruedas reclinable autopropulsable y plegable, incluye de serie los reposapiés elevables. Incluye palanca posterior de reclinación del respaldo.



### Medidas

Ancho total	63 - 68 cm.
Ancho asiento	41 - 45 cm.
Largo total	123 cm.
Largo asiento	40 cm.
Alto total	126 cm.
Alto del respaldo	80 cm.
Alto del asiento al suelo	50 cm.
Peso máximo soportado	120 Kg.
Peso total*	29,5 Kg.

\* El peso total incluye las ruedas, los reposabrazos y el reposapiés.

### Especificaciones Técnicas

Estructura	Acero
Color	Gris Claro
Ruedas Delanteras	200mm macizas
Ruedas Traseras	600mm macizas
Reposabrazos	Abatibles y extraíbles
Reposapiés	Elevables, ajustables en altura Abatibles hacia el exterior
Respaldo	Largo con cabezal incluido y extraíble

### Descripción

### Color

### Ref. Int

### IMF

BASIC II	Gris Claro	1432SR-08-41	SRM010A
BASIC II	Gris Claro	1432SR-08-45	SRM010A

# ACCESORIOS



**1AYJ00509-92-D**  
REPOSAPIÉS  
ELEVABLE  
DERECHO



**1AYJ00509-92-I**  
REPOSAPIÉS  
ELEVABLE  
IZQUIERDO




**1AYJ3708-92-U**  
ANTIVUELCOS



**1FS565-25-U**  
PORTAOXÍGENO



**1M31000326-02-U**  
PORTABASTÓN MÁS  
CINCHA UNIVERSAL



**1FS512-25-U**  
PORTASUEROS  
2 GANCHOS

# RECAMBIOS



**1YK402-08-U**  
RUEDAS  
ANTIVUELCO



**1YK739-08-U**  
RUEDA TRASERA



**1YK740-08-L**  
RUEDA HORQUILLA  
IZQUIERDA



**1YK740-08-R**  
RUEDA HORQUILLA  
DERECHA



**1YK752-08-U**  
ALMOHADILLA  
REPOSABRAZOS



**1YK753-08-U**  
EMPUÑADURA



**1YK754-08-L**  
REPOSABRAZOS  
COMPLETO  
IZQUIERDA



**1YK754-08-R**  
REPOSABRAZOS  
COMPLETO  
DERECHA



**1YK760-08-L**  
FRENO  
IZQUIERDO



**1YK760-08-R**  
FRENO  
DERECHO

# POSITRON

## SILLA DE POSICIONAMIENTO BASCULANTE Y RECLINABLE

Reclinable de 90° a 135°. Basculante de 0° a 45°.  
Asiento ergonómico y regulable en ángulo de 4°.  
Mecanismo de reducción efecto cizalla durante la  
reclinación. Incluye freno de acompañante.



### Medidas

Ancho total	72 - 82 cm.
Ancho asiento	41 - 51 cm.
Largo total	116 cm.
Largo asiento	46 - 51 cm.
Alto total	122 cm.
Alto del respaldo	53 - 58 cm.
Alto del asiento al suelo	49 cm.
Peso máximo soportado	125 Kg.
Peso total*	40 Kg.

\* El peso total incluye las ruedas, los reposabrazos y el reposapiés.

### Especificaciones Técnicas

Estructura	Aluminio
Color	Negro
Ruedas Delanteras	180mm macizas
Ruedas Traseras	600mm macizas
Reposabrazos	Abatibles y extraíbles Ajustables en alto y en ancho
Reposapiés	Elevables, ajustables en altura Abatibles interior y exterior
Respaldo	Acolchado y anatómico Reposacabezas estándar incluido

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
POSITRON	Plata	1431SR-08-U	SRM050C



# POSITRON

## SILLA DE POSICIONAMIENTO BASCULANTE Y RECLINABLE

Reclinable de 90° a 135°. Basculante de 0° a 45°.  
Asiento ergonómico y regulable en ángulo de 4°.  
Mecanismo de reducción efecto cizalla durante la  
reclinación. Incluye freno de acompañante.



### Medidas

Ancho total	60 - 70 cm.
Ancho asiento	41 - 51 cm.
Largo total	116 cm.
Largo asiento	46 - 51 cm.
Alto total	122 cm.
Alto del respaldo	53 - 58 cm.
Alto del asiento al suelo	49 cm.
Peso máximo soportado	125 Kg.
Peso total*	42 Kg.

\* El peso total incluye las ruedas, los reposabrazos y el reposapiés.

### Especificaciones Técnicas

Estructura	Aluminio
Color	Negro
Ruedas Delanteras	180mm macizas
Ruedas Traseras	315mm macizas
Reposabrazos	Abatibles y extraíbles Ajustables en alto y en ancho
Reposapiés	Elevables, ajustables en altura Abatibles interior y exterior
Respaldo	Acolchado y anatómico
	Reposacabezas estándar incluido

### Descripción

### Color

### Ref. Int

### IMF

POSITRON

Plata

1431SRA-08-U

SRM010A

# ACCESORIOS

# POSITRON



**1M34003M80-08-U**  
TACO ABDUCTOR



**1M34003M81-08-U**  
SOPORTE LATERAL  
PAR

# RECAMBIOS



**1M3100IM18-08-U**  
REPOSABRAZOS  
DERECHO




**1M3100IM20-08-U**  
REPOSABRAZOS  
IZQUIERDO



**1M3200MM16-08-U**  
ALMOHADILLA  
REPOSACABEZAS



**1M32526M06-02-U**  
RUEDA 24" \* 1-3/8  
MACIZA



**1M32526M36-8**  
RUEDA TRASERA 12"  
IZQUIERDA



**1M32526M37-8**  
RUEDA TRASERA 12"  
DERECHA



**1M34003M79-08-U**  
REPOSACABEZAS  
COMPLETO




**1M4360IM92**  
ALMOHADA  
REPOSABRZOS




**1M4360JM60-08-U**  
PLATAFORMA REPO-  
SAPIÉS



**1M4360LM10-02-U**  
RUEDA 7" 175\*32



**1M33404M39-08-U**  
REPOSAPIÉS  
ELEVABLE DE SERIE  
IZQUIERDO



**1M33404M40-08-U**  
REPOSAPIÉS  
ELEVABLE DE SERIE  
DERECHO



**1M34021M03-03-U**  
ANTIVUELCO  
PAR DE SERIE





# GRÚAS



# LIFTEY 150



## CARACTERÍSTICAS

Grúa de traslado y elevación con estructura de acero de alta resistencia. Con capacidad de hasta 150kg de peso máximo de elevación.

Dimensiones reducidas ideales para la movilidad en domicilios o espacios pequeños.

Su elevado rango de elevación permite levantar al usuario desde el suelo hasta una cama.

## MÁXIMA SEGURIDAD

Percha de 4 ganchos para mayor seguridad y resistencia. Ganchos cruzados para evitar que las cintas del arnés puedan soltarse.

Display digital con indicador de batería para un mayor control de la autonomía.

Puntos de anclaje reforzados, con pasadores de seguridad.

Paro de emergencia y sistema de bajada de emergencia manual.

## FÁCIL MANEJO

Apertura de patas mediante pedal ergonómico para manejo con el pie. La altura de las patas permite introducirlas debajo de la mayoría de camas.

Gran asa ergonómica con cantos redondeados para un manejo cómodo de la grúa.



Video comercial y montaje



DIMENSIONES REDUCIDAS



FÁCIL MANIPULACIÓN



MÁXIMA SEGURIDAD

## Medidas

Largo total	95 cm.
Altura mín. / max	78 a 187 cm.
Altura libre	11,50 cm.
Peso máximo soportado	150 Kg.
Peso total	35 Kg.
Abertura de Patas (interior)	42 a 74 cm.
Abertura de Patas (exterior)	52 a 85 cm.

## Especificaciones Técnicas

Motor	DC24 8000N
Batería	DC24 5 Ah
Servicios	60 por carga completa
Cargador	24V 1A
Tiempo de carga	5 horas
Rueda delantera	8 cm.
Rueda trasera	10 cm. (incluye frenos)
Arneses compatibles:	1170AC, 1172AC, 1177AC, 1178AC

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
LIFTEY 150	Azul	1770CM-07-U	N/D

# LIFTEY DUO

## CARACTERÍSTICAS

Grúa convertible con doble funcionalidad; En tan sólo un par de minutos podemos convertir una grúa de traslado o elevación en una grúa de bipedestación o 'cambia pañales' sólo cambiándola el mástil de la percha y colocando la plataforma reposapiés de forma fácil y sencilla.

Fabricada en estructura de acero de alta resistencia. Con capacidad de hasta 150kg de peso máximo de carga.

Dimensiones reducidas ideales para la movilidad en domicilios o espacios pequeños.

## MÁXIMA SEGURIDAD

Percha de 4 ganchos para mayor seguridad y resistencia. Ganchos cruzados para evitar que las cintas del arnés puedan soltarse.

Display digital con indicador de batería para un mayor control de la autonomía.

Puntos de anclaje reforzados, con pasadores de seguridad.

Paro de emergencia y sistema de bajada de emergencia manual.

## FÁCIL MANEJO

Apertura de patas mediante pedal ergonómico para manejo con el pie. La altura de las patas permite introducirlas debajo de la mayoría de camas.

Gran asa ergonómica con cantos redondeados para un manejo cómodo de la grúa



Video comercial  
y montaje



DOS EN UNO



FÁCIL  
MANIPULACIÓN



MÁXIMA  
SEGURIDAD

## Medidas

Largo total	95 cm.
Altura mín. / max	78 a 187 cm.
Altura libre	11,50 cm.
Peso máximo soportado	150 Kg.
Peso total	35 Kg.
Abertura de Patas (interior)	42 a 74 cm.
Abertura de Patas (exterior)	52 a 85 cm.

## Especificaciones Técnicas

Motor	DC24 8000N
Batería	DC24 5 Ah
Servicios	60 por carga completa
Cargador	24V 1A
Tiempo de carga	5 horas
Rueda delantera	8 cm.
Rueda trasera	10 cm. (incluye frenos)
Arneses compatibles:	1170AC, 1172AC, 1177AC, 1178AC

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
LIFTEY DUO	Azul	1771CM-07-U	N/D

# LIFTEY AL 180



## CARACTERÍSTICAS

Grúa de traslado y elevación fabricada en aluminio de alta calidad. Ideal para uso en instituciones o residencias gracias a su alta resistencia a la corrosión y su capacidad de carga de hasta 180kg de peso. Dispone de cargador de pared como accesorio.

## MÁXIMA SEGURIDAD

Percha de 4 ganchos para mayor seguridad y resistencia. Ganchos cruzados para evitar que las cintas del arnés puedan soltarse.

Display digital con indicador de batería para un mayor control de la autonomía.

Puntos de anclaje reforzados, con pasadores de seguridad. Paro de emergencia y sistema de bajada de emergencia mecánica y electrónica.

## FÁCIL MANEJO

Apertura de patas electrónicamente mediante el mando o el display.

Display digital que indica la progresión de la apertura y el cierre de las patas.

La altura de las patas permite introducirlas debajo de la mayoría de camas.

Gran asa ergonómica con cantos redondeados para un manejo cómodo de la grúa.



LIGERA  
ESTRUCTURA  
DE ALUMINIO



RESISTENCIA A  
GRANDES PESOS



MANIPULACIÓN  
ELECTRÓNICA  
SIN ESFUERZOS

## Medidas

Largo total	113 cm.
Obertura de patas	64,5 a 88 cm.
Altura mín. / max	64,5 a 187 cm.
Altura libre	10 cm.
Peso máximo soportado	180 Kg.
Peso total	60 Kg.

## Especificaciones Técnicas

Motor mástil	DC24 10A*
Motor base	DC24 2,8A**
Batería	12v 2,9 Ah x 2
Velocidad elevación	7mm/s sin carga
Tiempo de carga	6 horas
Rueda delantera	102mm.
Rueda trasera	127mm. con freno
Arneses compatibles:	1170AC, 1172AC, 1177AC, 1178AC, 1170ACB

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
LIFTEY 180	Gris	1772CM-01-180	N/D

(\*) Magnético permanente con mecanismo de seguridad mecánico, tuerca de seguridad y tubo exterior.

(\*\*) Motor magnético permanente.



# LIFTEY AL320



## CARACTERÍSTICAS

Grúa de traslado y elevación fabricada en aluminio de alta calidad. Ideal para uso en instituciones o residencias gracias a su alta resistencia a la corrosión y su capacidad de carga de hasta 320kg de peso.

Dispone de cargador de pared como accesorio.

## MÁXIMA SEGURIDAD

Percha de 4 ganchos para mayor seguridad y resistencia. Ganchos cruzados para evitar que las cintas del arnés puedan soltarse.

Display digital con indicador de batería para un mayor control de la autonomía.

Puntos de anclaje reforzados, con pasadores de seguridad. Paro de emergencia y sistema de bajada de emergencia mecánica y electrónica.

## FÁCIL MANEJO

Apertura de patas electrónicamente mediante el mando o el display.

Display digital que indica la progresión de la apertura y el cierre de las patas.

La altura de las patas permite introducirlas debajo de la mayoría de camas.

Gran asa ergonómica con cantos redondeados para un manejo cómodo de la grúa.



LIGERA  
ESTRUCTURA  
DE ALUMINIO



RESISTENCIA A  
GRANDES PESOS



MANIPULACIÓN  
ELECTRÓNICA  
SIN ESFUERZOS

## Medidas

Largo total	161,50 cm.
Obertura de patas	73,5 a 96 cm.
Altura mín. / max	71 a 198 cm.
Altura libre	10 cm.
Peso máximo soportado	320 Kg.
Peso total	65 Kg.

## Especificaciones Técnicas

Motor mástil	DC24 10A*
Motor base	DC24 2,8A**
Batería	12v 2,9 Ah x 2
Velocidad elevación	7mm/s sin carga
Tiempo de carga	6 horas
Rueda delantera	102mm.
Rueda trasera	127mm. con freno
Arneses compatibles:	1170AC, 1172AC, 1177AC, 1178AC, 1170ACB

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
LIFTEY AL320	Gris	1773CM-01-U	N/D

(\*) Magnético permanente con mecanismo de seguridad mecánico, tuerca de seguridad y tubo exterior.

(\*\*) Motor magnético permanente.

## ACCESORIOS

# LIFTEY 150 / DUO




**1170AC**  
ARNÉS UNIVERSAL



**1172AC**  
ARNÉS CON  
REPOSACABEZAS



**1177AC**  
ARNÉS DE AJUSTE  
RÁPIDO



**1173AC**  
ARNÉS DE  
BIPEDESTACIÓN

## ACCESORIOS

# LIFTEY AL180 / AL320



**1170ACB**  
ARNÉS  
BARIÁTRICO

**Notas de catálogo:**

Teyder S.A. es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial, quedando todos los derechos expresamente reservados.

**Modificaciones:**

Las características técnicas y descripciones son válidas salvo errores tipográficos.

Los pesos y dimensiones de los productos que aparecen en catálogo pueden presentar cambios según las necesidades de fabricación.



C/ POLÍGON INDUSTRIAL SANT ANTONI, NAVE 5  
08620 SANT VICENÇ DELS HORTS (BARCELONA)

TEL (+34) 93 381 90 11

FAX (+34) 93 381 97 03

E-MAIL: [teyder@teyder.com](mailto:teyder@teyder.com)

[www.teyder.com](http://www.teyder.com)