



La vida en movimiento





HISTORIA

Teyder es una empresa fundada en 1988 (35 años de historia) conocida por ser una compañía líder en el mercado de las ayudas para la movilidad. Somos una empresa dinámica comprometida con sus clientes, además de tener un objetivo claro: el de mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas con problemas de movilidad.



PRODUCTOS CON VALOR AÑADIDO

Nuestros productos son de calidad, competitivos y aportan un valor añadido al mercado, sobre todo en movilidad eléctrica donde la fabricación de esta línea de productos requiere de procesos más complejos. Somos ambiciosos y el objetivo común es el de superar las expectativas de calidad y servicio.



CALIDAD CERTIFICADA

Nuestros productos cumplen con los sistemas de certificación acreditados asegurando su calidad.



SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA (SAT)

Destacamos por disponer de un servicio de asistencia técnica en nuestras instalaciones y también en diferentes puntos estratégicos a nivel nacional que asegura el mejor soporte y servicio a nuestros clientes.



SERVICIO POST VENTA

Nuestro servicio postventa garantiza que nuestros clientes se sientan valorados y satisfechos tras la adquisición de nuestros productos.

ÍNDICE / INDEX

MOTORES ACOMPAÑANTE	4
SILLAS ELÉCTRICAS	8
SCOOTERS	42
SILLAS MANUALES	62
GRÚAS	84

MOTORES ACOMPÑANTE



POWER PACK PLUS

MOTOR ACOMPAÑANTE

POWER PACK PLUS es un motor de empuje auxiliar para el acompañante, muy fácil de manejar y adaptable a cualquier silla*.



EL MÁS POTENTE DEL MERCADO
¡HASTA 300W!



PESOS

13,2 Kg.

Peso total

159 Kg.

Peso soportado
(en llano)

BATERÍA

300W

22 Ah

16 Km

Autonomía



Video comercial
y montaje



Fácil instalación.



Liberación tracción manual.



Fácil manejo.

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
POWER PACK PLUS	Negro	1752CM-08-U	N/D

(*) Adaptable al 99% de las sillas de ruedas del mercado.



Especificaciones Técnicas

Ruedas	200mm. macizas
Motor	12V / 300W
Batería	22Ah
Pendiente superable	10° (para pesos de 136Kg.)
Velocidad	5,5 Km./h
Autonomía	16 Km.**
Adaptable a sillas con asiento	De 35 a 50 cm.

**La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso. Incluido peso de la silla.



SILLAS DE RUEDAS **ELÉCTRICAS**



GUÍA RÁPIDA

SILLAS ELÉCTRICAS

POWER PACK PLUS



13,2 Kg.

Peso total

159 Kg.

Peso soportado

300W

22 Ah

SPA



25 Kg.

Peso total

180 Kg.

Peso soportado

250W x 2

6 Ah x 2 Litio

MÓNACO



92 Kg.

Peso total

136 Kg.

Peso soportado

180 - 630W

50 Ah x 2

SEPANG



110 Kg.

Peso total

205 Kg.

Peso soportado

580W x 2

50 Ah x 2

DISCOVERY



24 Kg.

Peso total

120 Kg.

Peso soportado

200W x 2

22 Ah Litio

MONZA



76 Kg.

Peso total

136 Kg.

Peso soportado

180 - 630W

50 Ah x 2

BOX



45 Kg.

Peso total

114 Kg.

Peso soportado

300W

15 Ah x 2

MONTREAL



85 Kg.

Peso total

136 Kg.

Peso soportado

180 - 630W

50 Ah x 2

SPA

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA PLEGABLE



SPA es una silla eléctrica ultraligera y resistente, ideal para accesos estrechos. Diseño atractivo y con gran variedad de accesorios disponibles, lo que la convierte actualmente en líder de ventas.



MEDIDAS

92 cm, 99 cm, 47 cm, 83 cm, 46 cm, 59 cm

PESOS

25 Kg. Peso total, 180 Kg. Peso soportado

BATERÍA

250W x 2, 6 Ah x 2 Litio, 25 Km Autonomía

CARACTERÍSTICAS

Ultra Plegable, Cinturón Seguridad, Estructura Aluminio, Amortiguación Trasera

COLORES

Negro, Azul, Plata

Video comercial, Video montaje



Medidas

Ancho del asiento	47 cm. (55 cm. con accesorio)
Ancho total	59 cm. (57cm s/guardabarros)
Profundidad con reposapiés	99 cm.
Profundidad sin reposapiés	83 cm.
Alto total	92 cm.
Alto del asiento al suelo	46 cm.
Dimensiones plegado	37*59*92 cm.
Peso máximo soportado	180 Kg.
Peso total con batería	25 Kg. (23 s/Batería)

Especificaciones Técnicas

Estructura	Aluminio
Ruedas delanteras	180mm. macizas
Ruedas traseras	300mm. macizas
Reposabrazos	Abatible
Reposapiés	Plataforma Plegable
Color	Plata - Negro - Azul
Motor	24V / 250W Brushless x 2U
Batería	6Ah x 2 Litio
Pendiente superable	12°
Radio de giro	90
Velocidad	6 Km./h
Autonomía	25 Km.*

1 Joystick programable
Permite adaptarse a las necesidades del usuario. Mando ambidiestro sin necesidad de soporte adicional.


2 Baterías de litio
Integradas en la estructura de la silla, control visual del estado de carga. Recargables tanto fuera como dentro de la silla. Pueden llevarse en su bolsa o en cualquier mochila.

3 Plataforma reposapiés abatible
Permite el acceso y salida de la silla de una manera más cómoda.

4 Respaldo
Ergonómico y regulable en tensión para mayor comodidad del usuario.

5 Resposabrazos abatible

6 Guardabarros
Flexible, permiten reducir unos cm. el ancho total para, de una manera puntual, pasar por un espacio más reducido.



Plegable y compacta, puede llevarse en el maletero de un coche, en el tren o avión.



Baterías de litio, visión individual de la carga, puede funcionar con una sola mientras la otra se carga. Recargable tanto fuera como dentro de la silla.



Amortiguación trasera. Mayor confort durante el trayecto absorbiendo las irregularidades del terreno.



Opción de reposapiés elevables.

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
SPA 250W	Plata	1463SE-02-250	SRE000A
SPA 250W	Negro	1463SE-08-250	SRE000A
SPA 250W	Azul	1463SE-90-250	SRE000A

ACCESORIOS



1NAAT001-02-U
ANTIVUELCOS
SPA



1NABG002-08-U
BOLSA
BATERÍAS



1NABG003-08-U
BOLSA REJILLA
RESPALDO



1M31000326-02-U
PORTABASTÓN MÁS
CINCHA UNIVERSAL



1NAEX001-08-U
KIT EXTENSOR
REPOSABRAZOS



1NAMAL04-08-U
BOLSA TRANSPORTE




1NAPT001-08-U
PORTABEBIDAS
SPA



1NARC01-08-U
REPOSACABEZAS
SPA



1NARPP01L-25-U
REPOSAPIÉS
ELEVABLE
IZQUIERDO



1NARPP01R-25-U
REPOSAPIÉS
ELEVABLE
DERECHO



1NASJY002-08-U
SOPORTE JOYSTICK
ACOMPAÑANTE



1NASJY003-08-U
SOPORTE JOYSTICK
ACOM ARTICULADO



1NASJY005-08-U
SOPORTE ESCAMO-
TEABLE JOYSTICK




1NASJY007-08-U
ALARGADOR
JOYSTICK



1NASP01-08-U
SOPORTE DISPOSI-
TIVOS MOVILES



1NTRA01-02-U
ASA TRANSPORTE
MALETA




1NABG001-08-U
BOLSA
REPOSABRAZOS
UNIVERSAL



1FS512-25-U
PORTASUEROS
2 GANCHOS



1FS565-25-U
PORTAOXÍGENO



1NLX001
LUZ AUXILIAR

SPA

RECAMBIOS



1NACIM01-08-U
CINTURÓN DE
SEGURIDAD SPA



1NABR001-08-U
GUARDABARROS



1NABR002-08-R
1NABR002-08-L
SOPORTE GUARDA-
BARROS DERECHO
O IZQUIERDO



1NACAR01-08-U
CARGADOR BATERÍA
LITIO 3P GRANDE



1NACAR01NEW-08-U
CARGADOR BATERÍA
LITIO 3P PEQUEÑO



1NACAR03-08-U
ADAPTADOR
CARGADOR



1NAJY001-08-U
JOYSTICK SPA 3P
GRANDE



1NAJY002-08-U
JOYSTICK SPA 3P
PEQUEÑO



1NAMAL01-08-U
CESTA INFERIOR




1NAPJY001-08-U
PALOMETA JOYSTIC
6M




1NARD004-08-U
RUEDA DELANTERA
SPA



1NART002-08-U
RUEDA TRASERA
SPA



1NRPP002-08-U
PLATAFORMA
REPOSAPIÉS
NEGRA



1NRPP002-90-U
PLATAFORMA
REPOSAPIÉS
AZUL



1NRPP002-92-U
PLATAFORMA
REPOSAPIÉS
SILVER



NABAT6V2
BATERÍA

GUÍA PLEGADO

SPA



Presionar hacia adelante el clip de cierre para liberarlo.

1



Sujetar la silla por la parte superior del respaldo y empujar hacia abajo.

2



La silla quedará plegada

3

GUÍA PLEGADO

DISCOVERY

OPCIÓN A PLEGADO MEDIANTE MANDO AUXILIAR



Con el mando apagado y con el bluetooth activado presionar la tecla de plegado hasta oír un pitido.

1



La silla empezará a plegarse. Asegurarse de que las ruedas estén en paralelo, hasta finalizar la maniobra de plegado.

2



Para desplegar la silla presionar el botón de desplegado hasta oír un pitido y la silla empezará a abrirse.

3

OPCIÓN B PLEGADO MEDIANTE EL JOYSTICK



Con el mando apagado, presionar el botón de plegar 1 segundo, se escuchará un pitido y la silla empezará a cerrarse.

1



Asegurarse de que las ruedas estén en paralelo, hasta finalizar la maniobra de plegado.

2



Para desplegar la silla presionar el botón de desplegado hasta oír un pitido y la silla empezará a abrirse.

3

DISCOVERY

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA PLEGABLE ELECTRÓNICAMENTE

DISCOVERY es una silla ultraligera muy compacta ideal para moverse por ciudad con agilidad y autonomía, su mando a distancia permite al acompañante conducir la silla y posicionarse al lado del usuario durante el paseo.



Plegable y compacta, puede llevarse en el maletero del coche, en el tren o avión.



Mando a distancia, doble uso tanto para el acompañante como para el usuario, permite el manejo a distancia de la silla con un alcance de hasta 10 m. (*)



La batería permite la desconexión total mediante el botón posterior, impidiendo el consumo de energía.



Joystick control silla con luz led integrado.

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
DISCOVERY	Plata	1470SE-02-U	SRE000A
DISCOVERY	Negro	1470SE-08-U	SRE000A

* Puede variar en función de la interferencia con otros dispositivos u obstáculos físicos.

MEDIDAS

PESOS

BATERÍA

CARACTERÍSTICAS

COLORES

Video comercial

Video montaje



Medidas

Ancho del asiento	41 cm.
Distancia entre reposabrazos	43 cm.
Ancho total	58,50 cm.
Profundidad con reposapiés	85,50 cm.
Alto total	95,50 cm.
Alto del asiento al suelo	46 cm.
Dimensiones plegado	55*65*34 cm.
Peso máximo soportado	120 Kg.
Peso total con batería	24 Kg. (20 s/Batería)

Especificaciones Técnicas

Estructura	Aluminio
Ruedas delanteras	177mm macizas
Ruedas traseras	255mm macizas
Reposabrazos	Abatible
Reposapiés	Plataforma basculante
Color	Plata - Negro
Motor	24V / 200W x 2U
Batería	22Ah Litio
Pendiente superable	6°
Radio de giro	90
Velocidad	6 Km/h
Autonomía	20 Km*

1 Joystick
Con display digital muy intuitivo.

2 Luz led
Incluida de serie.

3 Plataforma reposapiés
Basculante y abatible.
Facilita el acceso del usuario a la silla.

4 Respaldo
Regulable en tensión.

5 Ruedas traseras
Macizas "New Generation".
Mismas prestaciones que una rueda neumática.

6 Ruedas delanteras
Omnidireccionables 360° de giro para facilitar las maniobras.

* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.

ACCESORIOS

DISCOVERY



1NABG001-08-U
BOLSA
REPOSABRAZOS
UNIVERSAL



1M31000326-02-U
PORTABASTÓN MÁS
CINCHA UNIVERSAL



1NASJY003
SOPORTE MANDO
ACOMPAÑANTE



1FS512-25-U
PORTASUEROS
2 GANCHOS



1FS565-25-U
PORTAOXÍGENO



1NASP01-08-U
SOPORTE DISPOSITIVOS
MOVILES

RECAMBIOS



1AW001-08-U
CARGADOR 8P
2-3A 29V




1AW006-08-U
JOYSTICK



1AW014-08-U
MANDO CONTROL
REMOTO



1AW016-08-U
GUARDABARROS



1AW019-08-U
RUEDA TRASERA



1AW020-08-U
RUEDA DELANTERA



1AW030-08-U
ANTIVUELCO (PAR)



1AW036-08-U
CINTURON
SEGURIDAD

MONZA

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA PLEGABLE

MONZA es una silla eléctrica ligera clásica de chasis plegable, fácil de transportar y muy cómoda para su uso diario.



Amortiguación trasera



Respaldo plegable



Resposabrazos regulables en altura



Joystick PG VSI

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
MONZA	Plata	1450SE-19-39	SRE000A
MONZA	Plata	1450SE-19-43	SRE000A
MONZA	Plata	1450SE-19-45	SRE000A

MEDIDAS

PESOS

BATERÍA

CARACTERÍSTICAS

COLORES



Video montaje



Medidas

Ancho del asiento	39 - 43 - 45 cm.
Ancho total	53 - 59 - 61 cm.
Profundidad con reposapiés	109 cm.
Alto total	92 cm.
Alto del asiento al suelo	51 cm.
Peso máximo soportado	136 Kg.
Peso total con batería	72 - 76 - 78 Kg.

Especificaciones Técnicas

Estructura	Alumino / Acero
Ruedas delanteras	8" macizas
Ruedas traseras	12" macizas
Reposabrazos	Abatibles y regulables en altura
Reposapiés	Regulable en altura y plegable exterior e interior
Color	Plata
Motor	24V / 180 - 630W
Batería	50Ah x 2
Pendiente superable	12°
Radio de giro	58 cm.
Velocidad	6,4 Km/h
Autonomía	32 Km*

1 Joystick PG VSI

Personalizable por programación.

2 Reposapiés

Regulables en altura y plegables exterior e interior.

3 Respaldo Plegable

Facilita el plegado para almacenamiento y/o viajes.

4 Resposabrazos

Abatibles y regulables en altura.

* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.

ACCESORIOS



1M33403091-08-U
1M33403N91-08-U
REPOSAPIES
ELEVABLE



1M34103157-08-U
1M34103158-08-U
1M34103159-08-U
SUBEBORDILLOS
43 O 45



1M31000326-02-U
PORTABASTÓN MÁS
CINCHA UNIVERSAL



1NASJY003
SOPORTE MANDO
ACOMPAÑANTE



1M61230167
USB



1446AC-19-U
BOLSA UNIVERSAL
BOLSILLO



1NAPT001-08-U
PORTABEBIDAS



1NLX001
LUZ AUXILIAR



1FS565-25-U
PORTAOXÍGENO



1FS512-25-U
PORTASUEROS
2 GANCHOS



1NASP01-08-U
SOPORTE DISPOSITIVOS
MOVILES

MONZA

RECAMBIOS



1M32600422-02-U
RUEDA 200 X 50MZ



1M333100N3-92-U
REPOSAPIES
DERECHO
PEQUEÑO



1M33310003-92-U
REPOSAPIES
IZQUIERDO
PEQUEÑO



1M333100N4-92-U
REPOSAPIES
DERECHO
GRANDE



1M33310004-92-U
REPOSAPIES
IZQUIERDO
GRANDE



1M43600148-08-U
EMPUÑADURA



1M43600459-08-U
ALMOHADILLA
REPOSABRAZOS



1M43600524-08-U
GUARDABARROS
DERECHO



1M43600523-08-U
GUARDABARROS
IZQUIERDO



1M64120018-08-U
JOYSTICK

BOX

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA PLEGABLE COMPACTA INTERIOR-EXTERIOR

BOX es una silla eléctrica de dimensiones reducidas. La más potente entre sus homólogas. Ideal para la movilidad interior y exterior. Fácil de transportar, permite desmontarse en 3 partes de menos de 15Kg cada una.



MEDIDAS

PESOS


BATERÍA

CARACTERÍSTICAS


COLORES




Video montaje



Manillar soporte acompañante: Permite al acompañante empujar la silla en modo manual. Accesorio necesario para poder acoplar el mando acompañante.



Desmontable en 3 partes, muy práctico para almacenamiento y viajar.



Ruedas antivuelco. Aportan seguridad en las maniobras.



Joystick PG muy intuitivo para el usuario.

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
BOX	Blanco	1452SE-01-U	SRE000A
BOX	Burdeos	1452SE-91-U	SRE000A



Medidas

Ancho del asiento	46 cm.
Ancho total	60 cm.
Profundidad con reposapiés	90 cm.
Profundidad sin reposapiés	66 cm.
Alto total	92 cm.
Alto del asiento al suelo	46-53 cm.
Peso máximo soportado	114 Kg.
Peso total con batería	45 Kg.

Especificaciones Técnicas

Ruedas delanteras	150mm macizas
Ruedas traseras	200mm macizas
Reposabrazos	Abatible
Reposapiés	Plataforma abatible
Color	Blanco - Burdeos
Motor	24V / 300W
Batería	12V 15Ah x 2
Pendiente superable	6
Radio de giro	57
Velocidad	6,4 km/h
Autonomía	15 km*

1 Joystick PG
Programable,
personalizable.

2 Reposapiés
Plataforma reposapiés
elevable. Permite el
acceso y salida de la
silla de una manera
más cómoda.

3 Respaldo
Respaldo y asiento confort.
Acolchado y ergonómico
para una mayor comodidad
del usuario.

4 Asiento
Asiento regulable
en altura.



* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.

ACCESORIOS



1M33500160-08-U
MANILLAR ACOMP
AUX



1NABG001-08-U
BOLSA
REPOSABRAZOS
UNIVERSAL



1M31000326-02-U
PORTABASTÓN MÁS
CINCHA UNIVERSAL



1NASP01-08-U
SOPORTE DISPOSI-
TIVOS MOVILES



1M34203002-08-U
PORTAOXÍGENO



1M34203010-08-U
PORTAANDADOR



1M417000SC-08-U
CESTA PORTA
OBJETOS

RECAMBIOS



1M31000311-08-U
REPOSABRAZOS
IZQUIERDO




1M31000312-08-U
REPOSABRAZOS
DERECHO



1M33100861-08-U
RUEDA DELANTERA



1M33100874-08-U
RUEDA TRASERA



1M33300365-08-U
PLATAFORMA
REPOSAPIÉS



1M64220011-08-U
JOYSTICK



1M6510M003-08-U
CARGADOR 24V

BOX

MONTREAL

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA BASCULATE Y RECLINABLE

La MONTREAL es una silla de estructura fija que permite la basculación y la reclinación manualmente. Gracias a sus potentes motores la hace idónea para paseos por el exterior.



Basculante y reclinable. Rango de reclinación de 0° a 30° y basculante de 0° a 10°.



Amortiguación trasera para mayor comodidad en el trayecto.



Kit de luces incluido de serie.



Joystick PG muy intuitivo para el usuario y programable según necesidad.

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
MONTREAL	Azul	1455SEPLUS-90-41	SRE000A
MONTREAL	Azul	1455SEPLUS-90-45	SRE000A

MEDIDAS

PESOS

BATERÍA

CARACTERÍSTICAS

COLORES



Medidas

Ancho del asiento	41-45 cm.
Ancho total	62-67 cm.
Profundidad con reposapiés	107 cm.
Profundidad sin reposapiés	81 cm.
Alto total	100 cm.
Alto del asiento al suelo	50-54 cm.
Peso máximo soportado	136 Kg.
Peso total con batería	85 Kg. (49 s/Batería)

Especificaciones Técnicas

Ruedas delanteras	9" macizas o neumáticas
Ruedas traseras	14" macizas o neumáticas
Reposabrazos	Regulables en altura y anchura
Reposapiés	Extraíbles y regulables en altura Plegables hacia el exterior e interior
Color	Azul
Motor	24V / 180W-630W
Batería	50Ah x 2u
Pendiente superable	10°
Radio de giro	90
Velocidad	7,3 km/h
Autonomía	32 km*

1 Joystick PG

Permite la personalización mediante programación según necesidad del usuario. Su soporte es escamoteable.

2 Reposapiés extraíble

Regulables en altura y plegables hacia el exterior e interior.

3 Reposabrazos

Extraíble, regulable en altura y anchura.

4 Kit Luces

Kit de luces incluido: delantero, trasero, intermitentes y función "warning".



* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.

ACCESORIOS

MONTREAL

RECAMBIOS



1M33403091-08-U
1M33403N91-08-U
REPOSAPIES
ELEVABLE



1M34103157-08-U
1M34103158-08-U
1M34103159-08-U
SUBEBORDILLOS
41 O 45



1M31000326-02-U
PORTABASTÓN MÁS
CINCHA UNIVERSAL



1NASJY003
SOPORTE MANDO
ACOMPAÑANTE



1M61230167
USB



1446AC-19-U
BOLSA UNIVERSAL
BOLSILLO



1NAPT001-08-U
PORTABEBIDAS



1NLX001
LUZ AUXILIAR



1FS565-25-U
PORTAOXÍGENO



1FS512-25-U
PORTASUEROS
2 GANCHOS



1NASP01-08-U
SOPORTE DISPOSITIVOS
MOVILES



1M32600522-08-U
RUEDA COMPACTA
TRASERA



1M33000137
RUEDA COMPACTA
DELANTERA



1M33310003-90-U
REPOSAPIES
IZQUIERDO



1M333100N3-90-U
REPOSAPIES
DERECHO



1M43620010-08-U
CUBIERT MACIZ 9"



1M642200061-08-U
JOYSTICK VR2

MÓNACO

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA BASCULANTE Y RECLINABLE ELECTRÓNICAMENTE

MÓNACO es una silla eléctrica de chasis fijo que bascula y reclina electrónicamente. Ofrece un rango de inclinación de -5° a 45° y basculación de 3,5° a 16,5°. Sus reposabrazos se regulan en altura y anchura. Dispone de amortiguación trasera para más comodidad en el trayecto.



Reclinación y basculación electrónica: ofrece un rango en inclinación de -5° a 45° y basculación de 3,5° a 16,5°.



Amortiguación trasera para mayor comodidad en el trayecto.



Joystick PG muy intuitivo para el usuario y programable según necesidad.



Kit de luces incluido de serie.

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
MÓNACO	Plata	1460SEPLUS-92-41	SRE000F
MÓNACO	Plata	1460SEPLUS-92-45	SRE000F

MEDIDAS

PESOS

BATERÍA

CARACTERÍSTICAS

COLORES



Medidas

Ancho del asiento	41-45 cm.
Ancho total	62-67 cm.
Profundidad con reposapiés	110 cm.
Profundidad sin reposapiés	81 cm.
Alto total	100 cm.
Alto del asiento al suelo	50-54 cm.
Peso máximo soportado	136 Kg.
Peso total con batería	92 Kg. (56 s/Batería)

Especificaciones Técnicas

Ruedas delanteras	9" macizas o neumáticas
Ruedas traseras	14" macizas o neumáticas
Reposabrazos	Regulables en altura y anchura
Reposapiés	Extraíbles y regulables en altura Plegables hacia el exterior
Color	Plata
Motor	24V / 180W-630W
Batería	50Ah x 2u
Pendiente superable	10°
Radio de giro	90
Velocidad	7,3 km/h
Autonomía	32 km*



* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.

ACCESORIOS



1M33403091-08-U
1M33403N91-08-U
REPOSAPIES
ELEVABLE



1M34103157-08-U
1M34103158-08-U
1M34103159-08-U
SUBEBORDILLOS
41 O 45



1M31000326-02-U
PORTABASTÓN MÁS
CINCHA UNIVERSAL



1NASJY003
SOPORTE MANDO
ACOMPAÑANTE



1M61230167
USB



1446AC-19-U
BOLSA UNIVERSAL
BOLSILLO



1NAPT001-08-U
PORTABEBIDAS



1NLX001
LUZ AUXILIAR



1FS565-25-U
PORTAOXÍGENO



1FS512-25-U
PORTASUEROS
2 GANCHOS



1NASP01-08-U
SOPORTE DISPOSITIVOS
MOVILES

MÓNACO

RECAMBIOS



1M33000137-02-U
RUEDA TRASERA
COMP 9"



1M33100M10-02-U
RUEDA TRASERA
COMP 9" MZ



1M33403091-08-U
REPOSAPIES
ELEVABLE
IZQUIERDO



1M33403N91-08-U
REPOSAPIES
ELEVABLE
DERECHO



1M34100106-08-U
PACK ANTIVUELCO



1M43700516-08-U
REPOSACABEZAS
AJUSTABLE



1M44600N85-02-U
CUBIERTA 14"

SEPANG

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA BARIÁTRICA

SEPANG es una silla bariátrica. Super maniobrable en espacios reducidos. Ideal tanto en interior como en exterior. Incluye asiento “Rehab” con anclaje de 4 puntos ofreciendo una mayor estabilidad al usuario.

MEDIDAS

PESOS

BATERÍA

CARACTERÍSTICAS


COLORES



Regulación del ángulo de respaldo de 0° a 45° ofreciendo un mejor posicionamiento al usuario.



Sus ruedas satélites facilitan el giro en espacios reducidos.



Con doble amortiguación delantera y trasera.



Joystick PG muy intuitivo para el usuario.

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
SEPANG	Burdeos	1466SE-91-50	SRE000C



Medidas

Ancho del asiento	46-56 cm.
Ancho total	69 cm.
Profundidad con reposapiés	90 cm.
Profundidad sin reposapiés	78 cm.
Alto total	102 cm.
Alto del asiento al suelo	56 cm.
Peso máximo soportado	205 Kg.
Peso total con batería	110 Kg.

Especificaciones Técnicas

Ruedas motrices	300mm macizas
Ruedas satélites	150mm macizas
Reposabrazos	Regulable en altura
Reposapiés	Extraíbles y regulables en altura Plegables hacia el exterior e interior
Color	Burdeos
Motor	24V / 580W
Batería	50Ah x 2u
Radio de giro	58 cm.
Velocidad	8 km/h
Autonomía	32 km*

1 Joystick PG
Permite personalizarlo con programador en función de las necesidades del usuario. Su soporte escamoteable facilita las maniobras.

2 Reposapiés
Regulable en altura y plegable hacia el exterior e interior.

3 Asiento
Tipo “Rehab” con anclaje de 4 puntos y regulable en ángulo de 0 a 45.



* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.

ACCESORIOS



1M33403091-08-U
1M33403N91-08-U
REPOSAPIÉS
ELEVABLE



1NASP01-08-U
SOPORTE
DISPOSITIVOS
MÓVILES



1M31000326-02-U
PORTABASTÓN MÁS
CINCHA UNIVERSAL



1NASJY003
SOPORTE MANDO
ACOMPÑANTE



1M61230167
USB



1446AC-19-U
BOLSA UNIVERSAL
BOLSILLO



1NAPT001-08-U
PORTABEBIDAS



1NLX001
LUZ AUXILIAR



1FS565-25-U
PORTAOXÍGENO



1FS512-25-U
PORTASUEROS
2 GANCHOS

SEPANG

RECAMBIOS



1M33100668-08-U
RUEDA DELANTERA
HORQUILLA



1M33300424L-08-U
REPOSAPIÉS
IZQUIERDO



1M33300424R-08-U
REPOSAPIÉS
DERECHO



1M31000321-08-U
REPOSABRAZOS
IZQUIERDO



1M31000322-08-U
REPOSABRAZOS
DERECHO

SCOOTERS



GUÍA RÁPIDA

SCOOTERS



46 cm

87 cm

105 cm

55 cm

ENZO

29 Kg.
Peso total

120 Kg.
Peso soportado

180W

6 Ah x 2 Litio



46 cm

89 cm

54 cm

102 cm

LEMANS PLUS

47 Kg.
Peso total

136 Kg.
Peso soportado

420W

22 Ah x 2



51 cm

100 cm

63 cm

140 cm

DAKAR

115 Kg.
Peso total

158 Kg.
Peso soportado

1750W

75 Ah x 2



80 cm

135 cm

152 cm

86 cm

DAKAR DUO

150 Kg.
Peso total

225 Kg.
Peso soportado

2200W

75 Ah x 2

GUÍA PLEGADO

ENZO



1

Asegurarse de que el scooter está en modo Remoto.



2

Presionar el mando a distancia de forma continua para desplegar el scooter “ parte candado abierto” y el scooter empezará a abrirse.



3

Para plegar el scooter, presionar el mando a distancia de forma continua “ parte candado cerrado” y el scooter empezará a cerrarse.

ENZO

SCOOTER PLEGABLE ELECTRÓNICO

ENZO es un scooter ultraligero plegable automáticamente con mando a distancia. Tiene un plegado muy compacto. Fácil de transportar y almacenar. Proporciona gran maniobrabilidad, incluso en espacios reducidos.



Llave y control remoto



Plegable



Display analógico



Dos baterías de litio recargables individualmente fuera del scooter y cómodas de transportar



Recargable mediante un puerto de carga en el scooter

MEDIDAS

PESOS

BATERÍA

COLORES

Azul Burdeos

Video comercial

Video montaje

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
ENZO	Azul	1471SC-90-U	N/D
ENZO	Burdeos	1471SC-91-U	N/D



Medidas

Ancho total	55 cm.
Profundidad total	105 cm.
Alto total	87 cm.
Alto del asiento al suelo	50 cm.
Peso máximo soportado	120 Kg.
Peso total con batería	29 Kg.

Especificaciones Técnicas

Color	Azul - Burdeos
Motor	24V / 180W
Batería	6Ah x 2 Litio
Pendiente superable	8º
Velocidad	8 km/h
Autonomía	25 km*

1 Reposabrazos
Abatible y regulable en anchura.

2 Baterías
Extracción rápida de las baterías permitiendo ser cargadas fuera del scooter individualmente.

3 Display analógico
Incorpora luces led. Muy intuitivo para el usuario.

4 Manillar
Regulable en altura permitiendo una mayor comodidad al usuario durante la conducción.



* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.

ACCESORIOS

ENZO



1NABG001-08-U
BOLSA
REPOSABRAZOS
UNIVERSAL

RECAMBIOS



1NAF0101-08-U
MANDO CONTROL



1NAF0104-08-U
RUEDA DELANTERA



1NAF0105-08-U
RUEDA TRASERA



1NAF0108-08-U
REPOSABRAZOS
ALMOHADILLADO



1NAF116-08-U
CARGADOR



1NAKY01-08-U
LLAVE SCOOTER

LEMANS PLUS

SCOOTER ELÉCTRICO DESMONTABLE

LEMANS PLUS es el scooter intercity de dimensiones reducidas perfecto para interior y exterior. Ligero y desmontable en 5 piezas facilita su transporte y/o almacenaje.



MEDIDAS

PESOS

BATERÍA

CARACTERÍSTICAS

COLORES

Azul Burdeos



Video montaje



Desmontable en 5 partes



Display



Detalle posterior



Zoom rueda lateral

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
LEMANS PLUS	Azul	1476SC-90-U	N/D
LEMANS PLUS	Burdeos	1476SC-91-U	N/D



Medidas

Ancho total	54 cm.
Profundidad total	102 cm.
Alto total	89 cm.
Alto del asiento al suelo	50 cm.
Peso máximo soportado	136 Kg.
Peso total con batería	47 Kg.

Especificaciones Técnicas

Color	Azul - Burdeos
Motor	24V / 420W
Batería	12V 22Ah x 2
Pendiente superable	6°
Velocidad	9,6 km/h
Autonomía	17 km*

1 **Manillar Display Analógico**
Manillar muy intuitivo, fácil manejo mediante pulsación de palancas.

2 **Cesta Portaobjetos**
Cesta metálica ideal para guardar la compra o los objetos personales.

3 **Mástil**
Regulable en inclinación.

4 **Reposabrazos**
Reposabrazos abatibles y regulables en anchura.

5 **Asiento Giratorio 360°**
Permite una mayor comodidad al usuario para acceder a una mesa.

* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.

ACCESORIOS

LEMANS PLUS



1M34203002-08-U
PORTAOXÍGENO



1M31000326-02-U
PORTABASTÓN MÁS
CINCHA UNIVERSAL



1M34203010-08-U
PORTAANDADOR



1M417000SC-08-U
CESTA PORTA
OBJETOS



1NABG001-08-U
BOLSA



1M61230167
USB

RECAMBIOS



1M30500090-08-U
FRONTAL
COMPLETO



1M61090046-08-U
CONECTOR
LLAVE MANDO

DAKAR

SCOOTER ELÉCTRICO TODOTERRENO

DAKAR es un scooter robusto con ruedas preparadas para la circulación por diferentes terrenos. Dispone de iluminación led. Su asiento y respaldo confort permiten una conducción cómoda para el usuario.



Luz led delantera



Ruedas PU macizo con dibujo



Amortiguación trasera



Panel de control

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
DAKAR	Cobre	1483SCN-12-U	N/D
DAKAR	Azul	1483SCN-90-U	N/D
DAKAR	Burdeos	1483SCN-91-U	N/D

MEDIDAS

PESOS

BATERÍA

CARACTERÍSTICAS

COLORES



Medidas

Ancho del asiento	51 cm.
Ancho total	63 cm.
Alto total	100 cm.
Alto del asiento al suelo	53 cm.
Longitud total	140 cm.
Peso máximo soportado	158 Kg.
Peso total con batería	115 Kg.

Especificaciones Técnicas

Color	Cobre - Azul - Burdeos
Motor	24V / 1750W
Batería	12V 75Ah x 2
Pendiente superable	10º
Velocidad	12 km/h
Autonomía	45,5 km*

1 **Manillar**
Muy intuitivo, fácil manejo mediante pulsación de palancas.

2 **Cesta Portaobjetos**
Cesta ideal para guardar la compra o los objetos personales.

3 **Mástil**
Regulable en inclinación.

4 **Reposabrazos**
Reposabrazos abatibles y regulables en altura.

5 **Asiento Giratorio 360º**
Permite una mayor comodidad al usuario para acceder a mesas comedor. Reclinable y plegable.

6 **Luces Led Incorporadas.**

* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.

ACCESORIOS

DAKAR



1M34203002-08-U
PORTAOXÍGENO



1M31000326-02-U
PORTABASTÓN MÁS
CINCHA UNIVERSAL



1M34203010-08-U
PORTAANDADOR



1M417000SC-08-U
CESTA PORTA
OBJETOS



1NABG001-08-U
BOLSA



1M61230167
USB

DAKAR DUO

SCOOTER DUO

DAKAR DUO es un scooter robusto con ruedas preparadas para la circulación por diferentes terrenos. Su asiento tiene capacidad para dos personas, lo que lo hace ideal para paseos en pareja. Gracias al peso que soporta, 225Kg., podemos considerar el modelo DAKAR DUO como un scooter bariátrico.



MEDIDAS

135 cm
152 cm
53 cm
80 cm
86 cm

PESOS

150 Kg.
225 Kg.
Peso total
Peso soportado

BATERÍA

2200W
75 Ah x 2
50 Km
Autonomía

CARACTERÍSTICAS

Cinturón Seguridad
Amortiguación Trasera y delantera

COLORES

Plata



Medidas

Ancho del asiento	80 cm.
Ancho total	86 cm.
Alto total	135 cm.
Alto del asiento al suelo	53 cm.
Longitud total	152 cm.
Peso máximo soportado	225 Kg.
Peso total con batería	150 Kg.

Especificaciones Técnicas

Color	Plata
Motor	24V / 2200W
Batería	12V 75Ah x 2
Pendiente superable	10º
Velocidad	15 km/h
Autonomía	50 km*



Luz incorporada



Rueda trasera



Amortiguación trasera



Panel de control

1 Asiento Giratorio
Abatible y regulable en altura de 38 a 45 cm.

2 Reposabrazos
Reposabrazos abatibles y regulables en altura y anchura.

3 Sistema de Luces Integrado
Faro, luces traseras, intermitentes y luces "warning".

4 Manillar
Muy intuitivo, fácil manejo mediante pulsación de palancas.

5 Cesta Portaobjetos
Cesta metálica ideal para guardar la compra o los objetos personales.

6 Mástil
Regulable en inclinación.



Descripción	Color	Ref. Int	IMF
DAKAR DUO	Plata	1483SCDUO-92-U	N/D

* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.

ACCESORIOS

DAKAR DUO



1M34203002-08-U
PORTAOXÍGENO




1M31000326-02-U
PORTABASTÓN MÁS
CINCHA UNIVERSAL



1M34203010-08-U
PORTAANDADOR



1M417000SC-08-U
CESTA PORTA
OBJETOS



1NABG001-08-U
BOLSA



1M61230167
USB

SILLAS DE RUEDAS **MANUALES**



GUÍA RÁPIDA

SILLAS DE RUEDAS MANUALES

RAMBLA

41-43-45-47 cm
90 cm
101 cm
51-61-63-65 cm

Peso total* 18,5 Kg.
Peso soportado 125 Kg.

HÉRCULES

50-55-60 cm
91,5 cm
111,5 cm
73-78-83 cm

Peso total* 23 Kg.
Peso soportado 204 Kg. T.60

POSITRON

41-51 cm
122 cm
72-82 cm
116 cm

Peso total* 40 Kg.
Peso soportado 125 Kg.

* El peso total incluye las ruedas, los reposabrazos y el reposapiés.

NANO

41-43 cm
89 cm
92 cm
51-53 cm

Peso total* 17 Kg.
Peso soportado 100 Kg.

MINITRANS

36-43 cm
88 cm
94,5 cm
45-51 cm

Peso total* 7,5 Kg.
Peso soportado 100 Kg.

TRANSLITE

47 cm
91 cm
58 cm
100 cm

Peso total* 13 Kg.
Peso soportado 115 Kg.

BASIC II

41-45 cm
126 cm
123 cm
63-68 cm

Peso total* 29,5 Kg.
Peso soportado 120 Kg.

* El peso total incluye las ruedas, los reposabrazos y el reposapiés.

RAMBLA 1404SR

SILLA DE RUEDAS PLEGABLE DE ACERO

Silla de ruedas de acero autopropulsable, plegable con reposabrazos abatibles y extríbles. Reposapiés abatibles y regulables en altura. Ruedas traseras de extracción rápida. Tapicería de nylon, ignífuga y lavable.




Medidas

Ancho total	59 - 61 - 63 - 65 cm.
Ancho asiento	41 - 43 - 45 - 47 cm.
Largo total	101 cm.
Largo asiento	43 cm.
Alto total	90 cm.
Alto del respaldo	43 cm.
Alto del asiento al suelo	49 cm.
Peso máximo soportado	125 Kg.
Peso total*	18,5 Kg.

* El peso total incluye las ruedas, los reposabrazos y el reposapiés.

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
RAMBLA	Gris Oscuro	1404SR-19-41	SRM040A
RAMBLA	Gris Oscuro	1404SR-19-43	SRM040A
RAMBLA	Gris Oscuro	1404SR-19-45	SRM040A
RAMBLA	Gris Oscuro	1404SR-19-47	SRM040A



Especificaciones Técnicas

Estructura	Acero
Color	Gris Oscuro
Ruedas Delanteras	200mm macizas
Ruedas Traseras	600mm macizas
Reposabrazos	Abatible y extraíble
Reposapiés	Abatible exterior. Altura regulable
Respaldo	No plegable. Bolsillo portaobjetos

RAMBLA 1405SR

SILLA DE RUEDAS PLEGABLE DE ACERO

Silla de ruedas de acero no autopropulsable, plegable con reposabrazos abatibles y extríbles. Reposapiés abatibles y regulables en altura. Ruedas traseras de extracción rápida. Tapicería de nylon, ignífuga y lavable.



Medidas

Ancho total	56 - 58 - 60 - 62 cm.
Ancho asiento	41 - 43 - 45 - 47 cm.
Largo total	101 cm.
Largo asiento	43 cm.
Alto total	90 cm.
Alto del respaldo	43 cm.
Alto del asiento al suelo	49 cm.
Peso máximo soportado	125 Kg.
Peso total*	16 Kg.

* El peso total incluye las ruedas, los reposabrazos y el reposapiés.

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
RAMBLA	Gris Oscuro	1405SR-19-41	SRM010A
RAMBLA	Gris Oscuro	1405SR-19-43	SRM010A
RAMBLA	Gris Oscuro	1405SR-19-45	SRM010A
RAMBLA	Gris Oscuro	1405SR-19-47	SRM010A



Especificaciones Técnicas

Estructura	Acero
Color	Gris Oscuro
Ruedas Delanteras	200mm macizas
Ruedas Traseras	300mm macizas
Reposabrazos	Abatible y extraíble
Reposapiés	Abatible exterior. Altura regulable
Respaldo	No plegable. Bolsillo portaobjetos



ACCESORIOS



1AYJ00509-92-D
REPOSAPIÉS
ELEVABLE
DERECHO



1AYJ00509-92-I
REPOSAPIÉS
ELEVABLE
IZQUIERDO



1AYJ3708-92-U
ANTIVUELCOS



1FS565-25-U
PORTAOXÍGENO



1M31000326-02-U
PORTABASTÓN MÁS
CINCHA UNIVERSAL



1FS512-25-U
PORTASUEROS
2 GANCHOS

RAMBLA

RECAMBIOS



1AYJ00501D-08-U
PLATAFORMA
REPOSAPIÉS
DERECHO



1AYJ00501L-08-U
PLATAFORMA
REPOSAPIÉS
IZQUIERDO



1AYJ00505-92-D
REPOSAPIÉS
DERECHO



1AYJ00505-92-I
REPOSAPIÉS
IZQUIERDO



1AYJ00506-92-D
REPOSABRAZOS
DERECHO



1AYJ00506-92-I
REPOSABRAZOS
IZQUIERDO



1AYJ00512-08-U
ALMOHADA
REPOSABRAZOS




1AYJ00514-08-U
RUEDA DELANTERA



1AYJ00518-08-U
RUEDA TRASERA
600



1AYJ00520-08-U
RUEDA TRASERA
300



1AYJ00522-08-U
JUEGO FRENO
RUEDA 600



1AYJ00523-08-U
JUEGO FRENO
RUEDA 300



1AYJ00528-08-U
EMPUÑADURA

HÉRCULES

SILLA DE RUEDAS DE ACERO BARIÁTRICA

Silla de ruedas de acero bariátrica autopropulsable, plegable, con reposabrazos desmontables y reposapiés abatibles y extraíbles. Las ruedas delanteras y traseras son macizas. Tapicería de nylon, ignífuga y lavable.




Medidas

Ancho total	73 - 78 - 83 cm.
Ancho asiento	50 - 55 - 60 cm.
Largo total	111,5 cm.
Largo asiento	45 cm.
Alto total	91,5 cm.
Alto del respaldo	37 cm.
Alto del asiento al suelo	53 cm.
Peso máximo soportado	160 - 204 Kg.
Peso total*	23 Kg.

* El peso total incluye las ruedas, los reposabrazos y el reposapiés.

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
HÉRCULES	Gris Oscuro	1410SR-50	SRM040C
HÉRCULES	Gris Oscuro	1410SR-55	SRM040C
HÉRCULES	Gris Oscuro	1410SR-60	SRM040C



Especificaciones Técnicas

Estructura	Acero
Color	Gris Oscuro
Ruedas Delanteras	200mm macizas
Ruedas Traseras	610mm macizas
Reposabrazos	Abatible y extraíble
Reposapiés	Abatible exterior. Altura regulable
Respaldo	Bolsillo portaobjetos

ACCESORIOS



1AYJ00509-92-D
REPOSAPIÉS
ELEVABLE
DERECHO



1AYJ00509-92-I
REPOSAPIÉS
ELEVABLE
IZQUIERDO



1AYJ3708-92-U
ANTIVUELCOS



1FS565-25-U
PORTAOXÍGENO



1M31000326-02-U
PORTABASTÓN MÁS
CINCHA UNIVERSAL



1FS512-25-U
PORTASUEROS
2 GANCHOS

RECAMBIOS



1YK708-08-U
JUEGO DE FRENOS



1YK709-08-U
RUEDA TRASERA
24"



1YK712-02-U
REPOSAPIÉS
DERECHO



1YK713-02-U
REPOSAPIÉS
IZQUIERDO



1YK715-08-U
PLATAFORMA
REPOSAPIÉS



1YK716-08-U
RUEDA DELANTERA



1YK762L-08-U
REPOSAPIÉS
ELEVABLE
DERECHO




1YK762R-08-U
REPOSAPIÉS
ELEVABLE
IZQUIERDO

NANO

SILLA DE RUEDAS SÚPER ESTRECHA

Silla de ruedas de acero plegable de tránsito, autopropulsable superestrecha. Ruedas macizas. Tapicería de nylon, ignífuga y lavable.



Medidas

Ancho total	51 - 53 cm.
Ancho asiento	41 - 43 cm.
Largo total	92 cm.
Largo asiento	40 cm.
Alto total	89 cm.
Alto del respaldo	35 cm.
Alto del asiento al suelo	49 cm.
Peso máximo soportado	100 Kg.
Peso total*	17 Kg.

* El peso total incluye las ruedas, los reposabrazos y el reposapiés.

Especificaciones Técnicas

Estructura	Acero
Color	Azul Oscuro
Ruedas Delanteras	200mm macizas
Ruedas Traseras	500mm macizas
Reposabrazos	Extraíble
Reposapiés	Abatible exterior. Altura regulable
Respaldo	No plegable. Bolsillo portaobjetos

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
NANO	Azul Oscuro	1430SR-41	SRM040A
NANO	Azul Oscuro	1430SR-43	SRM040A

ACCESORIOS



1AYJ00509-92-D
REPOSAPIÉS
ELEVABLE
DERECHO



1AYJ00509-92-I
REPOSAPIÉS
ELEVABLE
IZQUIERDO



1AYJ3708-92-U
ANTIVUELCOS



1FS565-25-U
PORTAOXÍGENO



1M31000326-02-U
PORTABASTÓN MÁS
CINCHA UNIVERSAL



1FS512-25-U
PORTASUEROS
2 GANCHOS



1YK310L-90-U
REPOSAPIÉS
ELEVABLE
IZQUIERDO



1YK310R-90-U
REPOSAPIÉS
ELEVABLE
DERECHO

RECAMBIOS



1YK300L-90-U
REPOSAPIÉS
IZQUIERDO



1YK300R-90-U
REPOSAPIÉS
DERECHO



1YK301-08-U
RUEDA
TRASERA




1YK302-08-U
RUEDA
DELANTERA

MINITRANS

SILLA DE RUEDAS DE TRASLADO

Silla de ruedas de tránsito fabricada en aluminio, muy ligera indicada para realizar desplazamientos cortos. Apta para transferencia domiciliaria de cama a sillón o baño. Incluye bolsa de viaje, cinturón y freno de acompañante.



Medidas

Ancho total	45 - 51 cm.
Ancho asiento	36 - 43 cm.
Largo total	94,5 cm.
Largo asiento	36 cm.
Alto total	88 cm.
Alto del respaldo	40 cm.
Alto del asiento al suelo	47,5 cm.
Peso máximo soportado	100 Kg.
Peso total*	6,7 - 7,5 Kg.

* El peso total incluye las ruedas, los reposabrazos y el reposapiés.

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
MINITRANS	Plata	1426SR-36	N/D
MINITRANS	Plata	1426SR-43	N/D

RECAMBIOS



1CX0040-08-U
RUEDA
DELANTERA



1CX0041-08-U
RUEDA
TRASERA



1CX0042-02-U
REPOSAPIÉS
PLATAFORMA



1CX0043-08-U
EMPUÑA FRENO
CABLE

Especificaciones Técnicas

Estructura	Aluminio
Color	Plata
Ruedas Delanteras	150mm macizas
Ruedas Traseras	200mm macizas
Reposabrazos	Abatible
Reposapiés	Plataforma plegable
Respaldo	Plegable. Bolsillo portaobjetos

TRANSLITE

SILLA DE RUEDAS DE TRASLADO

Silla de ruedas de aluminio plegable de tránsito, indicada para realizar desplazamientos cortos. Freno acompañante y respaldo plegable. Tapicería de nylon, ignífuga y lavable.



Medidas

Ancho total	58 cm.
Ancho asiento	47 cm.
Largo total	100 cm.
Largo asiento	40 cm.
Alto total	91 cm.
Alto del respaldo	46 cm.
Alto del asiento al suelo	48 cm.
Peso máximo soportado	115 Kg.
Peso total*	13 Kg.

* El peso total incluye las ruedas, los reposabrazos y el reposapiés.

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
TRANSLITE	Azul Oscuro	1428SR-90-47	SRM040D

Especificaciones Técnicas

Estructura	Aluminio
Color	Azul Oscuro
Ruedas Delanteras	200mm macizas
Ruedas Traseras	300mm macizas
Reposabrazos	Fijo
Reposapiés	Abatible exterior. Altura regulable
Respaldo	Plegable. Bolsillo portaobjetos

ACCESORIOS



1AYJ00509-92-D
REPOSAPIÉS
ELEVABLE
DERECHO



1AYJ00509-92-I
REPOSAPIÉS
ELEVABLE
IZQUIERDO



1AYJ3708-92-U
ANTIVUELCOS



1FS565-25-U
PORTAOXÍGENO



1M31000326-02-U
PORTABASTÓN MÁS
CINCHA UNIVERSAL



1FS512-25-U
PORTASUEROS
2 GANCHOS

RECAMBIOS



1YK730-08-U
RUEDA HORQUILLA
RODAMIENTO



1YK733-08-U
EMPUÑADURA



1YK735-08-U
RUEDA
TRASERA



1YK738-90-L
REPOSAPIÉS
IZQUIERDO




1YK738-90-R
REPOSAPIÉS
DERECHO

BASIC II

SILLA DE RUEDAS RESPALDO RECLINABLE

Silla de ruedas reclinable autopropulsable y plegable, incluye de serie los reposapiés elevables. Incluye palanca posterior de reclinación del respaldo.



Medidas

Ancho total	63 - 68 cm.
Ancho asiento	41 - 45 cm.
Largo total	123 cm.
Largo asiento	40 cm.
Alto total	126 cm.
Alto del respaldo	80 cm.
Alto del asiento al suelo	50 cm.
Peso máximo soportado	120 Kg.
Peso total*	29,5 Kg.

* El peso total incluye las ruedas, los reposabrazos y el reposapiés.

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
BASIC II	Gris Claro	1432SR-08-41	SRM010A
BASIC II	Gris Claro	1432SR-08-45	SRM010A

Especificaciones Técnicas

Estructura	Acero
Color	Gris Claro
Ruedas Delanteras	200mm macizas
Ruedas Traseras	600mm macizas
Reposabrazos	Abatibles y extraíbles
Reposapiés	Elevables, ajustables en altura
	Abatibles hacia el exterior
Respaldo	Largo con cabezal incluido y extraíble

ACCESORIOS



1AYJ00509-92-D
REPOSAPIÉS
ELEVABLE
DERECHO



1AYJ00509-92-I
REPOSAPIÉS
ELEVABLE
IZQUIERDO



1AYJ3708-92-U
ANTIVUELCOS



1FS565-25-U
PORTAOXÍGENO



1M31000326-02-U
PORTABASTÓN MÁS
CINCHA UNIVERSAL



1FS512-25-U
PORTASUEROS
2 GANCHOS

RECAMBIOS



1YK402-08-U
RUEDAS
ANTIVUELCO



1YK739-08-U
RUEDA TRASERA



1YK740-08-L
RUEDA HORQUILLA
IZQUIERDA



1YK740-08-R
RUEDA HORQUILLA
DERECHA



1YK752-08-U
ALMOHADILLA
REPOSABRAZOS



1YK753-08-U
EMPUÑADURA



1YK754-08-L
REPOSABRAZOS
COMPLETO
IZQUIERDA



1YK754-08-R
REPOSABRAZOS
COMPLETO
DERECHA



1YK760-08-L
FRENO
IZQUIERDO



1YK760-08-R
FRENO
DERECHO

POSITRON

SILLA DE POSICIONAMIENTO BASCULANTE Y RECLINABLE

Reclinable de 90° a 135°. Basculante de 0° a 45°. Asiento ergonómico y regulable en ángulo de 4°. Mecanismo de reducción efecto cizalla durante la reclinación. Incluye freno de acompañante.



Medidas

Ancho total	72 - 82 cm.
Ancho asiento	41 - 51 cm.
Largo total	116 cm.
Largo asiento	46 - 51 cm.
Alto total	122 cm.
Alto del respaldo	53 - 58 cm.
Alto del asiento al suelo	49 cm.
Peso máximo soportado	125 Kg.
Peso total*	40 Kg.

* El peso total incluye las ruedas, los reposabrazos y el reposapiés.

Especificaciones Técnicas

Estructura	Aluminio
Color	Negro
Ruedas Delanteras	180mm macizas
Ruedas Traseras	600mm macizas
Reposabrazos	Abatibles y extraíbles
	Ajustables en alto y en ancho
Reposapiés	Elevables, ajustables en altura
	Abatibles interior y exterior
Respaldo	Acolchado y anatómico
	Reposacabezas estándar incluido

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
POSITRON	Plata	1431SR-08-U	SRM050C

POSITRON

SILLA DE POSICIONAMIENTO BASCULANTE Y RECLINABLE

Reclinable de 90° a 135°. Basculante de 0° a 45°. Asiento ergonómico y regulable en ángulo de 4°. Mecanismo de reducción efecto cizalla durante la reclinación. Incluye freno de acompañante.



Medidas

Ancho total	60 - 70 cm.
Ancho asiento	41 - 51 cm.
Largo total	116 cm.
Largo asiento	46 - 51 cm.
Alto total	122 cm.
Alto del respaldo	53 - 58 cm.
Alto del asiento al suelo	49 cm.
Peso máximo soportado	125 Kg.
Peso total*	42 Kg.

* El peso total incluye las ruedas, los reposabrazos y el reposapiés.

Especificaciones Técnicas

Estructura	Aluminio
Color	Negro
Ruedas Delanteras	180mm macizas
Ruedas Traseras	315mm macizas
Reposabrazos	Abatibles y extraíbles
	Ajustables en alto y en ancho
Reposapiés	Elevables, ajustables en altura
	Abatibles interior y exterior
Respaldo	Acolchado y anatómico
	Reposacabezas estándar incluido

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
POSITRON	Plata	1431SRA-08-U	SRM010A

ACCESORIOS

POSITRON



1M34003M80-08-U
TACO ABDUCTOR



1M34003M81-08-U
SOPORTE LATERAL
PAR

RECAMBIOS



1M3100IM18-08-U
REPOSABRAZOS
DERECHO



1M3100IM20-08-U
REPOSABRAZOS
IZQUIERDO



1M3200MM16-08-U
ALMOHADILLA
REPOSACABEZAS



1M32526M06-02-U
RUEDA 24" * 1-3/8
MACIZA



1M32526M36-8
RUEDA TRASERA 12"
IZQUIERDA



1M32526M37-8
RUEDA TRASERA 12"
DERECHA



1M34003M79-08-U
REPOSACABEZAS
COMPLETO



1M4360IM92
ALMOHADILLA
REPOSABRZOS



1M4360JM60-08-U
PLATAFORMA REPO-
SAPIÉS



1M4360LM10-02-U
RUEDA 7" 175*32



1M33404M39-08-U
REPOSAPIÉS
ELEVABLE DE SERIE
IZQUIERDO



1M33404M40-08-U
REPOSAPIÉS
ELEVABLE DE SERIE
DERECHO



1M34021M03-03-U
ANTIVUELCO
PAR DE SERIE

GRÚAS



LIFTEY 150



CARACTERÍSTICAS

Grúa de traslado y elevación con estructura de acero de alta resistencia. Con capacidad de hasta 150kg de peso máximo de elevación.
Dimensiones reducidas ideales para la movilidad en domicilios o espacios pequeños.
Su elevado rango de elevación permite levantar al usuario desde el suelo hasta una cama.

MÁXIMA SEGURIDAD

Percha de 4 ganchos para mayor seguridad y resistencia. Ganchos cruzados para evitar que las cintas del arnés puedan soltarse.
Display digital con indicador de batería para un mayor control de la autonomía.
Puntos de anclaje reforzados, con pasadores de seguridad. Paro de emergencia y sistema de bajada de emergencia manual.

FÁCIL MANEJO

Apertura de patas mediante pedal ergonómico para manejo con el pie. La altura de las patas permite introducirlas debajo de la mayoría de camas.
Gran asa ergonómica con cantos redondeados para un manejo cómodo de la grúa.



Video comercial y montaje



DIMENSIONES REDUCIDAS



FÁCIL MANIPULACIÓN



MÁXIMA SEGURIDAD

Especificaciones Técnicas

Motor	DC24 8000N
Batería	DC24 5 Ah
Servicios	60 por carga completa
Cargador	24V 1A
Tiempo de carga	5 horas
Rueda delantera	8 cm.
Rueda trasera	10 cm. (incluye frenos)
Arneses compatibles:	1170AC, 1172AC, 1177AC, 1178AC

Medidas

Largo total	95 cm.
Altura mín. / max	78 a 187 cm.
Altura libre	11,50 cm.
Peso máximo soportado	150 Kg.
Peso total	35 Kg.
Abertura de Patas (interior)	42 a 74 cm.
Abertura de Patas (exterior)	52 a 85 cm.

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
LIFTEY 150	Azul	1770CM-07-U	N/D

LIFTEY DUO



CARACTERÍSTICAS

Grúa convertible con doble funcionalidad; En tan sólo un par de minutos podemos convertir una grúa de traslado o elevación en una grúa de bipedestación o 'cambia pañales' sólo cambiándola el mástil de la percha y colocando la plataforma reposapiés de forma fácil y sencilla.
Fabricada en estructura de acero de alta resistencia. Con capacidad de hasta 150kg de peso máximo de carga.
Dimensiones reducidas ideales para la movilidad en domicilios o espacios pequeños.

MÁXIMA SEGURIDAD

Percha de 4 ganchos para mayor seguridad y resistencia. Ganchos cruzados para evitar que las cintas del arnés puedan soltarse.
Display digital con indicador de batería para un mayor control de la autonomía.
Puntos de anclaje reforzados, con pasadores de seguridad. Paro de emergencia y sistema de bajada de emergencia manual.

FÁCIL MANEJO

Apertura de patas mediante pedal ergonómico para manejo con el pie. La altura de las patas permite introducirlas debajo de la mayoría de camas.
Gran asa ergonómica con cantos redondeados para un manejo cómodo de la grúa



Video comercial y montaje



DOS EN UNO



FÁCIL MANIPULACIÓN



MÁXIMA SEGURIDAD

Especificaciones Técnicas

Motor	DC24 8000N
Batería	DC24 5 Ah
Servicios	60 por carga completa
Cargador	24V 1A
Tiempo de carga	5 horas
Rueda delantera	8 cm.
Rueda trasera	10 cm. (incluye frenos)
Arneses compatibles:	1170AC, 1172AC, 1177AC, 1178AC

Medidas

Largo total	95 cm.
Altura mín. / max	78 a 187 cm.
Altura libre	11,50 cm.
Peso máximo soportado	150 Kg.
Peso total	35 Kg.
Abertura de Patas (interior)	42 a 74 cm.
Abertura de Patas (exterior)	52 a 85 cm.

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
LIFTEY DUO	Azul	1771CM-07-U	N/D

LIFTEY AL180



CARACTERÍSTICAS

Grúa de traslado y elevación fabricada en aluminio de alta calidad. Ideal para uso en instituciones o residencias gracias a su alta resistencia a la corrosión y su capacidad de carga de hasta 180kg de peso. Dispone de cargador de pared como accesorio.

MÁXIMA SEGURIDAD

Percha de 4 ganchos para mayor seguridad y resistencia. Ganchos cruzados para evitar que las cintas del arnés puedan soltarse. Display digital con indicador de batería para un mayor control de la autonomía. Puntos de anclaje reforzados, con pasadores de seguridad. Paro de emergencia y sistema de bajada de emergencia mecánica y electrónica.

FÁCIL MANEJO

Apertura de patas electrónicamente mediante el mando o el display. Display digital que indica la progresión de la apertura y el cierre de las patas. La altura de las patas permite introducirlas debajo de la mayoría de camas. Gran asa ergonómica con cantos redondeados para un manejo cómodo de la grúa.



LIGERA
ESTRUCTURA
DE ALUMINIO



RESISTENCIA A
GRANDES PESOS



MANIPULACIÓN
ELECTRÓNICA
SIN ESFUERZOS

Medidas

Largo total	113 cm.
Obertura de patas	64,5 a 88 cm.
Altura mín. / max	64,5 a 187 cm.
Altura libre	10 cm.
Peso máximo soportado	180 Kg.
Peso total	60 Kg.

Especificaciones Técnicas

Motor mástil	DC24 10A*
Motor base	DC24 2,8A**
Batería	12v 2,9 Ah x 2
Velocidad elevación	7mm/s sin carga
Tiempo de carga	6 horas
Rueda delantera	102mm.
Rueda trasera	127mm. con freno
Arneses compatibles:	1170AC, 1172AC, 1177AC, 1178AC, 1170ACB

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
LIFTEY 180	Gris	1772CM-01-180	N/D

(*) Magnético permanente con mecanismo de seguridad mecánico, tuerca de seguridad y tubo exterior.
(**) Motor magnético permanente.

LIFTEY AL320



CARACTERÍSTICAS

Grúa de traslado y elevación fabricada en aluminio de alta calidad. Ideal para uso en instituciones o residencias gracias a su alta resistencia a la corrosión y su capacidad de carga de hasta 320kg de peso. Dispone de cargador de pared como accesorio.

MÁXIMA SEGURIDAD

Percha de 4 ganchos para mayor seguridad y resistencia. Ganchos cruzados para evitar que las cintas del arnés puedan soltarse. Display digital con indicador de batería para un mayor control de la autonomía. Puntos de anclaje reforzados, con pasadores de seguridad. Paro de emergencia y sistema de bajada de emergencia mecánica y electrónica.

FÁCIL MANEJO

Apertura de patas electrónicamente mediante el mando o el display. Display digital que indica la progresión de la apertura y el cierre de las patas. La altura de las patas permite introducirlas debajo de la mayoría de camas. Gran asa ergonómica con cantos redondeados para un manejo cómodo de la grúa.



LIGERA
ESTRUCTURA
DE ALUMINIO



RESISTENCIA A
GRANDES PESOS



MANIPULACIÓN
ELECTRÓNICA
SIN ESFUERZOS

Medidas

Largo total	161,50 cm.
Obertura de patas	73,5 a 96 cm.
Altura mín. / max	71 a 198 cm.
Altura libre	10 cm.
Peso máximo soportado	320 Kg.
Peso total	65 Kg.

Especificaciones Técnicas

Motor mástil	DC24 10A*
Motor base	DC24 2,8A**
Batería	12v 2,9 Ah x 2
Velocidad elevación	7mm/s sin carga
Tiempo de carga	6 horas
Rueda delantera	102mm.
Rueda trasera	127mm. con freno
Arneses compatibles:	1170AC, 1172AC, 1177AC, 1178AC, 1170ACB

Descripción	Color	Ref. Int	IMF
LIFTEY AL320	Gris	1773CM-01-U	N/D

(*) Magnético permanente con mecanismo de seguridad mecánico, tuerca de seguridad y tubo exterior.
(**) Motor magnético permanente.

ACCESORIOS

LIFTEY 150 / DUO



1170AC
ARNÉS UNIVERSAL



1172AC
ARNÉS CON
REPOSACABEZAS



1177AC
ARNÉS DE AJUSTE
RÁPIDO



1173AC
ARNÉS DE
BIPEDESTACIÓN

ACCESORIOS

LIFTEY AL180 / AL320



1170ACB
ARNÉS
BARIÁTRICO

Notas de catálogo:

Teyder S.A. es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial, quedando todos los derechos expresamente reservados.

Modificaciones:

Las características técnicas y descripciones son válidas salvo errores tipográficos.

Los pesos y dimensiones de los productos que aparecen en catalogo pueden presentar cambios según las necesidades de fabricación.



C/ POLÍGON INDUSTRIAL SANT ANTONI, NAVE 5
08620 SANT VICENÇ DELS HORTS (BARCELONA)

TEL (+34) 93 381 90 11

FAX (+34) 93 381 97 03

E-MAIL: teyder@teyder.com

www.teyder.com