



sillas  
de ruedas  
eléctricas

ficha técnica

1461SE  
**SPA RX**

**Plegable,  
segura y  
robusta**  
para una  
conducción  
de categoría

Silla eléctrica  
plegable

La silla SPA RX destaca por un diseño ergonómico que garantiza al usuario una **comodidad y un confort inigualables** en el uso diario. Su configuración con baterías de 12 Ah le permite ofrecer **una autonomía de hasta 15 km**. Sus medidas compactas, con una profundidad de 85 cm, un ancho total de 62 cm y una altura total de 93 cm la hacen **ideal para desenvolverse en interior**. También destaca por su triple amortiguación y sus extraordinarias prestaciones en exterior gracias a sus motores de 250W y sólidas ruedas de 200 y 320 mm. Incluye soporte de mando para el acompañante.

Ref. Int  
1461SE (Batería 12Ah)



sillas de  
ruedas  
eléctricas



scooters



motores



sillas de  
ruedas  
manuales



grúas



cojines  
anatómicos

**x2 250W**  
sin escobillas

x1 Litio  
**15 km**  
24 V 12Ah

**28**  
kg

**120**  
kg

Aluminio

Plegable

Gris antracita





sillas  
de ruedas  
eléctricas



sillas de  
ruedas  
eléctricas



scooters



motores



sillas de  
ruedas  
manuales



grúas



cojines  
anatómicos

ficha técnica

Silla eléctrica  
plegable


**SPA RX** 1461SE

**Teyder SPA,**  
la silla eléctrica  
líder y más segura  
del mercado  
amplia su gama  
con la nueva  
**SPA RX.**



especificaciones técnicas

Ancho del asiento	44 cm
Ancho total	62 cm
Profundidad	
con reposapiés	105 cm
sin reposapiés	85 cm
Alto total	93 cm
Alto del asiento al suelo (sin cojín)	43,5 cm
Profundidad asiento	43 cm
Ancho útil para sentarse	47,5 cm
Dimensiones plegado	78*37,5*61 cm
Alto asiento con cojín	52 cm



VIDEO PRODUCTO

Ruedas delanteras	200x50 mm macizas
Ruedas traseras	320x57 mm.
Reposabrazos	Abatibles
Reposapiés	Plataforma
Pendiente superable	12°
Velocidad	6 Km/h
Tapicería	Nailon, ignífugo e impermeable

