



ficha técnica

SEPANG

1495SE

Silla de ruedas
eléctrica bariátrica.

Silla bariátrica súper maniobrable
en espacios reducidos. Ideal tanto
en interior como en exterior.
**Incluye asiento "Rehab" con
anclaje de 4 puntos ofreciendo
una mayor estabilidad al usuario.**



Ref. Int
SEPANG Burdeos 1466SE-91-50 SRE00

580W
con escobillas

32 km
50Ah x2

110 kg
con batería

205 kg

Aluminio
/Acero

Respaldo
plegable

Doble
amortiguación

Burdeos



sillas de
ruedas
eléctricas



scooters



motores



sillas de
ruedas
manuales



grúas





ficha técnica

SEPANG ^{1495SE}

Asiento

Tipo "Rehab" con anclaje de 4 puntos y regulable en ángulo de 0 a 45.



Regulación del ángulo de respaldo de 0° a 45° ofreciendo un mejor posicionamiento al usuario.

Permite personalizarlo con programador en función de las necesidades del usuario. Su soporte escamoteable facilita las maniobras.

Joystick PG



Sus ruedas satélites facilitan el giro en espacios reducidos.



Reposapiés

Regulables en altura y plegable hacia el exterior e interior.



Con doble amortiguación delantera y trasera.



Joystick PG muy intuitivo para el usuario.



especificaciones técnicas

Ancho del asiento 46-56 cm.
Ancho total 69 cm.
Profundidad con reposapiés 90 cm.
Profundidad sin reposapiés 78 cm.
Alto total 102 cm.
Alto del asiento al suelo 56 cm.
Peso máximo soportado 205 Kg.
Peso total con batería 110 Kg.

Ruedas motrices 300mm neumáticas
Ruedas satélites 150mm macizas
Reposabrazos Regulable en altura
Reposapiés Extraíbles y regulables en altura
Plegables hacia el exterior e interior.
Radio de giro 58 cm.
Velocidad 8 km/h

