



ficha técnica



ÚNICA
en el
mercado

ILCA 1492SE AVANT

Nueva generación
en soluciones para
el acompañante

La nueva **ILCA AVANT** se diferencia de otras sillas motorizadas por ser la primera silla diseñada y pensada especialmente para el cuidador y acompañante.

Ahora mejorada con mando para el acompañante incluido. Su joystick de nueva generación de uso sensible, intuitivo y escamoteable, conmuta automáticamente con el nuevo mando de acompañante.

La silla **ILCA** es ideal para viajar por ser compacta, ultraligera (sólo 19kg!) y resistente. La aleación aluminio y magnesio le aporta mayor ligereza y robustez. Solución ideal para interior y distancias cortas. Disponible en tallas (ancho loneta) de 40, 43 y 45 cm.

Incluye de serie portabastones y portabebidas.

Ref. Int
1492SE-08-40
1492SE-08-43
1492SE-90-43
1492SE-08-45

24V
12Ah x1 Litio



18Ah x1 Litio



Talla 40 cm



Tallas 43/45 cm



Tallas
40/43/45 cm



Aluminio



Plegable



Joystick
acompañante



Negro / Azul

Nuevo color Azul
1492SE-90-43

2x 150W
sin escobillas



sillas de ruedas eléctricas



sillas de ruedas eléctricas



scooters



motores



sillas de ruedas manuales



grúas



cojines anatómicos





sillas
de ruedas
eléctricas

ficha técnica

Nueva generación en soluciones
para el acompañante

ILCA 1492SE
AVANT



**Mando para el acompañante
por Bluetooth**

Ahora mejorada con mando para el acompañante incluido. Su joystick de nueva generación de uso sensible, intuitivo y escamoteable, conmuta automáticamente con el nuevo mando de acompañante.



sillas de
ruedas
eléctricas



scooters



motores



sillas de
ruedas
manuales



grúas



cojines
anatómicos


Portfolio de tallas

El portfolio de Tallas ILCA AVANT permite una adaptación más exacta al paciente, favoreciendo un posicionamiento óptimo. Gracias a la disponibilidad de nuevas tallas, el profesional puede seleccionar la configuración más adecuada para cada usuario, mejorando la seguridad, la ergonomía y la personalización.

ACCESORIO: REPOSAPIÉS ELEVABLES.

especificaciones técnicas

Ancho del asiento (ancho loneta)	40-43-45 cm.
Ancho útil (ancho reposabrazos)	45-48-50 cm.
Ancho total	57-60-63 cm.
Profundidad	
con reposapiés y antivuelco	103 cm
con reposapiés sin antivuelco	97 cm
sin reposapiés ni antivuelco	73 cm
Alto total	90 cm.
Alto del asiento al suelo	48 cm.
Dimensiones plegado	66*72*22 cm.



VIDEO PRODUCTO

Ruedas delanteras	180 mm. macizas
Ruedas traseras	300 mm. "honey comb"
Reposabrazos	Abatibles
Reposapiés	Extraíbles
Pendiente superable	9°
Velocidad	6 Km/h

