

ION

TEYDER®

Ahora configurable con una completa línea de accesorios

Silla eléctrica inteligente

La silla eléctrica inteligente **ION** es nuestro modelo más avanzado. **Estructura de aluminio y magnesio** para mayor ligereza y resistencia. Perfecta para la movilidad interior gracias a sus tan sólo **62,4 cm de ancho** y para trayectos en exterior -con una autonomía de hasta 23 km sorteando pendientes de hasta 9°-.

Su plegado es fácil y compacto. Además de un joystick diseñado para un uso intuitivo, dispone de una pantalla TFT de 4,5 cm y asistente de voz. Su manejo remoto mediante una app instalada en el smartphone del usuario o acompañante conectado por **Bluetooth®**, permite el control total sobre la operatividad de las funciones de la silla.



sillas de ruedas eléctricas



sillas de ruedas eléctricas



scooters



motores



sillas de ruedas manuales



grúas



TEYDER®

ION

El futuro ya está aquí. *Movilidad inteligente.*



**Ahora configurable
con una completa línea
de accesorios**



Mando acompañante


Reposapiés individual



Reposapiés elevable



Alagador cojín asiento



Reposacabezas



sillas
de ruedas
eléctricas



sillas de
ruedas
eléctricas



scooters



motores



sillas de
ruedas
manuales



grúas





sillas de ruedas eléctricas



sillas de ruedas eléctricas



scooters



motores



sillas de ruedas manuales



grúas



TEYDER®

ION 1494SE



El futuro ya está aquí. **ION**. Movilidad inteligente.



Cojín del **asiento de espuma con memoria**. Transpirable

Batería de **20 Ah con una autonomía de 23 km**

Mochilas y bolsillos de red con **amplio espacio de almacenamiento**.


Joystick con **pantalla TFT de 4,5 cm**

Plegable integral manual con apoyabrazos plegable y desplegable

Su **manejo remoto mediante una app instalada en el smartphone del usuario o acompañante** conectado por **Bluetooth®**, permite el control total sobre la operatividad de las funciones de la silla.



▶ VÍDEO PRODUCTO



24V/250W x2

15-20 km
12Ah Litio

23-30 km
20Ah Litio

27 kg

150 kg

Aluminio Magnésio

Plegado manual

Bluetooth®

Color Turquesa Gris Antracita