



ficha técnica

**Ultraligera
y resistente
Gran
rendimiento**

MAX^{1497SE} Carbon

Silla eléctrica plegable de fibra de carbono

La silla de ruedas eléctrica Max Carbon, fabricada en fibra de carbono de gran resistencia (soporta hasta 120kg peso), es el dispositivo ideal para la movilidad en espacios reducidos gracias a su diseño único y compacto y para la movilidad en exterior gracias a sus dos motores de 150W que alcanzan hasta 6km y superan 10° de pendiente.

Su estructura ultraligera, **pesa únicamente 13,5kg** incluida batería, la convierte en el vehículo ideal para transportar y acompañarte en tu día a día. De fácil plegado tipo acordeón e inmejorables prestaciones.

Incorpora de serie un asistente para el acompañante.



150W
sin escobillas

15~20 km
12Ah 24V

13,5 kg
con batería

120 kg

Fibra de carbono

Plegable

Negro

Nuevo color Azul
1497SE-90-150



sillas de ruedas eléctricas



sillas de ruedas eléctricas



scooters



motores



sillas de ruedas manuales



grúas



cojines anatómicos





sillas
de ruedas
eléctricas

ficha técnica



1497SE
MAX
Carbon



Silla eléctrica ultraligera plegable
de fibra de carbono

Muy compacta y con gran desarrollo tanto para interior como exterior, incorpora de serie joystick de fácil manejo, asistente para el acompañante, reposapiés abatibles reforzados, y una batería extraíble cargable dentro o fuera de la silla homologada para viajar en avión.



sillas de
ruedas
eléctricas



scooters



motores



sillas de
ruedas
manuales



grúas



cojines
anatómicos



joystick



asistente
acompañante




antivuelco



especificaciones técnicas

Ancho del asiento	38 cm.
Ancho del respaldo	43 cm.
Ancho total	55,5 cm.
Profundidad asiento	38 cm.
Ancho útil para sentarse	46 cm
Profundidad sin reposapiés	83cm
Profundidad con reposapiés	95 cm
Alto respaldo	44 cm
Alto total	89 cm.
Alto del asiento al suelo (s/cojín)	46 cm.
Dimensiones plegado	32*82*80 cm.



Ruedas delanteras	16 cm
Ruedas traseras	30 cm, magnesio macizo soft
Pendiente superable	10°
Velocidad	6 km/h

Descubre
la nueva
MAX Carbon

