



**Ultraligera,
compacta y
plegable
en 1 seg.**

BAHIA LIGHT^{1498SE}

Silla eléctrica
ultraligera plegable

De diseño ultraligero y compacto, está fabricada en magnesio y aluminio muy resistentes, con un peso de tan solo 18 kg y capaz de soportar hasta 120kg. Con unas dimensiones ultra compactas de 55 cm de ancho y hasta 75 cm de profundidad, es ideal tanto para interiores como exteriores, gracias a la doble amortiguación. Está equipada con dos motores de 200W, alcanza una velocidad máxima de 6 km/h. Su batería de litio: 12,5 Ah le confiere una autonomía de hasta 20 km.



Ref. Int
1498SE (Batería 12,5 Ah)

x2 200W
sin escobillas

x1 Litio
20 km
24 V 12,5Ah

18 kg

120 kg

Aluminio
Magnesio

Plegable

Mando
acompañante
incluido

Topo



sillas
de ruedas
eléctricas



sillas de
ruedas
eléctricas



scooters



motores



sillas de
ruedas
manuales



grúas



cojines
anatómicos





sillas
de ruedas
eléctricas

ficha técnica

1498SE

BAHIA LIGHT

Silla eléctrica
ultraligera
plegable




VIDEO PRODUCTO



**Joystick con pantalla LCD
y accesorio de la luz LED incluidos.**

especificaciones técnicas

Ancho del asiento	45 cm.	Ruedas delanteras	178 mm. macizas magnesio
Ancho total	55 cm.	Ruedas traseras	254 mm.
Profundidad con reposapiés	97 cm	Reposabrazos	Abatibles
sin reposapiés	75 cm	Reposapiés	Plataforma
Alto total	91 cm.	Pendiente superable	10°
Alto del asiento al suelo	45 cm.	Velocidad	6 Km/h
Profundidad asiento	43 cm	Tapicería	Nailon, ignifugo e impermeable
Dimensiones plegado	55*30,5*69,5cm.		



sillas de
ruedas
eléctricas



scooters



motores



sillas de
ruedas
manuales



grúas



cojines
anatómicos

